

**mindray**  
healthcare within reach



Р е с п и р а т о р н о е  
о б о р у д о в а н и е

SV series

# SV 300

SV 300 транспортный вентилятор с турбиной

Применяется в следующих ситуациях

- в отделениях реанимации
- в палатах пробуждения
- для длительной вентиляции
- для вне и внутригоспитальной транспортировки

SV 300 может применяться для пациентов:

- дети и взрослые
- с tidal volume начинающимся от 20 мл до 300 мл (дети), от 100 до 2000 мл (взрослые)



# SV 300

## Основной блок:

- 12' дюймовый дисплей с функцией наклона
- встроенная турбина
- вес стойки: ~**9.8 кг** (с одной батареей)
- удобное управление стойкой (одной рукой)

## Опционально

- возможность установки на стойку двух газовых баллонов
- возможность установки кронштейна
- стандарт – одна батарея (до двух часов автономной работы), возможность установки двух внутренних батарей (до 4-х часов работы)
- уровень шума: max 45 db(a) во время работы
- возможность работы с низким давлением кислорода
- встроенный небулайзер
- DC-in



# SV 300

## Основные функции:

- режимы вентиляции:  
V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PSV, Duolevel  
PRVC  
APRV  
NIV
- Intellicycle
- Программируемый протокол санации
- 100% O2
- Ручной вдох, экспираторная и инспираторная пауза
- Вдох (SIGH)



# SV 300

## Дополнительные функции (опции)

- **Высокопоточная кислородотерапия**
- ATRC
- PV tools

## Производительность

- Максимальный поток до 210L/min
- Давление от 5 до 80 cmH<sub>2</sub>O

## Мониторинг

- до 35 мониторируемых параметров пациента
- Tve/IBW
- Индикаторы готовности к экстубации: P0.1, RSBI, NIF
- Тренды до 72 часов
- 5,000 событий для записи
- Скриншоты, история событий, конфигурация может быть загружена на USB



# SV 300

## опции:

- **SPO2 мониторинг**
- **ETCO2 встроенный мониторинг:**
- В основном потоке с волюметрией CO2
- В боковом потоке



# SV 300 обзор

1. Адаптируемый экран
2. Съемные клапаны вдоха и выдоха
3. Отсоединение от стойки одним нажатием
4. EtCO2 (опция)
5. SPO2 (опция)
6. Кронштейн с фиксацией кабелей



1.



2.



3.

# SV 300 обзор




DC разъем

Установка  
двух  
баллонов



Разъемы: VGA, USB, Network, RS232, Nurse call




HEPA фильтр, встроенная турбина




Вход O2 высокого давления

Вход O2 низкого давления

# SV 300 обзор



# Интерфейс вентиляторов Е-серии




Жесткие  
клавиши

Жесткие  
клавиши


# Интерфейс SV300

Вкладки на 4 страницы



сенсорные клавиши  
по правую руку


# Start up-self test



Системный тест с визуальными инструкциями

Отображение прогресса теста с результатами по каждому пункту


# Standby экран. Начало вентиляции



- 2 типа пациента + последний пациент
- Выбор пола
- Вес
  - Расчет идеального веса
  - Расчет должного дыхательного объема и частоты
- Вентиляция вкл\выкл
- Выбор инвазивной и неинвазивной вентиляции (только в standby)


**mindray**

# Отображение на экране




- 4 кривые одновременно
- Поддержка кривых EtCO2 & SPO2
- АТРС функция с отображением диаметра трубки
- Raw кривая и Ptrach кривая

# Спирометрия




- петли, кривые и цифровые параметры на одной странице
- Или две спирометрические петли одновременно

# Спирометрия



- петли, кривые и цифровые параметры на одной странице
- Или две спирометрические петли одновременно

# Интуитивное управление. Безопасность



- Всплывающие в виде подсказок расчетные параметры

Диапазон установок (от1 до 100)

Текущий параметр  
10/min

## Текущий диапазон установок

# Тревоги




- Текущие активные тревоги
- Текущие установки тревог
- Текущие показатели пациента
- Лучшее понимание механики вентиляции
- Последние, не активные тревоги (до 9 штук)

# Дополнительные установки



- ATRC может быть активирована путем нажатия на иконку трубки или из раздела дополнительных опций



# Дополнительные функции



- Меню data активируется при подключении usb накопителя
- Снимок экрана
- Загрузка данных пациента и трендов
- Экспорт конфигурации

# Дополнительные функции. $VCO_2$


- традиционная капнография зависимости концентрации  $CO_2$  от времени -  $TCar$
- Концентрация  $CO_2$  совмещенная с потоком в реальном времени -  
—— волюметрическая капнография или  $VCar$



# V<sub>Cap</sub>

Традиционная V<sub>cap</sub> имеет три части:

- 1 – для воздушно-газовой смеси без содержания CO<sub>2</sub>.
- 2- s-образная кривая на вдохе с пропорциональным нарастанием газа в альвеолах, CO<sub>2</sub> концентрация так же возрастает
- 3 -плато. Полный объем газа в альвеолах с высоким содержание CO<sub>2</sub>. Давление CO<sub>2</sub> в конце 3 этапа это EtCO<sub>2</sub>.



| этап | Локация                 | петля ( $S = dc/dv$ )                                                                            |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Газ в дыхательных путях | $S_1=0$ , отображает мертвое пространство дыхательных путей                                      |
| II   | Смешивание газа         | Smaller $S_2$ отображает нарастание CO <sub>2</sub> и большее анатомическое мертвое пространство |
| III  | Газ в альвеолах         | Bigger $S_3$ дальнейшее увеличение CO <sub>2</sub> и распределение газа в альвеолах              |

# Применение VCar

- VCar может отображать объем мертвого пространства (VD) в сравнение с TCar.
- VCar облегчает диагностику следующих состояний:
  - Бронхиальная астма
  - Острое повреждение легких
  - ОРДС
  - Эмболия легких
  - Фиброзирование легких
  - ХОБЛ

# Параметры CO2 при основном потоке

| Параметр |                                                              | Расчет                                            | Физиологическое значение                |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VDaw     | Мертвое пространство дыхательных путей                       | Пространство под петлей до половине второго этапа | Объем газа в верхних дыхательных путях  |
| Vdaw/Tve | Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему | /                                                 | Оценка объема мертвого пространства     |
| Vtalv    | Альвеолярный дыхательный объем                               | TV-VDaw                                           | Объем газа, участвующий в газообмене    |
| V'alv    | Альвеолярная минутная вентиляция                             | (TV-Vdaw)*RR                                      | Объем газообмена в минутах              |
| slopeCO2 | Подъем петли CO2                                             | Измерение петли                                   | Отражает респираторное сопротивление    |
| V'CO2    | Элиминация CO2                                               | VCO2/min                                          | /                                       |
| VeCO2    | Выдыхаемый объем CO2                                         | VCO2-ViCO2                                        | Объем CO2 за один дыхательный цикл      |
| ViCO2    | Вдыхаемый объем CO2                                          | VCO2-VeCO2                                        | Ре-брифинг CO2 за один дыхательный цикл |

# Конкуренты

|                        | Hamilton                 |                 |                      | Drager             |                 |       | GE                 |       | Philips            |                 |       |
|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-----------------|-------|
|                        | Numeric monitoring/Trend | Wavefor m/Loops | Dynamic Lung(Visual) | Numeric monitoring | Wavefor m/Loops | Trend | Numeric monitoring | Trend | Numeric monitoring | Wavefor m/Loops | Trend |
| CO <sub>2</sub>        |                          | ✓               |                      | ✓                  | ✓               |       | ✓                  |       |                    | ✓               |       |
| FetCO <sub>2</sub>     | ✓                        |                 |                      | ✓                  |                 |       |                    |       |                    |                 |       |
| PetCO <sub>2</sub>     | ✓                        |                 | ✓                    | ✓                  |                 | ✓     | ✓                  | ✓     | ✓                  |                 | ✓     |
| SlopeCO <sub>2</sub>   | ✓                        |                 |                      | ✓                  |                 | ✓     |                    |       |                    |                 |       |
| Vtalv                  | ✓                        |                 |                      |                    |                 |       |                    |       | ✓                  |                 | ✓     |
| VTalv/min              | ✓                        |                 |                      |                    |                 |       |                    |       | ✓                  |                 | ✓     |
| V'CO <sub>2</sub> /min | ✓                        |                 |                      | ✓                  |                 | ✓     | ✓                  |       | ✓                  |                 | ✓     |
| Vds                    | ✓                        |                 |                      | ✓                  |                 | ✓     |                    |       | ✓                  |                 |       |
| VeCO <sub>2</sub>      | ✓                        |                 |                      |                    |                 |       |                    |       | ✓                  |                 |       |
| ViCO <sub>2</sub>      |                          | ✓               |                      |                    |                 |       |                    |       | ✓                  |                 |       |
| Vds/VT                 | ✓                        |                 |                      | ✓                  |                 | ✓     |                    |       | ✓                  |                 |       |
| VTco <sub>2</sub>      |                          |                 |                      | ✓                  |                 | ✓     |                    |       |                    |                 |       |
| RQ                     |                          |                 |                      |                    |                 |       | ✓                  |       |                    |                 |       |
| EE                     |                          |                 |                      |                    |                 |       | ✓                  |       |                    |                 |       |
| VTE/Vtalv              | ✓                        |                 |                      |                    |                 |       |                    |       |                    |                 |       |

V'CO<sub>2</sub> and Vds/VT are important in ventilators.

# VCO2

V-A/C Assist

 Adult

O2 Monitoring Off



15:54:09  
2015/04/14



Alarm Setup

Waveforms

Spirometry

Values

History


Spirometry 1

V-CO2

Spirometry 2


F-V

CO2 mmHg



Volume mL

Flow L/min



Volume mL

Save Ref.

Display Ref.

Review Ref.

Re  
cmH2O/L/s

4

Cstat  
mL/cmH2O

60

Ppeak  
cmH2O

15

50

MV  
L/min

5.4

7.4

2.9

EtCO2  
mmHg

23

50

15

Pmean  
cmH2O

5

PEEP  
cmH2O

3

TVe  
mL

543

980

245

ftotal  
bpm

10



TVe/IBW  
mL/kg

7.8

FiO2  
%

OFF

28

18

Alarm Setup

O2↑ Suction

 Nebulizer

 Tools

 Lock

 Freeze

 Setup

 Standby

V-A/C

P-A/C

V-SIMV

P-SIMV

CPAP/PSV

PRVC

PRVC-SIMV

DuoLevel

APRV

O2%  
21  
%

TV  
490  
mL

f  
10  
bpm

Tinsp  
2.00  
s

PEEP  
3  
cmH2O

Tpause(%)  
OFF  
%

F-Trig  
2.0  
L/min

More  
...

# VCO2

V-A/C  
Assist



Adult

O2 Monitoring Off



15:55:49  
2015/04/14



Alarm  
Setup

Waveforms

Spirometry

Values

History

Paw cmH2O



|                 |                                   |                  |                                   |                   |      |                    |                                 |                 |                                 |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Ppeak<br>cmH2O  | 15 <sup>50</sup>                  | TVe<br>mL        | 543 <sup>980</sup> <sub>245</sub> | Re<br>cmH2O/L/s   | 4    | FiO2<br>%          | OFF <sup>28</sup> <sub>18</sub> | V'CO2<br>mL/min | 38                              |
| Pplat<br>cmH2O  | 12                                | TVi<br>mL        | 490                               | Ri<br>cmH2O/L/s   | 5    | EtCO2<br>mmHg      | 23 <sup>50</sup> <sub>15</sub>  | VeCO2<br>mL     | 4                               |
| Pmean<br>cmH2O  | 5                                 | TVe spn<br>mL    | 0                                 | Cdyn<br>mL/cmH2O  | 45   | VDaw<br>mL         | ---                             | ViCO2<br>mL     | 0                               |
| PEEP<br>cmH2O   | 3                                 | TVe/IBW<br>mL/kg | 7.8                               | Cstat<br>mL/cmH2O | 60   | VDaw/TVe<br>%      | ---                             | SpO2<br>%       | 98 <sup>100</sup> <sub>90</sub> |
| MV<br>L/min     | 5.7 <sup>7.4</sup> <sub>2.9</sub> | ftotal<br>bpm    | 10 <sup>✗</sup>                   | RCexp<br>s        | 0.2  | Vtalv<br>mL        | ---                             | PR<br>1/min     | 89 <sup>120</sup> <sub>50</sub> |
| MVleak<br>L/min | 0.0                               | fmand<br>bpm     | 10                                | WOB<br>J/min      | 32.7 | V'alv<br>L/min     | 0.07                            |                 |                                 |
| MVspn<br>L/min  | 0.0                               | fspn<br>bpm      | 0                                 | RSBI<br>1/(min·L) | 0    | slopeCO2<br>mmHg/L | ---                             |                 |                                 |

V-A/C

P-A/C

V-SIMV

P-SIMV

CPAP/PSV

PRVC

PRVC-SIMV

DuoLevel

APRV

O2%

21

%

TV

490

mL

f

10

bpm

Tinsp

2.00

s

PEEP

3

cmH2O

Tpause(%)

OFF

%

F-Trig

2.0

L/min

More

...



Standby

# Дополнительные функции



## Высокопоточная оксигенотерапия

# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия

Еще один, дополнительный инструмент в работе с тяжелыми пациентами для

- ✓ Снижения гипоксемии
- ✓ Поддержания адекватной оксигенации
- ✓ Предотвращения гиперкапнии
- ✓ Снижения работы дыхания

Два вида в зависимости от потока

- ✓ Низкопоточная оксигенотерапия
- ✓ Высокопоточная оксигенотерапия

## Низкопоточная кислородотерапия



## Высокопоточная кислородотерапия



### Поток

2-15 л/мин

до 60 л/мин

### O<sub>2</sub> концентрация

менее 80%  
Вариабельна, зависит от потока и  
дыхательного паттерна пациента

21%-100%  
Точная и постоянная

### Аксессуары

Назальная канюля  
Лицевая маска

Назальная канюля  
Лицевая маска

### Источник

Флуометр от источника  
центрального газоснабжения,  
баллона, концентратора

Аппарат ИВЛ  
Специальные устройства

### Увлажнение

Пузырьковые увлажнители,  
активные увлажнители

Активное увлажнение

# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия

The screenshot displays the SV300 ventilator's user interface. At the top, a yellow 'Standby' button is on the left, followed by a patient icon and 'Adult' label, and 'O2 Monitoring Off'. On the right, a USB icon, the time '15:57:07' and date '2015/04/14', and a battery icon are visible. Below this, three tabs are present: 'Last Patient', 'New Adult' (selected), and 'New Pediatric', with a 'History' button to the right. The main area is divided into two columns. The left column contains patient selection buttons for 'Male' and 'Female', 'Invasive' (selected) and 'Non-Invasive', and input fields for 'Height(cm)' (174) and 'IBW(kg)' (70), with a 'Start Ventilation' button at the bottom. The right column shows 'Last System Check: Pass' with a timestamp '2015/03/20 10:26:04' and a 'System Check' button. Below this, a red circle highlights a text box that reads 'Start O2 Therapy function for patients with independent breathing and using oxygen masks.' and an 'O2 Therapy' button. A vertical sidebar on the right contains buttons for 'Alarm Setup', 'Suction' (O2 up icon), 'Nebulizer', 'Tools', 'Lock' (lock icon), 'Freeze' (pause icon), 'Setup' (gear icon), and 'Standby' (power icon). At the bottom, a row of mode buttons includes 'V-A/C' (selected), 'P-A/C', 'V-SIMV', 'P-SIMV', 'CPAP/PSV', 'PRVC', 'PRVC-SIMV', 'DuoLevel', and 'APRV'. Below these are eight data boxes: 'O2%' (21%), 'TV' (490 mL), 'f' (10 bpm), 'Tinsp' (2.0 s), 'PEEP' (3 cmH2O), 'Tpause(%)' (OFF), 'F-Trig' (2.0 L/min), and a 'More' button with three dots.

**Standby** Adult O2 Monitoring Off 15:57:07 2015/04/14

Last Patient **New Adult** New Pediatric History

Male Female

Invasive Non-Invasive

Height(cm) 174 IBW(kg) 70

Start Ventilation

Last System Check:  
Pass  
2015/03/20 10:26:04

System Check

Start O2 Therapy function for patients with independent breathing and using oxygen masks.


O2 Therapy

Alarm Setup Suction Nebulizer Tools Lock Freeze Setup Standby

V-A/C P-A/C V-SIMV P-SIMV CPAP/PSV PRVC PRVC-SIMV DuoLevel APRV

O2% 21% TV 490 mL f 10 bpm Tinsp 2.0 s PEEP 3 cmH2O TpauSe(%) OFF % F-Trig 2.0 L/min More

# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия




# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия



«Высокопоточная оксигенотерапия увеличивает процент выживаемости пациентов с острой гипоксемической дыхательной недостаточностью... по сравнению со стандартной кислородотерапией и неинвазивной вентиляцией» Источник из NEJM, 2015

- ✓ **поток:** 2-50 L/min
- ✓ **FiO2:** 21-100 %
- ✓ **таймер**
- ✓ **аксессуары**



# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия

- ✓ Мониторируется только O<sub>2</sub>, поток SpO<sub>2</sub>, и пульс.
- ✓ Все физиологические тревоги приглушены, кроме тревог по кислороду и сатурации
- ✓ Давление в дыхательных путях, дыхательный объем, минутная вентиляция, апное – не мониторируются
- ✓ Используется только с кислородными масками и канюлями. **Не использовать маски для NIV.**



# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия



# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия

| Производитель   | Модель                     | O2 Therapy     |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| Mindray         | SynoVent E3/E5, SV300      | Yes (standard) |
| Drager          | Evita XL, Infinity V500    | Yes (standard) |
| Hamilton        | S1, G5, C3                 | Yes (option)   |
| Fisher & Paykel | Airvo 2 (not a ventilator) | Yes            |
| Maquet          | Servo-family               | No             |
| Covidien        | PB840, PB980               | No             |
| Carefusion      | VELA, AVEA                 | No             |
| GE              | Engstrom Pro, Carestation  | No             |

# SV300. Высокопоточная оксигенотерапия

| Производитель    | Mindray                       | Drager             | Hamilton                  | Fisher&Paykel               |
|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Поток (L/min)    | 2-50                          | 2-50               | 1-60 (S1/G5)<br>2-80 (C3) | 2-60                        |
| O2% диапазон (%) | 21-100                        | 21-100             | 21-100                    | Зависит от потока кислорода |
| Мониторинг       | O2%, Flow, SpO2*, PR* (опция) | O2%                | O2%, Flow, SpO2 (опция)   | O2%, поток, температура     |
| Увлажнение       | MR850 (44mg H2O/L)            | MR850 (44mg H2O/L) | HT900 (33mg H2O/L)        | Интегрирован в Airvo 2      |
| Таймер           | Да                            | Нет                | Нет                       | Нет                         |

Недоступно для SynoVent E3/E5

# Стратегия продвижения

## Развитый рынок: второй уровень



### Критерии пользователя


- Недостаточное финансирование
- Внутригоспитальная транспортировка
- Нет центрального газоснабжения
- Длительная ивл
- Неинвазивная вентиляция



- ✓ Транспортный аппарат ивл с длительной батареей
- ✓ Легкое отсоединение от стойки, SpO2 мониторинг
- ✓ Встроенная турбина
- ✓ Ультратихая работа турбины, подходит для длительной ивл
- ✓ Высокие возможности компенсации утечки
- ✓ Высокопоточная оксигенотерапия

# Интерфейс


Быстрое управление всеми функциями с экрана




# Легочная динамика: PulmoSight

Быстрая обратная связь

Интуитивное отображение





# Визуальные инструкции



Системные проверки

Аспирация

Статус воздушно-газовой смеси





# Кастомизация интерфейса

Кривые, параметры, сенсорные клавиши могут быть кастомизированны

Возможность использования персонализированных протоколов

Установки в соответствии с частотой их использования



# Менеджмент тревог

Интеллектуальная оценка

Графические подсказки для устранения проблем

Alarm

Limits 1 Limits 2 Audio Current Alarms Recent Alarm

| Date       | Time     | Duration | Priority | Alarm              |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 10/08/2017 | 17:13:45 | 00:35    | !!!      | Tube Disconnected? |
| 10/08/2017 | 17:13:47 | 00:33    | !!       | TVe Too Low        |
| 10/08/2017 | 17:13:46 | 00:34    | !!!      | MVe Too Low        |
| 10/08/2017 | 17:13:45 | 00:35    | !        | Pinsp Not Achieved |

Recent Alarm

-Check and clean the breathing circuit.  
-Check and clean the expiration valve.



The diagram shows a patient's head in profile with a breathing circuit. Step 1 points to the patient's mouth/nose area. Step 2 points to the breathing circuit tubing. Step 3 points to the expiration valve on the circuit. The patient is connected to a ventilator machine.

# Дезинфекция дыхательного контура

INTERNATIONAL  
STANDARD

ISO  
80601-2-12

Ручной демонтаж клапанов вдоха и выдоха

Возможность дезинфекции при высокой температуре и давлении

Отвечает мировым требованиям по обеспечению безопасности пациентов

Уменьшает риск нозокомиальных инфекций

First edition  
2011-04-15

---

**Medical electrical equipment —**

Part 2-12:

**Particular requirements for basic safety  
and essential performance of critical care  
ventilators**

## **201.11.6.6 \* Cleaning and disinfection of ME EQUIPMENT or ME SYSTEM**

*Amendment (add additional requirement as new first paragraph):*

Gas pathways through the VENTILATOR and its ACCESSORIES that can become contaminated with body fluids or expired gases during NORMAL CONDITION or SINGLE FAULT CONDITION shall be designed to allow dismantling for cleaning and disinfection or cleaning and sterilization (additional requirements are found in 11.6.7 of IEC 60601-1:2005).


# Парамагнитный датчик кислорода


Длительный срок работы, не требует частой замены

Не требует рутинной калибровки

Быстрый ответ, высокая точность и стабильность

Экологичен, соответствует стандартам ROHS





# Резервный источник воздуха



В штатном режиме работает от центрального источника

Переключается на резервный источник при утрате центрального газоснабжения


Встроенная батарея позволяет поддерживать нормальную поставку воздушной смеси

# SpO<sub>2</sub> модуль

Plug&Play, совместим с мониторами Mindray

Устойчивая работа при движении и слабой перфузии

Может быть интегрирован в работу инструментов пробуждения



# EtCO<sub>2</sub> модуль

Plug&Play, совместим с мониторами Mindray

Mainstream или Side-stream версии

Волюметрическая капнометрия и объем альвеолярного мертвого пространства при работе с основным потоком

Может быть интегрирован в работу инструментов пробуждения и CPRV режим






# Неонатальный модуль

Минимальный дыхательный объем до 2 мл

Проксимальный датчик потока

Поддерживает все инвазивные режимы, за исключением AMV&CPRV


Неинвазивный режим поддерживает nCPAP




# Сеть

## Соединение с мониторами и центральной станцией BeneLink


## Подключение к больничной сети через eGateway





Инновационный режим вентиляции  
основан на клинических сценариях

Разработан в первую очередь для  
сердечно-легочной вентиляции



Быстрый старт


Умная ИВЛ

Фидбэк мониторинга




|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| 日期                   | 2017/07/06 | 2017/07/05 |
| 时间                   | 09:59      | 10:00      |
| T <sub>Ve</sub> /IBW | 8.1        | 8.1        |
| mL/kg                |            |            |


**T<sub>Ve</sub>/IBW** : гайд по установке дыхательного объема по минимальной концепции




**C20/C** : контроль перераздутия легких




**PV tool** : отображение механики легких на квазистатической петле



**Рекрутмент маневр-SI** : одна кнопка для открытия легких



Индивидуальная и умная терапия ОРДС



Enhance perfusion of ventilated regions  
Increase cardiac output\*  
Avoid lung overdistension (consider reducing PEEP)  
Inhaled pulmonary vasodilators  
Prone positioning

Enhance mixed venous oxygenation  
Increase cardiac output  
Veno-venous extracorporeal membrane oxygenation



Enhance ventilation of perfused regions  
Lung recruitment manoeuvres  
Higher PEEP  
Prone positioning

SV800 двухканальный выход давления

Пищеводной и транспульмонарное давление

Гайд по всему процессу терапии

При использовании двух каналов доступно трансдиафрагмальное давление



Двухканальный мониторинг давления




Технология графического анализа для  
автоопределения оптимальной точки  
переключения вдох\выдох

Улучшает синхронизацию пациента с  
вентилятором



Клинические исследования  
показали, что IntelliCycle обладает  
более быстрым ответом по  
сравнению с фиксированной точкой



Установка SBT и критериев мониторинга

Полный контроль процедуры SBT

Автоматический выход из процедуры SBT при ухудшении состояния пациента




Стандартизация  
пробуждения

Безопасность пациента

Снижение нагрузки на  
персонал





## Режимы


- Три режима поддерживают неинвазивную вентиляцию

## Компенсация утечки

- Гарантированный терапевтический эффект при утечке до 65 л/мин

## Алгоритм

- Имеет множество вариантов клинического применения



## Интеграция

- Инновационная комбинация высокопоточной оксигенации и традиционного вентилятора

## Поток

- Эффективный и безопасный поток до 60 л/мин

## Accessories

- F&P 850 humidifier is recommended.
- Other accessories could be optional.

Более надежный для пациента

Больше возможностей для неинвазивных методик

Авто-пилот на весь период терапии

Минимальная работа дыхания пациента

Более умная ивл с IntelliCycle

Более подходящая для тяжелых и средне-тяжелых пациентов

AMV




Более точные  
параметры

Больше комфорта для  
пациента

Меньшая нагрузка на  
персонал



# От инновация к простоте использования



THANKS

