서울특별시 중구 남대문로 109, 702호 (다동, 국제빌딩) [별지 제41호서식]

공증 법무법인 법흥

(전화) 02-752-7301 (팩스) 02-752-7300

Registered No. 2022 - 4007

NOTARIAL CERTIFICATE

TRIAL & SUCCESS
LAW AND NOTARY OFFICE INC

(Da-dong, Kukje Build) #702 109 Namdaemun-ro Joong-Gu, Seoul Korea



: Plasmapp Co., Ltd, Republic of Korea Quality & Regulatory Affairs Director

: Dr. Seung hun LEE Date: Mar 3, 2022 Signature and stamp

> KRIBB 125 Gwanak-ro, Yuseong-Gu, Daejeon 34141, Republic of Korca

PLASMAPP Co..Ltd LIM YOU BONG / CE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТЕРЛИНК В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ STERLINK FPS-15S PLUS

^{공증} 법무법인 법흥

(전화) 02-752-7301 (팩스) 02-752-7300

등부 2022년 제 4007호


인 증

기재된 누식외사 들다스맵
대표이사 임유봉
3
의 대리인 박윤옥은
본 공증인의 면전에서 위 본인이
기명날인하 건익을 확인하였다

2022년 03월 08일 이 사무소에서 위 인증한다.

공증사무소 명칭 ^{공증} 법무법인 법흥 _{인가} 법무법인 법흥

소 속 서울중앙지방검찰청 소재지표시 서울특별시 중구 남대문로 109, 702호 (다동, 국제빌딩)



공증인 공증담당변호사

본 사무소는 인가번호 제63호에 의거하여 2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터 공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

Registered No. 2022-4007

NOTARIAL CERTIFICATE

PARK, YUN OK	_
	-
attorney-in-fact of	
LIM YOU BONG CEO of	-
PLASMAPP Co., Ltd	_
	-
	-
appeared before me and admitted	
said principal's subscription to	
the attached Certificate	_
	_
	_

This is hereby attested on this 8th day of Mar. 2022 at this office.

Name of the office
TRIAL & SUCCESS
LAW AND NOTARY OFFICE INC

Belong to Seoul Central
District Prosecutor's Office

Address of the office
(Da-dong, Kukje Build) #702
109 Namdaemun-ro Joong-Gu, Seoul Korea

Signature of the Notary Public

Kim Jin Gyu

This office has been authorized by the Minister of Justice, the Republic of Korea, to act as Notary Public Since 7, Feb. 2020 Under Law No.63.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink FPS-15s Plus (далее по тексту: стерилизатор, изделие, Стерлинк).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения Sterlink FPS-15s Plus

- 1. Стерилизатор Sterlink FPS-15s Plus
- 2. Фильтр НЕРА не более 10 шт.
- 3. Фильтр O3 не более 10 шт.
- 4. Сетевой кабель 1 шт.
- 5. Адаптер для принтера 1 шт. 🦪
- 6. Лоток открытый 1 шт. (при необходимости)
- 7. Лоток закрытый не более 10 шт. (при необходимости)
- 8. Лоток закрытый удлиненный не более 10 шт. (при необходимости)
- 9. Тележка 1 шт. (при необходимости)
- 10. Принтер 1 шт. (при необходимости)
- 11. Сумка 1 шт. (при необходимости)
- 12. Упаковочная машина 1 шт. (при необходимости)
- 13. Кассеты для стерилизации STERPACK не более 50 уп. (при необходимости)
- 14. Кассеты для стерилизации STERPACK Plus не более 50 уп. (при необходимости)
- 15. Кассеты для стерилизации STERLOAD не более 50 уп. (при необходимости)
- 16. Пакеты для стерилизации маленькие не более 50 уп. (при необходимости)
- 17. Пакеты для стерилизации средние не более 50 уп. (при необходимости)
- 18. Пакеты для стерилизации большие не более 50 уп. (при необходимости)
- 19. Клейкая бумага для принтера не более 50 уп. (при необходимости)
- 20. Химическая индикаторная лента не более 50 уп. (при необходимости)
- 21. Химические индикаторные полоски не более 50 уп. (при необходимости)
- 22. Масло не более 10 флаконов (при необходимости)

3. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, РАЗРАБОТЧИКЕ, АДРЕСАХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА, УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель медицинского изделия:

Plasmapp Co., Ltd., Republic of Korea («Плазмапп Ко., Лтд.», Республика Корея) 102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea, Республика Корея Tel. (+82)42-716-2115 plasmapp@plasmapp.co.kr http://plasmapp.co.kr

Разработчик медицинского изделия:

Plasmapp Co., Ltd., Republic of Korea («Плазмапп Ко., Лтд.», Республика Корея) 102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea, Республика Корея Tel. (+82)42-716-2115 plasmapp@plasmapp.co.kr http://plasmapp.co.kr

Место производства медицинского изделия:

102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea, Республика Корея 372 Dongbu-daero, Osan-si, Gyeonggi-do 18151, Republic of Korea, Республика Корея Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «РУМЭКС Меликал»

г. Москва, 123592, ул. Кулакова, д.20, стр. 1б, пом. IV, комн.15-17, 33

8 (495) 966 09 15

e-mail: info@rumexmedical.com

Авторизованный производителем сервисный центр в РФ:

ООО «АйТи МЕД»

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. 1a, пом. XV, комн. 10, 11

8 (495) 780 92 24

e-mail: info@it-med.ru

4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink FPS-15s Plus (далее по тексту: стерилизатор, изделие, Стерлинк) представляет собой низкотемпературный плазменный стерилизатор для инактивации микроорганизмов для широкого спектра металлических и неметаллических медицинских изделий, и хирургических инструментов при низкой температуре в упакованном виде.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- класс потенциального риска применения изделия 2а;
- тип защиты от поражения электрическим током: класс I
- Степень защиты оболочек изделия ІРХО;
- Режим работы продолжительный

6. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стерилизатор STERLINK® предназначен для безопасной стерилизации медицинских принадлежностей, расходных материалов, термолабильных инструментов и специального медицинского оборудования

Область применения: все области медицины, косметологии

7. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- поражение электрическим током:
- недостаточный уровень стерильности при неверном выборе режима стерилизации;

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Следующие изделия не должны обрабатываться системой стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus.

- Одноразовые изделия, для которых производитель не рекомендует повторное использование.
- Жидкость и порошки.
- Изделия или материалы, которые поглощают жидкости.
- Изделия из материалов, которые содержат целлюлозу, такие как хлопок, бумага или картон, постельное белье, бумажные полотенца, марлевые губки или любой предмет, содержащий древесную массу.

- Изделия с сопряженными поверхностями Nylon.
- Инструменты и устройства, которые не могут противостоять вакууму и имеют маркировку только для метода стерилизации гравитационным потоком.
- Элементы, конструкция которых позволяет поверхностям сваливаться друг на друга, если не используется какой-либо метод для разделения поверхностей.
- Тупиковые просветы не должны обрабатываться.
- Другие инструменты, для которых производитель специально не рекомендовал стерилизацию в стерилизаторе STERLINK®.

9. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стерилизатор предназначен для использования в больницах, отделениях радиологии или сонографии

Изделие предназначено для использования под наблюдением медицинских работников, таких как сонографисты, рентгенологи, гинекологи, акушеры, кардиологи, урологи, врачи первичной медицинской помощи, медсестры и медицинские работники.

- Все пользователи должны быть обучены.
- Все пользователи должны быть осведомлены о рисках и мерах предосторожности, описанных в руководстве по эксплуатации.

10. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Общий вид Вариант исполнения Sterlink FPS-15s Plus

Система для стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus представляет собой низкотемпературный плазменный стерилизатор для инактивации микроорганизмов для широкого спектра металлических и неметаллических медицинских устройств и хирургических инструментов при низкой температуре в упакованном виде. Этот стерилизатор предлагает эффективный, безопасный, быстрый, экономичный, простой в использовании, надежный и гибкий метод стерилизации. При выборе медицинских изделий многократного использования, подлежащих обработке в этой системе стерилизатора, информацию о переработке следует получать от производителя медицинского устройства в соответствии с международными нормами (такими как ISO 17664 или AIRI TIR 12).

Система STERLINK® FPS-15s Plus имеет три различных режима (режим POUCH, POUCH Plus и CHAMBER), которые автоматически запускаются при использовании штрих-кода, напечатанного на стерилизационных кассетах STERPACK®, STERPACK® Plus и STERLOAD®, соответственно. Штрих-код содержит информацию о типе и дате изготовления стерилизующей кассеты.



Стерилизующая кассета STERPACK® Plus





Стерилизующая кассета STERLOAD®

Каждая кассета имеет две ячейки стерилизующего средства, которые содержат точно измеренные количества раствора пероксида водорода, и эти две ячейки используются для повторения одинаковых фаз стерилизации в течение одного цикла стерилизации. Когда цикл стерилизации завершен или остановлен, с использованными кассетами следует обращаться в защитных перчатках и утилизировать в соответствии с надлежащими правилами.

Цикл стерилизации и минимальное время режима (STERLINK® FPS-15s Plus)

Режим	Стерилизующая	Цикл и минимальное время цикла (мин)		икла (мин)
	кассета	SR TM / SC TM	Стерилизация	Общее
POUCH	STERPACK®	3	4	7
POUCH Plus	STERPACK® Plus	6	8	14
CHAMBER	STERLOAD®	21	15	36

Стерилизационная система STERLINK® FPS-15s Plus может использоваться с дополнительным принтером этикеток, чтобы пользователь мог распечатывать отчеты, обобщающие информацию о цикле стерилизации. Этот принтер этикеток печатает отчет в виде стикера для удобства пользователя, чтобы управлять историей информации о цикле.

Принтер подключается через USB на задней панели стерилизатора.





1. Запуск и прогрев (STERLINK® FPS-15s Plus)

1. Включите главный выключатель питания, который находится на задней стороне стерилизатора.

2. Закройте дверь во время предварительного нагрева для прогрева. Процесс прогрева может занять до 40 минут.

3. После процесса предварительного нагрева на дисплее появится значок «Стерилизация» вместо «Предварительный нагрев».

-□D- 10:40



No	Наименование	Описание
1	Предварительный	Для компонентов, которые требуют температурного
	нагрев	контроля камеры или испарителя, чтобы подготовить
		продукт, продукт будет предварительно нагреваться.
2	Конфигурация	Дисплей можно переместить в настройку конфигурации
	TO TO	стерилизатора, коснувшись этого значка конфигурации.
3	История	Дисплей можно превратить в окно управления
		стерилизацией, коснувшись этого значка истории.
4	ITS соединение	В этом разделе отображается текущее состояние
	8	соединения ITS TM .
5	Время	Текущее настраиваемое время отображается в меню
		конфигурации.
6	Стерилизация	Стерилизатор начинает цикл стерилизации, коснувшись
	Ø	этого значка.

2. Подготовка загрузки

Подтверждение того, что условия стерилизации были достигнуты во время цикла стерилизации, является одной из важных частей процесса стерилизации. Биологические индикаторы являются одним из способов обеспечения правильной работы вашего стерилизатора. Поместите биологический индикатор в камеру STERPACK®, STERPACK® Plus или STERLINK®, соответственно, для режимов POUCH, POUCH Plus или CHAMBER. Это биологическое тестирование рекомендуется проводить не реже одного раза в день или в соответствии с политикой вашего учреждения. Пока стерилизатор прогревается, вы можете использовать это время для подготовки загрузки. Обратитесь к главе с подробной информацией о подготовке нагрузки.

FPS-15s Plus

Режим	Описание	
POUCH	Общая масса изделий должна быть не более 0,5 кг.	
POUCH Plus	Общая масса изделий должна быть не более 1,5 кг.	
CHAMBER	Общая масса изделий должна быть не более 5 кг.	

3. Загрузка кассеты


Система для стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus имеет три различных режима, которые работают с использованием кассет STERPACK®, STERPACK® Plus и

STERLOAD®. Поместите кассету в загрузочный блок, как показано на следующем рисунке.



4. Начало стерилизационного цикла

- 1. Проверьте, закрыта ли дверь, когда инструмент правильно размещен в камере.
- 2. Нажмите значок «Стерилизация», чтобы начать цикл стерилизации.
- 3. Стерилизатор автоматически сканирует штрих-код, напечатанный на кассете, чтобы проверить правильность загруженной кассеты и определить режим работы.
- 4. Стерилизатор автоматически проверяет состояние дверцы и запускает цикл стерилизации.



No	Название	Описание
7	Штрих-код	В этом разделе отображаются результаты сканирования

		штрих-кода для загруженной кассеты.
8	Режим	Это представляет режим стерилизации, определенный
		штрих-кодом
9	Дверь	В этом разделе отображается состояние двери.
10	Назад	Этот знак предназначен для отмены цикла.
11	Режим	Это представляет режим цикла стерилизации.
12	Стоп	Этот знак предназначен для остановки цикла, который
		определяется пользователем.
13	Прогресс	В этом разделе отображается ход процесса SR TM

Комментарий:

- Если кассета используется повторно или просрочена, это приводит к отмене цикла.
- Неправильная загрузка кассеты может привести к ошибке сканирования, и цикл будет отменен.
- Если дверь камеры закрыта неправильно, это приводит к отмене цикла.
- Остановка цикла может не достичь уровня обеспечения стерильности, и пользователи могут подвергнуться воздействию остаточного стерилизующего вещества, которое можно оставить в кассете. Убедитесь, что при работе с использованной кассетой надеты защитные перчатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНОЕ НЕСТЕРИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. Неправильная загрузка кассеты может привести к нестерильному устройству или отмене цикла. Кассета должна быть точно загружена в блок загрузки кассеты стерилизатора и должным образом зафиксирована.



ВНИМАНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с грузом после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.


5. Цикл выполнен и завершен

В процессе SR^{TM} сушка, нагрев и измерение остаточной воды включены в условие нагрузки.



No	Название	Описание
14	SR TM статус	Изображение состояния будет мигать во время процесса
		сушки
15	Статус стерилизации	Изображение состояния будет мигать во время процесса
		стерилизации.


Когда процесс стерилизации успешно завершен, выполняется процесс Smart Complete (SC^{TM}), чтобы гарантировать, что на стерилизованных инструментах не осталось остаточного стерилизующего вещества. После относительно короткого процесса SC^{TM} цикл стерилизации заканчивается с кратким изложением цикла. Нажмите переключатель подтверждения, чтобы вернуться в состояние готовности.



№	Название	Описание
17	SC TM cтатус	Изображение состояния будет мигать во время
		процесса SC^{TM} .
18	Дата	В этом разделе отображается дата цикла
	3	стерилизации
19	Время цикла	В этом разделе отображается общее время цикла.
20	Режим	В этом разделе отображается режим законченного
	8	цикла стерилизации
21	Результат	В этом разделе отображается результат цикла
		стерилизации.
22	Подтверждение	Когда пользователь нажимает кнопку
	TO	«Подтвердить», экран переходит в состояние
		готовности.
23	Печать	Когда пользователь нажимает кнопку «Печать»,
		принтер этикеток распечатает сводную информацию
		о цикле стерилизации.

6. Отмена цикла стерилизации

Могут быть случаи, когда пользователю необходимо отменить цикл до его завершения. Нажмите кнопку «СТОП», и на экране отобразится подтверждающее сообщение. Пользователь должен подтвердить отмену цикла, чтобы остановить процесс.



No	Название	Описание
24	СТОП	Этот значок предназначен для отмены цикла.
25	Подтверждение	Этот значок предназначен для подтверждения отмены.
26	Отмена	Этот значок предназначен для отмены.
20	Отмена	Этот значок предназначен для отмены.

Когда цикл отмены инициируется, он не может быть остановлен пользователем. Поскольку цикл стерилизации не выполняется должным образом



No	Название	Описание
27	Осторожно при обращении	Это напоминает, что дверь не должна
	с дверью	взаимодействовать с пользователем во время
		остановки.
28	Осторожность при	Изображение состояния будет мигать во время
	стерильности	процесса стерилизации.
29	Подтверждение	Когда выбрано подтверждение пользователя, экран
	пользователя	переходит в состояние готовности.

Процесс остановки включает в себя процесс очистки, т.к. стерилизующее вещество можно остаться на загрузках. Носите защитные перчатки при загрузке и работе с загрузкой и использованными кассетами. Как показано в окончательном графическом интерфейсе, уровень обеспечения стерильности может быть не достигнут, и для этого требуется перезапустить новый цикл стерилизации с повторной упаковкой с использованием нового упаковочного материала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНОЕ НЕСТЕРИЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ. Отмена цикла может привести к получению нестерильногоизделия, и для этого потребуется

перезапустить новый цикл стерилизации с повторной упаковкой с использованием нового упаковочного материала.



ВНИМАНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с загрузкой после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

7. Обработка стерилизованной загрузки

Когда вы подтвердите завершенный цикл, стерилизованная загрузка может быть обработана путем проверки химических индикаторов и обработки биологического индикатора.


Проверка химического индикатора.


Убедившись, что химические индикаторы показывают правильное изменение цвета, и распечатка цикла показывает, что все параметры были выполнены, стерилизованная загрузка готова к немедленному использованию, следуя политике вашего учреждения. Если химические индикаторы не показывают правильное изменение цвета, выясните причину, переупакуйте и повторно обработайте загрузку.

Обработка автономного биологического индикатора

Снимите биологический индикатор с загрузки и обработайте его в соответствии с его инструкцией по применению. Обратитесь к блок-схеме биологического индикатора на следующих страницах.

Блок-схема завершения цикла





11. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Стерилизатор должен быть установлен на столе. Перемещение стерилизатора с исходного места должно осуществляться уполномоченным лицом от изготовителя.
- Если Вы хотите повторно активировать стерилизатор после длительной остановки, обратитесь к уполномоченному представителю Plasmapp.
- Разъем LAN используется только опытным инженером, сертифицированным Plasmapp. Разъем LAN предназначен для обновления ПО или диагностики состояния продукта.

ВНИМАНИЕ! Перед обработкой изделий в стерилизаторе убедитесь, что вы знаете, как процесс стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus повлияет на эти изделия.

Если у вас есть вопросы или вы сомневаетесь в материалах вашего изделия, обратитесь к производителю медицинского устройства или к уполномоченному представителю Plasmapp для получения дополнительной информации.

ВНИМАНИЕ! РИСК ГАРАНТИЙНОГО НАРУШЕНИЯ. Неправильная обработка может ограничить ответственность за повреждение обработанных инструментов. Производитель не может гарантировать отсутствие повреждения инструментов из-за неправильного использования.

ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ НАГРУЗКИ ИЛИ СТЕРИЛИЗАТОРА. Не пытайтесь стерилизовать изделия или материалы, которые не соответствуют рекомендациям, указанным в данном руководстве пользователя. Обратитесь к инструкциям производителя медицинского изделия или позвоните уполномоченному представителю Plasmapp, чтобы определить, можно ли стерилизовать изделие стерилизационной системой STERLINK® FPS-15s Plus.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕСЛИ УПАКОВКА НАРУШЕНА. Не используйте, если упаковка была повреждена или не была должным образом запечатана. Если герметизация не идеальна, трудно быть уверенным в асептике, и процесс стерилизации может быть отменен.

ВНИМАНИЕ! INSERT CI (ХИМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР). Вставьте CI в упаковку вместе с продуктом. После завершения цикла стерилизации вы можете проверить, правильно ли работает продукт, и был ли изменен цвет CI.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ГОРЯЧАЯ КАМЕРА Температура в камере может быть высокой. Носите защитное снаряжение и будьте осторожны при работе внутри камеры.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ. Концентрированная перекись водорода разъедает кожу, глаза, нос, горло, легкие и желудочно-кишечный тракт. Всегда надевайте латексные, ПВХ (виниловые) или нитриловые перчатки при

извлечении предметов из стерилизатора после любого отмененного цикла или возникновения ошибки. Может присутствовать остаточная перекись водорода. При попадании на кожу немедленно промойте ее большим количеством воды. Если симптомы выражены или сохраняются, немедленно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ! УТИЛИЗАЦИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА. Перекись водорода обозначена как опасные медицинские отходы и должна быть утилизирована в соответствии с местным законодательством.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ПОСТАВЩИКА. Если вы используете кабель питания, отличный от кабеля, предоставленного нашей омпанией, существует риск неисправности оборудования или поражения ектрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НЕСТЕРИЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ. Неправильная герметизация STERPACK®, STERPACK® Plus для режима POUCH, POUCH Plus может привести к нестерильному изделию или отмене цикла. Герметично закройте STERPACK®, используя рекомендованную упаковочную машину.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИМЕНЯТЬ. Кассеты (STERPACK®, STERPACK® Plus, STERLOAD®) предназначены только для одноразового использования. Не используйте повторно, если вы повторно используете кассету, произойдет ошибка.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ СРОК ГОДНОСТИ. При использовании стерилизационных кассет (STERPACK®, STERPACK® Plus, STERLOAD®) проверьте срок годности. Если дата истекла, утилизируйте и используйте новые доступные стерилизующие кассеты. При использовании кассеты с истекшим сроком действия произойдет ошибка.



ВНИМАНИЕ! МОЖЕТ БЫТЬ КОНТАКТ С ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с изделием после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

12. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 12.1 ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендации по подготовке предметов для стерилизации Все предметы должны быть очищены, промыты и тщательно высушены перед помещением в стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus. Загрузки, содержащие слишком много влаги, могут привести к автоматической отмене цикла.

Чистка и стерилизация - это два отдельных процесса. Как и во всех методах стерилизации, правильная очистка инструментов и устройств является критическим и необходимым шагом перед стерилизацией. Все предметы должны быть очищены, промыты и тщательно высушены перед загрузкой в стерилизатор. Тщательно осмотрите все приборы и устройства на предмет чистоты и сухости, а также на наличие дефектов или повреждений перед упаковкой. Если видимая почва или влага присутствуют, изделие необходимо повторно очистить и высущить перед стерилизацией. Приборы и инструменты с дефектами или повреждениями должны быть заменены или отремонтированы перед использованием. Процесс очистки необходим для удаления органических и неорганических загрязнений и мусора из медицинского оборудования. В этом процессе большинство микроорганизмов удаляются с поверхности предметов. Процесс стерилизации инактивирует все оставшиеся споры и живые микроорганизмы.

Примечание:

- Удалите всю кровь, ткани и загрязнения с предметов, следуя инструкциям производителя устройства, используя соответствующее моющее средство.
- Тщательно промойте предметы, чтобы удалить остатки моющего средства.

- Тщательно высушите все предметы. Приемлемым способом сушки является продувка сжатого газа через просвет до тех пор, пока влага не выйдет из дистального конца устройства. Пожалуйста, убедитесь, что любой метод, используемый для сушки устройств, соответствует инструкциям производителя по использованию или свяжитесь с производителем устройства для получения соответствующих и безопасных процедур. Необходимо удалить влагу со всех частей предметов. Во избежание отмены цикла в стерилизационную камеру следует загружать только сухие предметы.
- Некоторые сложные медицинские устройства многократного использования могут потребовать разборки для надлежащей очистки и стерилизации. Очень важно соблюдать рекомендации производителя устройства относительно очистки и стерилизации.
- Необходим периодический тщагельный осмотр стерилизуемых инструментов и материалов после после многократного воздействия дезинфицирующего / чистящего / стерилизующего средства на предмет возможного повреждения химическим вешеством.

Упаковка и загрузка

Если вы решите упаковать инструменты, надлежащая подготовка лотков, пакетов и инструментов может минимизировать вероятность отмены цикла и положительных результатов биологического индикатора (BI) из-за проблем, связанных с нагрузкой. Все инструменты должны быть очищены, промыты и тщательно высушены перед загрузкой в стерилизатор.

Поддоны для инструментов

В стерилизаторе STERLINK® FPS-15s Plus рекомендуется использовать только лотки и принадлежности для инструментов STERLINK®. Эти приборные лотки специально разработаны для обеспечения диффузии перекиси водорода. Если вы не используете вакуумный лоток в режиме Pouch, цикл стерилизации можно отменить из-за повреждения пленки пакета.

Коврики для лотков

Лотки для инструментов должны быть заполнены только полипропиленовой основой для стерилизации. Никогда не используйте лен, целлюлозу. Вспененные прокладки не следует использовать в поддонах для инструментов, поскольку они могут поглощать перекись водорода.

Упаковка

Упаковка должна быть выполнена следующим образом.

- Используйте только STERPACK® и STERPACK® Plus для режимов POUCH и POUCH Plus в зависимости от размера медицинского инструмента.
- Используйте только полипропиленовую стерилизационную упаковку или пакеты Tyvek® для работы в режиме CHAMBER.
- Не используйте бумажные пакеты или стерилизационные упаковки, содержащие целлюлозу или хлопок.
- Не используйте какие-либо обертки или упаковку, не одобренные Plasmapp Co., Ltd.
- Расставьте предметы в лотке, чтобы обеспечить надлежащую диффузию перекиси водорода по всей загрузке.
- Разложите пакеты по краям, если это возможно. Расположите их так, чтобы прозрачная сторона мешка была обращена к непрозрачной стороне следующего мешочка. Не кладите мешки друг на друга.

- Не складывайте инструменты внутри лотков. Не складывайте лотки. Не укладывайте лотки внутри лотков. Не заворачивайте инструменты в обернутый лоток. Не кладите инструменты в контейнеры. Не складывайте контейнеры в контейнеры. Не заворачивайте инструменты в контейнеры.
- При необходимости поместите полоски химических индикаторов в лотки и пакеты.

STERLINK® FPS-15s Plus. Кассета должна быть точно установлена на загрузочный блок стерилизатора. Для работы в режиме CHAMBER упакованные устройства рекомендуется загружать в камеру после загрузки кассет (STERLOAD®) для вашего удобства.

- Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и условиями эксплуатации изделия, соблюдайте все требования и предостережения, указанные в инструкциях.
- ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.
- В соответствии с требованиями стандартов к безопасности медицинского электрооборудования, вилка питания системы должна подключаться к настенной заземленной однофазной розетке отдельно. Использование адаптера (для нескольких соединений) или сетевого фильтра запрещено.
- Не включайте вилку в незаземленную розетку.
- Перед очисткой выключите шнур питания из розетки.
- В случае вскрытия оборудования (даже частичного), внесения изменений или ремонта оборудования любым образом лицами, не уполномоченными производителем, гарантия на оборудование будет аннулирована.

12.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В стерилизаторе STERLINK® FPS-15s Plus используется собственный метод стерилизации. Стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus может стерилизовать медицинские устройства путем диффузии паров перекиси водорода в камеру или пакет. Он быстро стерилизует медицинские инструменты и материалы, не оставляя токсичных остатков. Стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus может использоваться для металлических и неметаллических медицинских устройств и может стерилизовать инструменты, которые имеют труднодоступные (ограниченные диффузией) пространства, такие как шарниры на щипцах. Стерилизатор постоянно обеспечивает необходимый уровень обеспечения стерильности (SAL) 10^{-6} .

Процесс стерилизации - это многофазный процесс стерилизации, в котором используется комбинация воздействия паров пероксида водорода и плазмы для завершения цикла стерилизации. Медицинские приборы со следующими материалами и размерами могут обрабатываться в циклах стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus:

- Одноканальные просветы из нержавеющей стали с внутренним диаметром 0,7 мм или более и длиной 500 мм или менее.
- Одноканальные просветы из нержавеющей стали с внутренним диаметром 2 мм или больше и длиной 1500 мм или короче.
- Одноканальные тефлоновые / PTFE люмены с внутренним диаметром 1 мм или больше и длиной 2000 мм или короче.

Процесс стерилизации - Фаза 1

Впрыск: перекись водорода переносится из кассеты в испаритель и пакет. Специально в режиме Pouch, инъекция производится непосредственно в пакет, чтобы максимизировать эффективность стерилизации, быстрый процесс стерилизации возможен в течение 10 минут.

Диффузия: давление в камере или пакете увеличивается для того, чтобы нанести перекись водорода на поверхности устройств и в просветы нагрузки.

Плазменная очистка / вакуумирование: давление в камере или пакете снижается для удаления воздуха, остатков стерилизующего вещества и воды. Мощность плазмы подается на источник плазмы для очистки остаточных паров перекиси водорода. Специально в режиме Pouch можно быстро завершить процесс стерилизации путем непосредственного удаления стерилизующего агента из пакета.

Процесс стерилизации - Фаза 2 Шаги в Фазе 1 повторяются.

Стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus совместим для стерилизации неинвазивных и инвазивных медицинских устройств, таких как протезы, эндоскопы, глазные протезы, внутрикостные чрескожные ампутационные протезы и хирургическое оборудование.




ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ СРОК ГОДНОСТИ. При использовании стерилизационных кассет (STERPACK®, STERPACK® Plus, STERLOAD®) проверьте срок годности. Если дата истекла, утилизируйте и используйте новые доступные стерилизующие кассеты.




ВНИМАНИЕ! МОЖЕТ ПРИСУТСВОВАТЬ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с загрузкой после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

Схема трубопровода и оснащения (рис.2)



ФИЛЬТР НЕРА

Поток стерилизующего средства (стерилянт) через испаритель (a) до и (b) после введения стерилизующего средства (рис.2):



В STERLINK® в качестве стерилизующего средства используется раствор перекиси водорода (H_2O_2), и система испаряет стерилизующее средство, полученное из кассеты, которую пользователь загружает в загрузочный блок в стерилизационной камере. Для успешного процесса стерилизации должны быть достигнуты надлежащие условия давления и температуры, при которых стерилизующее средство находится в газовой фазе, а не в жидкой фазе. Таким образом, система создает вакуум в камере и упаковочном пакете для ведения испаренного стерилизующего средства, при этом стерилизующее вещество подается из кассеты в испаритель с помощью иглы, которая перемещается вверх с помощью моторного клапана, как показано на рисунке 1. Нагреватель нагревается и испаряет стерилизующее средство для переноса испаренного стерилизующего средства в стерилизационную (загрузочную) камеру через другую иглу, которая непосредственно соединена со стерилизационной (загрузочной) камерой или пакетом, как показано на рисунке 2.

Испаренное стерилизующее вешество будет распространяться по всей камере или упаковочному пакету, в который помещены медицинские изделия, подлежащие стерилизации, и инициирует инактивацию микроорганизмов. Давление в системе сначала увеличивается за счет стерилянта, а затем давление снижается для устранения остаточного стерилянта внутри камеры, в которой источник плазмы запускает дозу плазмы для разложения стерилянта на реактивные частицы, которые будут рекомбинировать с образованием кислорода и водяного пара. По завершении цикла стерилизации давление в камере доводится до атмосферного путем подачи воздуха, отфильтрованного фильтром НЕРА.

ОЗОНОВЫЙ ФИЛЬТР



Внутри пластикового корпуса фильтра находится нетканый материал в высушенном состоянии с активированным углем.

Пероксид водорода, используемый в процессе стерилизации, разлагается на воду и кислород с помощью плазмы. При генерации плазмы образуется небольшое количество озона, поэтому для фильтрации озона необходим озоновый фильтр.

Озоновый фильтр преобразует озон в кислород и углекислый газ через катализатор фильтра (уголь), то есть проходя через фильтр, озон вступает в реакцию и превращается в неопасные компоненты.

Принцип удаления озона состоит в том, что воздух, содержащий остаточный озон, перед выбросом в атмосферу пропускается через фильтрующие адсорбционные элементы.

Замена озонового фильтра должна осуществляться каждые 6 месяцев.

ХИМИЧЕСКАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ЛЕНТА

Индикаторная лента химического процесса для внешнего использования для мониторинга. Процессы стерилизации испаренной перекисью водорода. Индикаторы процесса (Тип 1 в соответствии со стандартом ISO 11140 1:2014) представляют собой химические индикаторы одноразового использования, состоящие из рулона самоклеящейся пластиковой ленты, напечатанной индикаторными чернилами. Эти индикаторы были разработаны для мониторинга процессов стерилизации плазмой или испаренной перекисью водорода, обеспечивая адекватное воздействие стерилизующего агента во время процесса стерилизации и позволяя различать обработанную и необработанную продукцию Адгезивный компонент ленты обеспечивает адгезию к различным типам упаковки и оберток, таким как ткань, бумага и пластик, которые легко удаляются и не оставляют следов. Были разработаны высокочувствительные фиолетовые чернила, которые становятся зелеными при воздействии на индикатор плазмы или испаренной перекиси водорода.

Конечное состояние: 50 °C, 6 минут, 2,3 мг/л Н2О2.

ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ

Индикатор химического процесса, предназначенный для контроля эффективности процессов стерилизации паром перекиси водорода. Индикаторы процесса (Тип I в соответствии со стандартом ISO 11140-1:2014) представляют собой одноразовые химические индикаторы, состоящие из пластиковых полосок, напечатанных индикаторными чернилами. Эти индикаторы были разработаны для мониторинга процессов стерилизации плазмой или испаренной перекисью водорода в загрузках, обеспечивая адекватное воздействие стерилизующего агента во время процесса стерилизации и позволяя различать обработанные и необработанные предметы. Были разработаны высокочувствительные красные чернила, которые становятся желтыми при воздействии на индикатор плазмы или испаренной перекиси водорода. Конечное состояние: 50 °C, 6 минут, 2,3 мг/л Н2О2.

12.3 ОПИСАНИЕ

12.3.1 ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ



Рисунок 1 — Внешний вид Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink FPS-15s Plus

Сетевой кабель



Характеристика	Значение
Габаритные размеры, м	$1,6 \pm 0,2$

Вес, кг	0.3 ± 0.1	a
Длина, мм	1200 ± 100	3
Габариты (А/В), мм	11/15	T



Фильтр Нера

Фильтр HEPA - По завершении цикла стерилизации камера доводится до атмосферного давления путем введения воздуха фильтрованного HEPA. По завершении стерилизации процесс завершается вентиляцией через фильтр HEPA для удаления любого стерилянта, который может остаться в объекте.

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$25 \times 54 \pm 5$
Вес, г	11 ± 3
Вентиляционное отверстие, мм (диметр)	3,5
Эффективность бактериальной	99.999%
фильтрации (BFE)	
Эффективность вирусной	99.9999%
фильтрации (VFE)	0
Наименование модели	Автоклавный фильтр для использования в
- 2	стерилизаторах всех видов





Озоновый фильтр - Требуется для разложения и разряда испаренной воды и остаточного озона

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$76 \times 34 \pm 5$
Вес, г	$5,32 \pm 2$
Материал	Нетканый материал с активированным углем,
2	помещается в пластиковый короб с
	перфорацией
Состав	Активированный уголь
Эффективность фильтрации озона	98%





Характеристика	Значени	ie C
Габаритные размеры, мм	$440x620x440 \pm 10$	3
Вес, кг	2 ± 0.3	0

Сенсорный ЖК-дисплей



Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$200x120 \pm 10$
Количество	1 шт

Адаптер для принтера



Характеристика	Значение
Длина шнура, м	$1,6 \pm 0,2$
Габаритные размеры (ширина × высота ×	$70 \times 160 \times 38 \pm 10 \%$
высота), мм	5
Вес, кг	0.5 ± 0.1

Пакеты для стерилизации, содержащие стерилянт



-Стерилянт: Пероксид водорода (концентрация: 58%)

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$135 \times 280 \pm 10$
Расход	1 шт 1 цикл
Количество	50 шт в коробке

Пакеты для стерилизации содержащие стерилянт удлиненные



Стерилянт: Пероксид водорода (концентрация: 58%)

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$240 \times 410 \pm 10$
Расход	1 шт 1 цикл
Количество	30 шт в коробке

Кассеты для стерилизации



Стерилянт: Пероксид водорода (концентрация: 58%)

Рисунок

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$135 \times 42 \times 8 \pm 5$
Расход	1 дикл — 1 шт
Количество	30 шт в коробке

Пакеты для стерилизации маленькие



Характеристика	Значение
Ширина, мм	100 ± 5
Длина, мм	400 ± 10
Расход	1 цикл — 1 шт
Количество	120 шт.в уп.

Пакеты для стерилизации средние



Рисунок

The flore	
Характеристика	Значение
Ширина, мм	200 ± 10
Длина, мм	400 ± 10
Расход	1 цикл – 1 шт
Количество	90 шт.в уп.

Пакеты для стерилизации большие



Характеристика	Значение
Ширина, мм	300 ± 10
Длина, мм	400 ± 10
Расход	1 цикл – 1 шт
Количество	60 шт.в ун.

-Material: Tyvek® and Easy-Peel film

Лоток открытый



Характеристика	Значение	
Габаритные размеры, мм	$250 \times 350 \times 105 \pm 10$	
Вес, кг	0.4 ± 0.1	

Лоток закрытый



Характеристика	Значение	Значение	
Габаритные размеры, мм	$80 \times 195 \times 30 \pm 5$		
Вес, кг	0.15 ± 0.1	1	

Лоток закрытый удлиненный



Характеристика	Значение	
Габаритные размеры, мм	$160 \times 260 \times 50 \pm 5$	
Вес, кг	0.6 ± 0.1	

Тележка



Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$483 \times 660 \times 603 \pm 10$
Вес, кг	37 ± 4

Принтер



Характеристика	Значение	
Габаритные размеры, мм	$120 \times 102 \times 146 \pm 10$	
Вес, кг	0.5 ± 0.1	
Ширина клейкой бумаги, мм	56 ± 5	
Максимальная скрорость печати, мм/сек	50	
Электрические характеристики	220-240 В, 50/60 Гц	

Клейкая бумага для принтера



Характеристика	Значение	
Ширина, мм	56 ± 5	
Длина	57 мм, 49 этикеток	
Количество	6 рулонов в уп.	

Химическая индикаторная лента



Ленты с химическими индикаторами позволяют обеспечить идентификацию обработанных предметов, а также используются для запечатывания пакетов для стерилизации. Химический индикатор меняет цвет с фиолетового на зеленый при успешном процессе стерилизации.

Индикаторы разработаны для того, чтобы реагировать на плазму или процессы стерилизации при испарении перекиси водорода, обеспечивая адекватный контроль над эффективностью стерилизации.

Характеристика	Значение	
Ширина, мм	19 ± 2	
Длина, м	55 ± 5	

Химические индикаторные полоски



Индикаторы разработаны для того, чтобы реагировать на плазму или процессы стерилизации при испарении перекиси водорода, обеспечивая адекватный контроль над эффективностью стерилизации.

Химический индикатор меняет цвет с красного на желтый при успешном процессе стерилизации.

Характеристика (/)	Значение	
Габаритные размеры, мм	$16 \times 100 \pm 5$	
Количество	250 шт. в уп. Срок годности 12 мес	

Упаковочная машина



Характеристика	Значение	
Габаритные размеры, мм	$505x255x145 \pm 10$	
Вес, кг	12 ± 1	
Количество	1 шт	
Ширина шва запайки пакета, мм	12 ± 2	
Скорость запайки, м/мин	10 ± 10 %	
Длина шнура, мм	1750 ± 10	
Мощность потребления, ВА	500	
Питание, В	230В/50 Гц	
Предохранитель (230 В), А	4	
Режим работы	Продолжительный	
Защита от проникания влаги	IPX0	
Защита против поражения электрическим	I Q	
током		

Для системы дл стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения Sterlink FPS-15s Plus Sterlink Mini, Sterlink FPS-15s Plus используются упаковочные машины моделей Sterseal De и Sterseal De-V производства HAWO (Obere Au 2-4, 74847 Obrigheim, Germany, Германия).

Масло



Масло – требуется для бесперебойной работы вакуумного насоса

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$180 \times 53 \times \varnothing 24 \pm 5$
Вес, кг	0.3 ± 0.1
Объем, мл	280 ± 2

12.3.2. ОПИСАНИЕ

12.3.3 TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU STERLINK® FPS-15s Plus

51 EALITAN 11 5-135 1 105			
ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ 💛		
Габаритные размеры, не более	433 × 619 × 437 mm		
Вес, не более	68 кг		
Объем камеры (внутренние размеры), не	14 л		
менее	en e		
Диапазон давления	0-760 мм рт ст		
Температура цикла, менее	56 C		
Дисплей	7" TFT LCD touch screen		
Входная мощность	100-120 / 220-240 Вт, 50/60 Гц		
Максимальная потребляемая мощность	1 кВА		
Класс поражения электрическим током	1 класс		
Жизненный цикл изделия	15 лет		
Допустимое время установления рабочего	10 c		
режима			
Наибольшее усилие, необходимое для их	100 с передвижной тележкой,		
перемещения, Н	400 без тележки		
Корректированный уровень звуковой мощности	55 дБа		
(на расстоянии 10 см)	0'		

13. ВИД КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА. МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование детали	Материал/марка	Производитель материала	Страна происхождения
1	Система для стерилизации С	5s Plus		
	Корпус	ABS марки VE-0812	LOTTE	14F-16F, Lotte World
	2		Chemical	Tower, 300 Olympic-ro,
				Songpa-gu, Seoul,
				Южная Корея
	Камера	Аллюминий марки	SM	No.1, Parthasarathy
		AL6061	Engineering	Kovil Street, Ambal
	07			Nagar, Ekkattuthangal,
	3	3	20	Chennai - 600032,
		3	.0	Tamil Nadu, India,
	(0)	150		Индия
2	Принтер	ABS марки HI-12	Woosim	#60, Sandan-ro 388
	Q	0	20	beon-gil, Galsan-
	9	(1)		myeon, Hongseong-
	2 4	7	2	gun, Chungcheongnam-
			3	do, 32200, S. Korea,
	- 12	~~	5	Южная Корея
3	Бумага для этикеток (в	Чувствительная к	Woosim	#60, Sandan-ro 388
	рулоне)	теплу бумага		beon-gil, Galsan-
		(бумажная основа)		myeon, Hongseong-
		марки 2М МАТ СН		gun, Chungcheongnam-

		PETTC3/S8005/GB		do, 32200, S. Korea,
		TETTC5/50005/GB		Южная Корея
4	Тележка	SPCC марки SPHC	Myungjin	
•	1 CHOMRA	3.9-1224	Tech	142-23, Songhyeon-dong, Dong-
		3.7-1224	1 CCII	
				gu, Incheon, South
5	Лотки	аллюминий марки	TOP Sound	Korea, Южная Корея 51, Boramae-ro 5-gil,
	JIOTKII	ADC12	Korea	
		110012	Korca	Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea,
				Южная Корея
6	Пакеты для	РА (нейлон) марки	SPC Pack	
0	стерилизации содержащие	25038-54-4 + PP	SI C I ack	40, Wolmyeong-ro
	стерилянт	(полипропилен))		55beon-gil, Heungdeok- gu, Cheongju-si,
	Стерилит	марки 9903-07-0		
		Марки 9903-07-0	(19)	Chungbuk, 361-290,
7	Кассеты	РС (поликарбонат)	LC Chemical	Korea, Южная Корея Yixi North Road, Linzi
,	Ruccelli	марки SC1004A	Le chemicai	District Zibo, 255410
		марки встоочи	0	Сhina, Китай
8	Пакеты для стерилизации	Tyvek® и легко	Sigma	106 5Fl., No.179, Sec 2,
Ü	тикоты для оториятации	отклеивающаяся	Medical	Tiding-Avenue, 19,
	-0	пленка марки Tyvek®	Supplies	Taipei 106, Taiwan,
		1059B	Dupplies	Тайвань
9	Химическая	Индикационные	JMK	B-311, 11, Beobwon-ro
	индикаторная лента	чернила марки СТ40-		11-gil, Songpa-
		IFU + бумажная		gu, Seoul,
	3	подложка марки		05836, Korea, Южная
	-8-	CD40-PRODUCT		Корея
	Õ	DESCRIPTION		
10	Химические	Индикационные	JMK	B-311, 11, Beobwon-ro
	индикаторные полоски	чернила марки СТ40-		11-gil, Songpa-
	T	IFU + бумажная		gu, Seoul,
		подложка марки		05836, Когеа, Южная
	©	CD40-PRODUCT		Корея
		DESCRIPTION		0
11	Сумка	Текстиль марки РР-	Windeco	130 Jungri-dong Seo-gu
	3	1123	Textile Co.	Daegu, Южная Корея
12	Упаковочная машина	ABS марки VE-0812	HAWO	Obere Au 2-4, 74847
				Obrigheim, Germany,
	<u>G</u>	8		Германия
13	Бутылка для масла	Полиэтилентерефталат	TK Chemical	Seoul-si, Ganseo-gu,
	Z	марки MSDS	0	Magok Jungang 8-ro 78
	10		N	SM R&D Center 10,
	8	07	8	Южная Корея

Стерилизатор не имеет контакта с человеком. Контактировать со стерилизатором только в перчатках.

14. МОНТАЖ

Стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus - это стерилизатор высочайшего качества, который выполняет надежные циклы стерилизации. Поскольку стерилизатор может быть поврежден в результате длительного использования, стерилизатор также нуждается в надлежащем обслуживании, чтобы гарантировать безопасность пользователя и надежный

цикл стерилизации. В этой главе описывается, какие работы и детали требуются для обслуживания системы стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus.

Следующие процедуры обслуживания выполняются пользователем при необходимости:

- Очистка внешней и внутренней камеры стерилизатора.
- Замена бумаги для принтера. Регулярное обслуживание стерилизатора.
- Ремонт и регулировка должны выполняться только опытными специалистами, которые полностью обучены обслуживанию и ремонту стерилизатора STERLINK® FPS-15s Plus.
- Использование несанкционированных частей для технического обслуживания или ремонта может привести к травмам, дорогостоящему повреждению или неисправности стерилизатора и аннулированию гарантии.
- Замена озонового фильтра должна осуществляться каждые 6 месяцев

Замена бумаги для принтера этикеток

Когда рулон принтера для этикеток пуст, рулон необходимо заменить вручную следующим образом.

- 1. Удерживая корпус, нажмите на верхнюю часть передней крышки, чтобы отсоединить переднюю крышку, чтобы открыть рулон принтера этикеток.
- 2. Снимите, вытащив рулон.
- 3. Вставьте новый рулон принтера этикеток и закройте переднюю крышку.

Регулярное обслуживание стерилизатора

Уровень использования каждого зарегистрированного стерилизатора будет указан в зарегистрированной пользователем системе ITSTM. Если уровень использования рекомендуется для обслуживания стерилизатора, обратитесь к уполномоченному представителю службы поддержки Plasmapp.

Стерилизующие кассеты

Перекись водорода (химическая формула: H2O2) в кассетах STERPACK®, STERPACK® Plus и STERLOAD® обозначена Американской ассоциацией по защите окружающей среды как опасные и опасные отходы и должна быть утилизирована в соответствии с местным законодательством. (Правила утилизации отходов США: US EPA 40 CFR 262.). Кассеты могут приобретаться отдельно от STERLINK®.

Осторожно! МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА. Если цикл отменяется и элементы в загрузке кажутся влажными, может присутствовать перекись водорода. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила, вынимая предметы из камеры и вытрите их влажной тканью.

Перемещение, длительная остановка и утилизация стерилизатора.

Когда система стерилизатора STERLINK® FPS-15s Plus переустанавливается с исходного места на другое, система должна быть перемещена авторизованным техническим персоналом. Если непрерывный цикл стерилизации отсутствует, необходимо отключить выключатель питания стерилизатора и вынуть шнур питания из розетки, соблюдая следующие условия хранения.

Наименование	Значение
Влажность	30-85%
Давление	70-106 кПа
температура	10-40C

Когда система повторно активируется после длительной остановки, пользователь должен связаться с изготовителем системы стерилизации и уполномоченным лицом изготовителя

для получения надлежащих инструкций. Кроме того, оборудование не должно быть переустановлено там, где шнур питания сложно использовать . В случае необходимости утилизации системы, система может быть возвращена производителю, переработана с местным переработчиком или утилизирована на местной свалке. Утилизация инфекционных отходов и электронных плат регулируется Агентством по охране окружающей среды США и большинством международных природоохранных агентств. Пожалуйста, свяжитесь с Plasmapp или уполномоченным представителем службы поддержки Plasmapp для получения дополнительной информации.

Устранения неисправностей

Большинство неисправностей при эксплуатации стерилизатора сопровождается системным сообщением. Эти сообщения полезны при определении источника проблемы. Во многих случаях вы можете предпринять действия по исправлению, чтобы устранить источник проблемы и тем самым вернуть стерилизатор в нормальное состояние. В других случаях проблема вызвана отказом компонента, который требует регулировки или ремонта производителем или местным представителем службы поддержки Plasmapp. Если вы не можете определить причину и решить проблему, обратитесь в Plasmapp или к уполномоченному представителю службы поддержки Plasmapp.

Особенности системы

Стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus может выполнять полностью автоматизированный цикл стерилизации. Система может отображать состояние с помощью светодиодного индикатора зеленого, синего и красного цвета в следующем состоянии.

Цвет диода	Статус системы
Зеленый	Готов к стерилизации (мигает в процессе
	предварительного нагрева)
Синий	цикл стерилизации завершен. (Мигает во
O	время цикла стерилизации)
Красный	Мигает при возникновении ошибки.



Обновление программного обеспечения

Plasmapp автоматически обновляет систему стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus, когда пользователь подтверждает это обновление. Если система обнаружит новую версию программного обеспечения на сервере ${\rm ITS^{TM}}$, при перезапуске системы появится сообщение. Когда пользователь подтверждает это обновление программного обеспечения, для завершения обновления потребуется несколько минут, и система будет перезагружена

после завершения. Обновление может быть неудачным из-за нестабильного интернетсоединения и может быть отложено в зависимости от пользователя.



№	название	Описание
1	Подтверждение	Этот значок предназначен для подтверждения обновления
		программного обеспечения.
2	Отмена	Этот значок предназначен для отсрочки обновления
		программного обеспечения.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРА. Выключение питания во время обновления программного обеспечения может повредить систему стерилизатора. Если это произойдет, обратитесь к местному представителю по обслуживанию клиентов Plasmapp.

Ошибки пользователя

Система стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus разработана для предоставления сообщений о тревоге с интуитивно понятными цифрами, представляющими предсказуемый источник ошибок пользователя. Когда пользователь подтверждает, ошибка должна быть проверена и понята пользователем. Если проблема не устранена, обратитесь в Plasmapp или к местному представителю по обслуживанию клиентов Plasmapp




Nº	название	Описание
3	Подтверждение	Пользователь должен подтвердить ошибку, когда
7		источник проблемы проверен и понят.
4	ДВЕРЬ НЕ	Возможная причина: дверь не закрыта. Предложение:
	ЗАКРЫТА	проверьте закрытие двери и попробуйте снова.
5	НЕПРАВИЛЬНОЕ	Возможная причина: уплотнение STERPACK® и
	УПЛОТНЕНИЕ	STERPACK® Plus выполнено неправильно. Предложение:

		плотно закройте и попробуйте снова.	G.
6	ОПИСАНИЕ	Описывает причины и решения проблем	2

Ошибка «Неполная герметизация» может возникнуть, если пакет поврежден острым медицинским инструментом в режиме POUCH. Рекомендуется использовать эксклюзивный лоток.

Ошибки в стерилизационных кассетах


Система стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus предназначена для автоматического запуска цикла стерилизации в соответствии с информацией о штрих-кодах, предоставляемой стерилизационными кассетами. Предсказуемый источник ошибок представлен интуитивно понятными цифрами, и пользователь должен определить источник и подтвердить. Если проблема не устраняется, обратитесь к местному



№	название	Описание
7	Подтверждение	Пользователь должен подтвердить причину ошибки и
		нажать кнопку подтверждения.
8	ИСПОЛЬЗОВАННАЯ	Возможная причина: использованную кассету
	KACCETA	пытались использовать повторно. Предложение:
		попробуйте еще раз с новой кассетой.
9	Устаревшая кассета	Возможная причина: использовалась просроченная
2		кассета. Предложение: попробуйте еще раз с новой
6		кассетой или проверьте настройку времени.
10	НЕВЕРНАЯ	Возможная причина: недопустимый штрих-код
2	KACCETA	кассеты. Предложение: попробуйте еще раз с новой
9		кассетой.
11	Штрих не обнаружен	Возможная причина: кассета не обнаружена.
7	6	Предложение: Очистите окно штрих-кода или
		попробуйте снова.

Другие системные ошибки

Многие системные ошибки связаны с проблемами с загрузками, но у системы стерилизации STERLINK® FPS-15s Plus также может быть проблема, возникающая в результате отказа компонента. Если проблема не устранена, обратитесь в Plasmapp или к




No	название	Описание
12	Подтверждение	Пользователь может подтвердить эту системную
	2	ошибку после обращения в службу поддержки
	2	клиентов.
13	СИСТЕМНАЯ	Возможная причина: отказ компонента приводит к
	ОШИБКА	ошибке предварительного нагрева. Предложение:
	2	обратитесь в службу поддержки или перезагрузите
	20	систему.
14	СИСТЕМА	Возможная причина: отказ компонента приводит к
	СТАБИЛИЗАЦИИ	завершению цикла. Предложение: дождитесь
	-6	восстановления системы и попробуйте снова.

Заметка.

- Ремонт и регулировка должны выполняться только обученным и уполномоченным персоналом.
- Если дверца не может быть открыта после цикла стерилизации, обратитесь к разделу «Дополнительным меню утилит», чтобы пользователь мог временно открыть дверцу. Если проблема не устранена, обратитесь к местному представителю службы поддержки клиентов Plasmapp.

Если питание системы стерилизации ненормально отключается во время процесса стерилизации, появится следующий экран. Для обеспечения безопасности пользователя процесс очистки будет активным и может занять от нескольких минут до десятков минут после того, как состояние будет готово. Даже если очистка сделана хорошо, вы можете найти остаточный стерилизующий агент.





ВНИМАНИЕ! невозможности надевайте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНОЕ НЕСТЕРИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. Любая ошибка может привести к нестерильному медицинскому устройству, и это требует перезапуска нового цикла стерилизации с повторной упаковкой с использованием нового упаковочного материала.



ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Любая ошибка может привести к удаления перекиси водорода. При работе с загрузкой и кассетой перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила.

15. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В стерилизаторе STERLINK® FPS-15s Plus используется встроенное программное обеспечение для автоматизированного осуществления процесса стерилизации STERLINK®. В этой главе рассказывается, как управлять конфигурацией низкотемпературного плазменного стерилизатора STERLINK® FPS-15s Plus. Пользователям с правами доступа уровня администратора разрешено выполнять набор ограниченных функций стерилизатора. Эти функции не используются в повседневной работе стерилизатора, и некоторые из них предназначены для контроля доступа, управления системными записями и выполнения расширенных функций диагностики.

Класс безопасности программного обеспечения – класс В.

Дата выпуска ПО: 28.02.2020

Последнее обновление ПО: 25.10.2021

Уровни доступа

Стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus можно настроить так, чтобы пользователи могли вводить действительный пароль для управления конфигурацией системы. Доступны три уровня доступа. Каждый связан с различным подмножеством разрешенных операций.

Доступ на уровне оператора позволяет пользователю выполнять задачи, связанные с ежедневной работой стерилизатора. Эти полномочия позволяют пользователю:

- запускать и отменять цикл.
- Распечатать отчет по истории циклов и просмотреть файлы истории циклов.

■ Настроить дисплей и звук.

Доступ на уровне супервизора включает все полномочия доступа на уровне оператора и дополнительно предоставляет возможность:


- Выполнять диагностические тесты
- Выполнять калибровку для датчиков
- Выполнять функцию аварийного действия
- Настроить системное время

Доступ на уровне обслуживания предназначен только для представителей службы поддержки клиентов Plasmapp.

- Обновление программного обеспечения.
- Изменение параметров процесса.

Дополнительное служебное меню

Меню «Дополнительные утилиты» в «Конфигурации» доступно пользователям с правами доступа супервизора или уровня обслуживания. Меню «Дополнительные утилиты» позволяет супервизорам конфигурировать время, параметры системы стерилизатора и диагностический тест.



No	название	описание
1	Цифровой ключ	Цифровые клавиши предназначены для ввода
		пароля и настройки системы.
2	Клавиша удалить	Клавиша предназначена для удаления введенного
	2	номера.
3	Отображение пароля	В этом разделе отображается введенный пароль.
	G.	Значение по умолчанию для пароля - «1111».
4	OK	Ключ для подтверждения пароля.
5	назад	Этот значок предназначен для возврата на экран
	TO A	пользователя для готовности.
6	Выбор дисплея	Время отображения заставки можно выбрать,
		коснувшись значка круга.
7	плюс ключ	Громкость звука можно увеличить, коснувшись этой
2	2/	клавиши «стрелочка».
8	минус ключ	Громкость звука можно уменьшить, коснувшись
	19	этой клавиши «стрелочка».
9	Звуковая панель	Звуковая панель отображает установленную
		громкость.
10	Дверь открыта	Когда дверца стерилизатора не может быть открыта,
		эта функция может срочно открыть дверцу.

11	Нагрев насоса	Когда температура окружающей среды низкая или
		продукт не используется в течение длительного
		времени, эта функция может запустить
		предварительный нагрев вакуумного насоса.

ВНИМАНИЕ! АВТОРИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ПРОДУКТУ. Только администраторы, прошедшие обучение для продукта стерилизатора, могут использовать функции «Дверь открыта» и «Нагрев насоса», если дверь нельзя открыть или насос не работает.

Комментарий.

- Срок службы подсветки сенсорного экрана может быть значительно увеличен, если стерилизатор автоматически выключит его, когда он не используется.
- Время, необходимое для отключения питания, составляет 15 минут, что является заводской настройкой по умолчанию.
- Когда вентиляционный фильтр загрязнен или заблокирован другими объектами, процесс вентиляции может дать сбой, и дверь не может быть открыта. Когда это происходит, эта «дверь открыта» может быть использована для открытия двери. Обратите внимание, что этот ключ активирует дополнительную вентиляцию, и это может занять около 10 секунд. Если проблема не устранена, обратитесь в Plasmapp или к местному представителю службы поддержки Plasmapp.
- Если масло вакуумного насоса не заменяется регулярно, не используется в течение длительного времени или частота использования ниже, чем указано в главе «Техническое обслуживание», оно может работать неправильно, функция «Нагрев насоса» может решить эту проблему. Это может занять около 10 минут. Если проблема не устранена, обратитесь в Plasmapp или к уполномоченному представителю службы поддержки Plasmapp.

Отчеты и файлы

Отчеты

Отчет о цикле автоматически создается и отображается стерилизатором STERLINK® FPS-15s Plus по окончании цикла стерилизации. Отображаемый отчет суммирует информацию о цикле, дату, время, режим обработки и результат цикла стерилизации.



No	название	описание	
1	Дата	В этом разделе отображается дата цикла стерилизации.	
2	Время цикла	В этом разделе отображается общее время цикла.	
3	Режим	В этом разделе отображается режим завершенного цикла	

		стерилизации.
4	Результат	В этом разделе отображается результат цикла
		стерилизации.
5	Подтверждение	Когда выбрано подтверждение пользователя, экран
	пользователя	переходит в состояние готовности.
6	Печать	Когда печать выбрана, принтер этикеток распечатает
		сводную информацию о цикле стерилизации.
7	Осторожно	В этом разделе описана предостерегающая информация при
		сбое стерилизации

Информация будет распечатана принтером этикеток, когда пользователь выберет кнопку печати, а принтер этикеток распечатает краткий отчет о состоянии устройства, информацию о цикле стерилизации и информацию о кассете. Этот краткий отчет полезен для целей учета, а печать этикеток удобна для отслеживания стерилизованных грузов. Примеры краткого отчета представлены на следующем рисунке.





Бумага для принтера - это термобумага, поэтому ее можно обесцвечивать под воздействием солнечного света или высокой температуры. Срок годности бумаги для принтера составляет около 5 лет. Если вы хотите хранить записи в долгосрочной перспективе, скопируйте или отсканируйте бумагу для записей и сохраните ее.

Историю также можно распечатать, используя систему отслеживания инструментов (ITSTM). Информация о цикле, которая доступна на странице истории ITSTM, может быть распечатана в коротком или длинном формате в зависимости от цели и выбора пользователя. Отчет в длинном формате полезен для подробного контроля качества цикла и содержит ценную диагностическую информацию для обслуживания клиентов. Отчет содержит подробную информацию о цикле стерилизации и параметрах работы. Примеры длинноформатного отчета показаны на следующем рисунке.





Данные

Стерилизатор STERLINK® FPS-15s Plus может создавать, хранить, отображать и распечатывать данные цикла. При подключении к Интернету стерилизатор может загружать файлы истории циклов на сервер ITSTM. Данные истории цикла содержат очень подробную информацию о цикле стерилизации каждого SRTM, процесса стерилизации и SCTM. Данные включают в себя идентификационную информацию о стерилизаторе, время, дату, информацию о продолжительности цикла, данные процесса с датчиков стерилизатора. Информация извлекается из данных истории цикла для создания печатного отчета. Исторические данные хранятся в памяти стерилизатора STERLINK® FPS-15s Plus. В памяти хранятся данные за последние 50 циклов. После завершения 50 циклов самая старая запись истории цикла перезаписывается новыми данными из 51-го цикла. Если стерилизатор настроен на подключение к Интернету к серверу ITSTM, данные истории цикла могут периодически загружаться на сервер.

15. ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Внешнюю поверхность стерилизатора можно очистить мягкой тканью и мягким неабразивным моющим раствором, если это необходимо. При чистке снаружи стерилизатора следуйте инструкциям:

- 1. Отключите питание стерилизатора перед чисткой.
- 2. Никогда не допускайте попадания моющего раствора или воды внутрь или в камеру. Смочите ткань неабразивным моющим средством и используйте влажную ткань для очистки поверхностей.
- 3. Не распыляйте чистящий раствор непосредственно на сенсорный экран. Используйте влажную ткань для очистки экрана.

Внутреннюю камеру стерилизатора можно чистить мягкой тканью или влажной мягкой тканью без проточной воды. При очистке внутренней камеры стерилизатора следуйте инструкциям.

- 1. Отключите питание стерилизатора перед чисткой внутренней камеры.
- 2. Подождите, пока внутренняя камера не остынет.
- 3. Никогда не допускайте попадания моющего раствора или воды внутрь или в камеру. Используйте только сухую или влажную ткань, чтобы аккуратно очистить поверхность внутренней камеры.
- 4. Подождите, пока внутренняя камера полностью высохнет, прежде чем включать стерилизатор.

Комментарии.

- Когда пользователь пытается очистить камеру, дверь или внутреннюю поверхность, он должен надеть перчатки и следовать инструкциям.
- Несоблюдение указаний может привести к повреждению стерилизатора и аннулированию гарантии.

Дезинфицирующие средства:

Дезинфекция и очистка допускается с использованием дезинфицирующих средств:

- 1. "Трилокс" Предназначен для дезинфекции поверхностей в ЛПУ, применяется в соответствии с указаниями на этикетке.
- 2. "**Mikrozid, Liquid**" Спиртосодержащее дезинфицирующее средство применяется в соответствии с указаниями на этикетке.

Моющие средства:

Мойка и очистка внешних частей медицинского изделия допускается с помощью использования следующих моющих средств:

1. «Химитек Чароит» - предназначено для ухода за любыми стеклянными и зеркальными поверхностями. удаляет уличные и бытовые загрязнения, копоть, отпечатки пальцев. применяется на предприятиях различного профиля, в том числе на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лпу, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других

аналогичных учреждениях, в быту.

- 2. «Проф-блеск» предназначено для удаления загрязнений различного характера, в том числе масляно-жировых отложений технического и животного происхождения со всех видов стекла, в том числе автомобильного, зеркал, поверхностей из металла, пластмасс, кафеля, мрамора, оргтехники на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности; общественного питания, торговли, транспорта, в индустрии, в учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта, в лечебно-профилактических учреждениях, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных учреждениях, в жилищно-коммунальной и бытовой сфере.
- 3. «Sarbio selena» универсальное высококонцентрированное нейтральное очищающее средство. Предназначено для мытья посуды, тары и других изделий из пластика, стекла, хрусталя, тефлона, фарфора, фаянса, кухонных плит, пищевого и медицинского оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. В конце цикла внутренняя часть стерилизатора может быть горячей. Не прикасайтесь к внутренней части камеры или двери голыми руками или руками в перчатках. Дайте стерилизатору остыть, прежде чем прикасаться к внутренним поверхностям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ РАБОТЫ РУКОЙ. Дверца стерилизатора предназначена для ручного открытия и закрытия, и дверь может повредить руку. Держите руки чистыми.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ НА СТЕРИЛИЗАТОРЕ. Не используйте стальную щетку (проволочная щетка), стальную пену (стальная вата), смесь и моющее средство, содержащее хлоридное соединение. Они могут повредить стерилизатор или его электроды. Пожалуйста, удалите все моющее средство, ткань или нить, оставшиеся в камере после очистки.

ВНИМАНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с грузом после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

17. УПАКОВКА

Транспортные упаковки изготавливаются из гофрированного картона (производитель DongII packaging Co., Ltd. (45-1, Saemi-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea, Корея). Уретанове форма (производитель Namyang Industry Co., Ltd. (HanYang B/D 370, Gamasan-ro, Yeongdeungpo-gu, Seul, Korea, Корея). Транспортная упаковка является потребительской.

Коробка для варианта исполнения FPS15 Plus: $725 \times 565 \times 530 \pm 50$ мм.

18. МАРКИРОВКА



Product Name: Low Temperature Plasma Sterilizer Model Name: FPS-15s Plus Brand Name: STERLINK®



Product Name: Low Temperature Plasma Sterilizer Model Name: FPS-15s Plus Brand Name: STERLINK*









Please read the User manual carefully before use.





Rating: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, Max 1.0 kVA Weight: 67 kg (147 lb)

Storage Temperature / Humidity: 10 - 40°C (50 - 104°F) / 30 - 85%



Rating: 100 - 120 VAC, 50/60 Hz, Max 1.0 kVA Weight: 67 kg (147 lb) Storage Temperature / Humidity: 10 - 40°C (50 - 104°F) / 30 - 85%



SN



SN



Manufacturer: Plasmapp Co.,Ltd. 83 Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34127, Republic of Korea TEL: +82 42 716 2115 FAX: +82 42 716 2116

Manufacturer: Plasmapp Co., Ltd. 83 Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34127, Republic of Korea TEL: +82 42 716 2115 FAX: +82 42 716 2116



Authorized EC Representative: MedNet GmbH Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

EC REP

Authorized EC Representative: MedNet GmbH Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

Символ	Описание	
P	Торговая марка	
SN	Серийный номер	
	Дата изготовления	
	Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.	
	Изготовитель.	
KAP NOW	Обратитесь к инструкции по применению	
6 △	Осторожно!	
C€0459	Знак соответствия Европейской директиве	

TE SON	Диапазон температуры хранения
	Диапазон влажности хранения
38	Не передвигать, не наступать, не садиться
EC REP	Уполномоченный представитель на территории ЕС

Маркировка на пакетах для стерилизации



Надпись	Перевод
WARRANTY VOID IF SEAL IS BROKEN	ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ ПРИ
	НАРУШЕНИИ НАКЛЕЙКИ
100 mm × 400 mm	$100 { m mm} imes 400 { m mm}$
$3.9 \text{ in} \times 15.7 \text{ in}$	3.9 дюйм × 15.7 дюйм
120 pouches	120 пакетов

Маркировка на пакетах для стерилизации содержащие стерилянт



Надпись	Перевод
Sterilization Packing Pouch	Пакет для стерилизации

30 POUCHES	30 пакетов	O.
240 mm * 410 mm	240 mm × 410 mm	3
Cut	Отрезать	
	Использовать в перчатках	H.
\bigcirc	Запрет на повторное при	менение
	Не допускать воздейств	ия солнечног
	света	
CE	Знак СЕ	
Маркировка на кассе	етах для стерилизации	
таркировка на кассс	стах для стерилизации	
	O	
	,0	
	6	
	70 H3/18/16 H0/0 G0	
	2	
	5	
	1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906	
2	S.	
6		
0	2	
TO TO THE PART OF		3
	. 9	
9	9	
3		7
.0'		DT .
Q-	2	,
	9	
	8	
TO TO THE PART OF	N N	
2	0	
0	0	
34	5	
3	2	
	WWW. FOSZOFANDE	
вначия получена		






Надпись	Перевод
Sterilant cassette	Кассета для стерилизации
WARRANTY VOID IF SEAL IS BROKEN	ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ ПРИ
3	НАРУШЕНИИ НАКЛЕЙКИ
Do not use if STERLOAD is damaged in any	НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ STERLOAD
way	КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ПОВРЕЖДЕН
STERLOAD is only to be used with	STERLOAD МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
STERLINK	ТОЛЬКО CO STERLINK
Please read and understand all safety	ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ И
preventive measure instructions before use	ПОЙМИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
5	МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
Fully understand instruction for use and how	ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ
to use by referring to the sterilizer manual	ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРАВИЛА
	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАТИВШИСЬ К
F 3	РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	СТЕРИЛИЗАТОРА.
Do not use for other purposes except	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДРУГИХ
sterilization	ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ.
Made in Korea	СДЕЛАНО В КОРЕЕ
Consult instructions for use	ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ
LOT	Код партии
	3
	Использовать до
	\$
Expiry date: 12 months from date of	СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ С
manufacture	ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

i	Обратитесь к инструкции по применению
\triangle	Осторожно!
	Использовать в перчатках
	Запрет на повторное применение
> <u> </u> <	Не допускать воздействия солнечного
	света
5C* 45C*	Температурный диапазон

Маркировка на упаковочной машине



Надпись	Перевод
	Серийный номер
SN	Дата изготовления
CE ST	Знак СЕ
	Особая утилизация
Art.	Артикул
Type: STERSEAL DE-V	Тип: STERSEAL DE-V
ROTARY SEALER PLASMAPP	Ротационная упаковочная машина

	PLASMAPP
230V50Hz	230В 50 Гц
Volt	Напряжение (В)
Watt	Мощность (Вт)
Hz	Частота (Гц)
Kg	Масса (кг)

Маркировка на бутылке масла

Plasmapp

LB100 Vacuum Pump Oil - 280ml

Chemical name	Trivial name	CAS No.	ECL serial No.	Content
1.1 Oxybisbenzene reaction				
products of 1-dodecene	Alkyl diphenyl ether	160611-28-9	KE-27678	100%
and 1-tetradecene				

X Non-hazardous material



RESPIRATORY PROTECTION
VENTILATION
HAND PROTECTION
EYE PROTECTION
OTHER PROTECTION
SPILL OR CLEANUP PROCEDURES

WASTE DISPOSAL METHODS

HANDLING AND STORING PRECAUTIONS

OTHER PRECAUTIONS

- Use organic vapor cartridge repirator as needed.
- Use local mechnial exhaust ventilation at sources of air contamination such as open euipment.

 Impervious industrial quality gloves are required for prolonged and/or repeated exposures.
- Chemical splash goggles are recommended to prevent eye to liquid.
- Boots, pants, coat, face protection, etc are required prolonged and/or repeated exposures.
- Eliminate all ignition sources. Notify spill response personnel; stop the leakage; ventilate area if appropriate.
- Dike large spill; then transfer to tank. Use suitable absorbent for small spill; shovel into containers.
- The resource conservation and recovery act as well as other state and local laws regulate the disposal of chemical wastes.
- When handling, wear proper protective clothing. Protect against physical damage; outside or detached storage preferable; separate from oxidizing materials.
- Avoid inhalation of vapor, prolonged/repeated skin contact, and eye contact with this material. Wash thoroughly when contacted.
- Do not swallow. Consult doctor immediately if swallowed.

Перевод:

LB100 Масло для вакуумного насоса – 280мл

Plasmapp

Химическое наименование 1.1 Оксибисбензольная реакция	Название	No.	серийный No.	содержимое
продукты 1-додецена	Алкилдифениловый эфир	160611-28-9	KE-27678	100%
и 1-тетрадецен				

ЖНеопасный материал



Респираторная защита

Вентиляция

Защита рук

Защита глаз

Другая защита

Процедура разлива или очистки

Способ утилизации отходов

Меры предосторожности при обращении

Другие меры предосторожности - При необходимости используйте репиратор

картриджа с органическим паром

- Используйте местную механическую вытяжную вентиляцию у источников загрязнения воздуха, таких как открытое оборудование.

Для длительного и / или многократного воздействия необходимы непроницаемые перчатки промышленного качества.

- Рекомендуются защитные очки от брызг химикатов, чтобы предотвратить

попадание жидкости в глаза.

Ботинки, брюки, халат, средства защиты лица и т. Д. Требуют длительного и / или многократного очишения

- Устраните все источники возгорания. Уведомить персонал по ликвидации разливов; остановить утечку; при

необходимости проветрите помещение.

- при большой разливе переместить в бак. Используйте подходящий абсорбент для небольших разливов; перелейте в тару.

- Закон о сохранении и восстановлении ресурсов, а также другие государственные и местные законы регулирук

утилизацию химических отходов.

- При использовании носить соответствующую защитную одежду. Защищать от физического повреждения; внег отдельное хранилище. предпочтительно; отдельно от окисляющих материалов

- Избегайте вдыхания паров, продолжительного / повторяющегося контакта с кожей и глаз с этим веществом. При контакте тщательно промойте.

- Не глотать. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

18.2 Проект маркировки для поставок в РФ

Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink FPS-15s Plus

Plasmapp Co., Ltd., Republic of Korea («Плазмапп Ко., Лтд.», Республика Корея) 102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea Tel. (+82)42-716-2115 plasmapp@plasmapp.co.kr http://plasmapp.co.kr

Страна происхождения: Республика Корея

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «РУМЭКС Медикал»

123592, г. Москва, ул. Кулакова д. 20 стр. 16, пом. IV, комн. 15-17, 33 Тел: 8 (495) 966-09-15

Регистрационное удостоверение

№ XXX 201X/XXXXX от XX XX 202X года.

Дата изготовления/Серийный номер/ – см. на изделии.

~220-240 В, 50/60 Гц IPX0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

19. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система может эксплуатироваться в следующем диапазоне комнатных температур: $OT + 10^{\circ}C$ до $+40^{\circ}C$

Относительная влажность воздуха без конденсации должна находиться в пределах: Не более 90%

Максимальная рабочая высота над уровнем моря: 2000 м.

20. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранить и транспортировать изделия рекомендуется в упаковке изготовителя. Температура хранения и транспортировки должна находиться в следующих пределах:

От -10°C до +55°C

Относительная влажность воздуха без конденсации должна находиться в пределах Не более 90%

21. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно осуществляться исключительно авторизованным производителем сервисным центром на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи МЕД» (ООО «АйТи МЕД»),

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1а, пом. XV, комн. 10,11

e-mail: info@it-med.su

8 (495) 780-92-24

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Следует обращаться в компанию Plasmapp или в авторизованный сервисный центр каждые 12 месяцев для проведения процедуры годового технического осмотра, который включает в себя:

- общая проверка системы
- очистка любых внешних и внутренних частей при необходимости
- замена изнашиваемых деталей: УФ-трубки и вентиляционных фильтров при необходимости
- калибровка фотодиодов
- обновление программного обеспечения при необходимости
- загрузка данных (все загружаемые файлы)

Свяжитесь с вашим региональным дистрибьютором для организации процедуры технического осмотра.

Замена УФ-трубок должно производиться каждые 2 года или каждые 100 циклов (что наступит раньше).

Пользователем должно регулярно осуществляться следующее техническое обслуживание: очистка изделия

22. СРОК СЛУЖБЫ

Расчетный срок службы изделия составляет не менее 15 лет с даты приобретения при условии регулярного технического обслуживания и технического осмотра.

Разрешается использовать изделие после истечения срока службы до его выхода из строя.

23. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделия соответствуют заявленным техническим требованиям и требованиям Директивы 93/42/EEC Совета Европейского Союза, касающихся медицинских приборов, MDD.

Пользователь несет ответственность за все требования нормативной документации, связанные с установкой и использованием изделия. В случае неправильного использования или неполного технического обслуживания, несоответствующего рекомендованной схеме, компания-изготовитель или ее представитель не несет ответственность ни за какие недоработки, физические повреждения, телесные повреждения или несоответствия, которые могут возникнуть в результате этого.

Гарантия производителя – 12 месяцев с даты приобретения.

-Любые процедуры монтажа, регулировки и калибровки должны выполняться только специалистами, ранее прошедшими обучение в компании «Plasmapp Co., Ltd».

- Любая неисправная часть будет заменена абсолютно идентичной частью, предоставляемой компанией «Plasmapp Co., Ltd».

- Гарантия аннулируется в случае вмешательства или попытки ремонта.

В случае отсутствия строгого соблюдения данных рекомендаций, гарантия утратит свою силу.

По вопросам, касающимся качества медицинского изделия, на территории РФ обращаться к Уполномоченному представителю производителя:

ООО «РУМЭКС Медикал»

г. Москва, 123592, ул. Кулакова д. 20 стр. 16, пом. IV, комн. 15-17, 33

8 (495) 966 09 15

e-mail: info@rumexmedical.com

25. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Категория изделия: данное изделие соответствует требованиям к маркировке Директивы WEEE (2012/19/EC). Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения Sterlink Mini, Sterlink FPS-15s Plus является электрическим/электронным устройством и не должно утилизироваться с обычными бытовыми отходами.



Согласно типам оборудования в приложении I Директивы WEEE, данный продукт классифицирован в 8 категорию «медицинского оборудования (за исключением всех имплантированных и зараженных изделий)».

Утилизация изделий в РФ (отходы класса А): осуществляется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами" и утвержденной инструкцией организации, а так же производителем медицинского изделия в соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕС.

Для полной утилизации изделия и его компонентов обратитесь в компанию «Plasmapp Co., Ltd » или уполномоченному Представителю в РФ:

ООО «РУМЭКС Медикал»

г. Москва, 123592, ул. Кулакова д. 20 стр. 16, пом. IV, комн. 15-17, 33 8 (495) 966 09 15

e-mail: info@rumexmedical.com

24. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСВУЕТ ИЗДЕЛИЕ

Настоящее изделие отвечает требованиям Европейской директивы о медицинских приборах 93/42/EEC.

Изделие соответствует следующим нормативным и техническим стандартам:

изделие соответствует следующим норматив	вным и техническим стандартам:
EN ISO 14971:2012	Изделия медицинские. Применение
G G	менеджмента риска к медицинским
	изделиям
EN ISO 13485:2012	Изделия медицинские. Системы
.0	менеджмента качества. Системные
	требования для целей регулирования
EN 62304:2006	Изделия медицинские. Программное
	обеспечение. Процессы жизненного цикла
EN 62366:2008	Изделия медицинские. Проектирование
	медицинских изделий с учетом
	эксплуатационной пригодности
IEC 61326-1:2012	Оборудование электрическое для
8	измерения, управления и лабораторного
O	применения. Требования электромагнитной
VPS (1010 1 2011 ())	совместимости. Часть 1. Общие требования
IEC 61010-1:2010 + AMD1:2016	Безопасность электрических контрольно-
	измерительных приборов и лабораторного
	оборудования. Часть 1. Общие требования
IEC 61010-2-040:2005 CAN/CSA-22.2	Безопасность электрических контрольно-
N°61010-2-40:2007	измерительных приборов и лабораторного
\sim	оборудования - Частные требования к
2	стерилизаторам и дезинфекторам,
2	используемым для обработки медицинских
EN 14561 2006	материалов
EN 14561:2006	Дезинфицирующие вещества и
3	антисептики. Количественное испытание
2	бацилоносителя для оценки бактерицидной
	активности у медицинских инструментов.
EN 145(2,200)	Метод испытания и требования
EN 14562:2006	Дезинфицирующие вещества и
0	антисептики. Количественное испытание
8	бацилоносителя для оценки фунгицидной
Z O	или дрожжевидной активности у
	медицинских инструментов. Метод
EN 14562,2009	испытания и требования
EN 14563:2008	Химические дезинфицирующие средства и
	антисептики - количественный тест для
	оценки микобактерицидной или

	спороцидной активности для медицинских
	инструментов - метод испытания и
	требования
EN 14347:2008	Chemical disinfectants and antiseptics.
	Основна. Test method and requirements.
	Химические дезинфицирующие средства и
	антисептические средства - Основная
*	спорицидная активность - метод испытания
	и требования
EN 14476:2013	Химические дезинфицирующие средства и
	антисептики - количественный тест подвеса
	для оценки вирулицидного действия в
20	области медицины - метод испытания и
	требования

25. ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Руководство и ден	сларация прои	зводителя - электромагнитные излучения
		спользования в электромагнитной среде, указанной ниже.
Покупатель или по	льзователь дол	жен соблюдать эти нормы.
	5	
	50	Q'
Проверка	Соответствие	Электромагнитная среда - руководство
излучений	-8	F
Радиоизлучения	Группа 1	Изделие использует радиочастотную энергию только для
CISPR 11	0	внутренней работы. Поэтому, его радиоизлучения невелики
EN 55011	U	и имеют малую вероятность повлиять на работу ближайших
a		электроприборов.
	T	
Радиоизлучения	Класс В	Устройство может использоваться в любых помещениях без
CISPR 11		ограничения сети электроснабжения, к которой оно
5		подключено.
2		3
		25
Эмиссия	Класс А	0 5
гармонических		
составляющих ІЕС		9
61000-3-2		
EN 61000-3-2	9	
0		
Колебания	Соответствует	MW Coston
напряжения/	CoorbererByer	2
фликкерный шум	2	5
IEC 61000-3-3		
EN 61000-3-3		

Руководство и декларация производителя – защита от электромагнитных полей

Стерилизатор предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь должен соблюдать эти нормы.

			O'
Тест	Испытательный	Уровень	Электромагнитная среда -
устойчивости	уровень EN 60601	соответствия	руководство
			CO .
Электростатичес	K	0	Поны получил быту новорятили
_	A 5	±6 кВ контакт	Полы должны быть деревянными, бетонными или с керамической
61000-4-2	DEO RD ROTTURT	ZO KD KOHTAKT	V TT
EN 61000-4-2	±8 кВ воздух	±8 кВ воздух	
	то къз воздух	до ко воздух	
Кратковременны	±2 кВ для линий эл-	±2 кВ лля пиний эт	относит. влажность должна быть не п-Качество электросети должно быть
й выбро	сснабжения	снабжения	
напряжения	±1 кВ для каналов		
IEC 61000-4-4	ввода-вывода	ввода-вывода	Socialing.
EN 61000-4-4	ББОДИ ББЛОДИ	ввода вывода	
	20	5	
	3	8	
		0	
		Cr.	
	11.0		
П	±1 кB	±1 кВ	Качество электросети должно быть
Перенапряжение	междуфазовое	междуфазовое	типичным для производств или
IEC 61000-4-5		±2 кВ	больниц.
EN 61000-4-5		1	И
à	землёй	землёй	
		9	
2		*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
C			
.0'	<5 % UT	<5 % UT	Качество электросети должно быть
	(>95 % просадка в	(>95 % просадка	втипичным для производств или
Падение	UT) для 0.5 цикла	UT) для 0.5 цикла	больниц. Если пользователю
напряжения,		0	необходима непрерывная работа во
короткое	40 % UT	40 % UT	время перепадов напряжения,
прерывание и	(60 % просадка в	(60 % просадка	врекомендуется использовать
перепады		UT) для 5 циклов	источник бесперебойного питания.
напряжения в	20		,0
электросети	70 % UT	70 % UT	
2	(30 % просадка в	(30 % просадка	В
IEC 61000-4-11		UT) для 25 циклов	2
EN 61000-4-11			

Частота сети (50/60 Гц) магнитное поле3 А/м IEC 61000-4-8	3 A/M	Частота сети и напряжение магнитного поля должны быть типичным для производств или
EN 61000-4-8		больниц.
ЗАМЕТКА. UT соответствует испытательного уровня.	т напряжению в сет	ти переменного тока до применения

Таблица 15.		D	Ø)
Руководство и декл	арация пр	оизводител	я – защита от электромагнитных полей
			ания в электромагнитной среде, указанной ниже.
Покупатель или пол	ьзователь до	олжен соблі	юдать эти нормы.
	1		G
	29		Q)
	5		
Тест устойчивости	Испытател	Уровень	Электромагнитная среда - руководство
	ьный	соответств	
	. WAS BOTT	110	Помтативные или мобилими то то то то
 Наведённые РВ	3 Vrms		Портативные или мобильные радиочастотные изделиеы связи не должны использоваться с
			какой-либо частью стерилизатора ближе
			дистанции, высчитанной из равенства,
			pabelle 18a,
D	7		
3			
\mathbb{Q}		3 Vrms	Рекомендованное расстояние d=1.2 P
3			Q=1.2 P
IEC 61000-4-6	150 кГц до		
G'	80 МГц	5	28
		O	č
T) (1000)		3	
EN 61000-4-6		9	d=1.2 P 80 MГц to 800 МГц
Maryyya ayyya DD	2 D/	2 D/O	d=2.3 P 800 МГц to 2.5 ГГц
Излучаемые РВ	3 В/м	3 B/M	где Р – максимальная выходная мощность,
3		6	измеряемая передатчиком в ваттах (Вт) в
Q		Ö	соответствии с производителем передатчика,
IEC 61000-4-3	80 МГц	5	
EN 61000-4-3	5		d – рекомендованная дистанция в метрах
	0		2
	to 2.5 FF-		3
	to 2.5 ГГц		

Напряженность ЭМП из постоянных PB излучателей, как показывает электромагнитное обследование местности, должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждом диапазоне радиочастот.

Помехи могут возникнуть вблизи от устройства, маркированного символом:

ЗАМЕТКА 1 На 80 МГц и 800 МГц используется больший диапазон частот.

ЗАМЕТКА 2 Это руководство не охватывает все возможные ситуации. На распространение ЭМВ абсорбция и отражение строений, объектов и людей.

Напряженность ЭМП из постоянных РВ излучателей, таких как радиостанции, мобильные телефоны и рации, любительские радио, АМ и FM радиоприемники и телевизоры, не может быть теоретически точно определена. Перед началом работы устройства в электромагнитной среде постоянных РВ излучателей необходимо провести электромагнитное обследование местности. Если напряженность ЭМП из постоянных РВ излучателей превышает установленный уровень соответствия РВ, Стерилизатор будет работать стабильно. При нестабильной работе устройства необходимо предпринять дополнительные меры, такие как перенастройка и перенос Стерилизатора.

При диапазоне частот свыше 150 кГц и до 80 МГц напряженность ЭМП должна быть меньше 3 В/м.

Таблица 16.

Рекомендованная дистанция между портативными и мобильными радиочастотными изделиями и Стерилизатором

Стерилизатор спроектирован для использования в электромагнитной среде, в которой помехи излучаемых РВ находятся под контролем. Покупатель или пользователь может помочь избежать электромагнитных помех, соблюдая минимальную дистанцию между портативными и мобильными радиочастотными изделиями (передатчиками) и стерилизатором, как указано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью коммуникационного устройства.

Дистанция в зависимости от частоты передатчика, м

			800 МГц до 2.5 ГГц d=2.3 Р
выходная мощность	80 МГц	800 МГц	
передатчика, ВТ	d=1.2 P	d=1.2 P	
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Для передатчиков, чья максимальная выходная мощность не указана выше, рекомендованная дистанция d в метрах (м) может быть рассчитана из равенства, применимого к частоте передатчика, где P — максимальная выходная мощность, измеряемая передатчиком в ваттах (Вт) в соответствии с производителем передатчика. ЗАМЕТКА 1 На 80 МГц и 800 МГц применяется дистанция для большего диапазона частот.

ЗАМЕТКА 2 Это руководство не охватывает все возможные ситуации. На распространение ЭМВ абсорбция и отражение строений, объектов и людей.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Версия: 1.1 Дата: 25.02.2022



Перевод с английского и корейского языков на русский язык

/фрагмент квадратной печати нотариуса/

Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109, комната 702 (Да-донг, Кукдже Билд) [Приложение 41] Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк. (Телефон) 02-752-7301 (Факс) 02-752-7300

Регистрационный № 2022 – 4007

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

[рельефная печать:] Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк.

ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ТРИАЛ ЭНД САКСЭС ИНК.

Корея, Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109 №702 (Да-донг, Кукдже Билд)

 $210 mm \ X \ 297 mm$ бланк для хранения (форма 1) 70 г/м²

Наименование компании

: Плазмапп Ко., Лтд, Республика Корея

Директор по вопросам нормативно-правового регулирования

: Д-р Сын хун ЛИ Дата: 3 марта 2022 г. Подпись и штамп

: [подпись]

[штамп:] КРИББ 125 Гвахак-ро, Юсонг-гу, Тэджон 34141, Республика Корея ПЛАЗМАПП Ко., Лтд ЛИМ ЙОУ БОНГ / Главный исполнительный директор

[печать:] ПЛАЗМАПП Ко., Лтд. * Республика Корея

/Текст на русском языке/

/фрагмент квадратной печати нотариуса/

Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109, комната 702 (Да-донг, Кукдже Билд) [Приложение 44]

Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк. (Телефон) 02-752-7301 (Факс) 02-752-7300

Регистрационный № 2022-4007

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАРК, ЮН ОК

представитель по доверенности ЛИМА ЙОУ БОНГА Главного исполнительного директора компании ПЛАЗМАПП Ко., Лтд

явился ко мне и подтвердил подлинность подписи вышеуказанного доверителя на прилагаемом Свидетельстве

Настоящее засвидетельствовано сегодня 8 марта 2022 г. в этой конторе.

Наименование конторы

ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ТРИАЛ ЭНД САКСЭС ИНК.

/фрагмент квадратной печати нотариуса/

Относится к Прокуратуре

Центрального района Сеула

Адрес конторы Корея, Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109 № 702 (Да-донг, Кукдже Билд)

[Подпись] Подпись публичного нотариуса Ким Цзинь Гйу

[квадратная печать нотариуса:] КИМ ЦЗИНЬ ГЙУ * Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк. * Республика Корея

Данная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея выполнять нотариальные действия с 7 февраля 2020 года в соответствии с Законом № 63.

210мм X 297мм бланк для хранения (форма 1) 70 г/м²

[штамп:] Прошнуровано, пронумеровано ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА (62) листа Должность: Имя Д-р Сын хун Ли [подпись]

[печать компании:] ПЛАЗМАПП Ко., Лтд. * Республика Корея * 2 [штамп:] КРИББ 125 Гвахак-ро, Юсонг-гу, Тэджон 34141, Республика Корея ПЛАЗМАПП Ко., Лтд ЛИМ ЙОУ БОНГ / Главный исполнительный директор

Перевод текста выполнен переводчиком Марковым Иваном Николаевичем. Российская Федерация Город Москва Двадцать второго марта две тысячи двадцать второго года Я, Родина Ульяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсика Владимира Константиновича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Ивана Николаевича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2022-14-//96 V плачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коn. У.А. Родина Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 66 лист(а)(ов) ВРИО нотариуса

서울특별시 중구 남대문로 109, 702호 (다동, 국제빌딩) [별지 제41호서식]

^{공중} 법무법인 법흥

(전화) 02-752-7301 (팩스) 02-752-7300

Registered No. 2022 - 4006

NOTARIAL CERTIFICATE

TRIAL & SUCCESS
LAW AND NOTARY OFFICE INC

(Da-dong, Kukje Build) #702 109 Namdaemun-ro Joong-Gu, Seoul Korea

Name of company

: Plasmapp Co., Ltd, Republic of Korea Quality & Regulatory Affairs Director

: Dr. Seung hun LEE Date: Mar 3, 2022 Signature and stamp

0/58

KRIBB 125 Cryptel-ro. Viscor of Fr. Daejeon 34 th. Republic of Zorea PLASIMAPP Co., Ltd. LIM YOU BONG / CE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТЕРЛИНК В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ STERLINK MINI

^{공증} 법무법인 법흥

(전화) 02-752-7301 (팩스) 02-752-7300

등부 2022년 제 4006호

이 증

위 증명서 에
기재된 주식회사 플라즈맵
대표이사 임유봉
9
의 대리인 박윤옥은
본 공증인의 면전에서 위 본인이
기명날인한 것임을 확인하였다.

2022년 03월 08일 이 사무소에서 위 인증한다.

공증사무소 명칭 공증 **법무법인 법흥** 인가

소 속 서울중앙지방검찰청 소재지표시 서울특별시 중구 남대문로 109, 702호 (다동, 국제빌딩)



공증인 공증담당변호사

본 사무소는 인가번호 제63호에 의거하여 2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터 공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

Registered No. 2022-4006

NOTARIAL CERTIFICATE

	PARK, YUN UK
7	attorney-in-fact of
	LIM YOU BONG CEO of
	PLASMAPP Co., Ltd
	appeared before me and admitted
	said principal's subscription to
	the attached Certificate

This is hereby attested on this 8th day of Mar. 2022 at this office.

Name of the office

TRIAL & SUCCESS
LAW AND NOTARY OFFICE INC

Belong to Seoul Central

District Prosecutor's Office

Address of the office
(Da-dong, Kukje Build) #702
109 Namdaemun-ro Joong-Gu, Seoul Korea

Signature of the Notary Public

itule of the Notary Fublic

Kim Jin Gyu

This office has been authorized by the Minister of Justice, the Republic of Korea, to act as Notary Public Since 7, Feb. 2020 Under Law No.63.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink Mini (далее по тексту: стерилизатор, изделие, Стерлинк).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink Mini

- 1. Стерилизатор Sterlink Mini
- 2. Фильтр O3 не более 10 шт. ⁴
- 3. Фильтр НЕРА не более 10 шт.
- 4. Сетевой кабель 1 шт.
- 5. Адаптер для принтера 1 шт
- 6. Лоток закрытый не более 10 шт. (при необходимости)
- 7. Тележка 1 шт. (при необходимости)
- 8. Принтер 1 шт. (при необходимости)
- 9. Сумка 1 шт. (при необходимости)
- 10. Упаковочная машина 1 шт. (при необходимости)
- 11. Кассеты для стерилизации STERPACK не более 50 уп. (при необходимости)
- 12. Кассеты для стерилизации STERLOAD не более 50 уп. (при необходимости)
- 13. Пакеты для стерилизации маленькие не более 50 уп. (при необходимости)
- 14. Пакеты для стерилизации средние не более 50 уп. (при необходимости)
- 15. Клейкая бумага для принтера не более 50 уп. (при необходимости)
- 16. Химическая индикаторная лента не более 50 уп. (при необходимости)
- 17. Химические индикаторные полоски не более 50 уп. (при необходимости)
- 18. Масло не более 10 флаконов (при необходимости)

3. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, РАЗРАБОТЧИКЕ, АДРЕСАХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА, УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель медицинского изделия:

Plasmapp Co., Ltd., Republic of Korea («Плазмапп Ко., Лтд.», Республика Корея) 102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea, Республика Корея Tel. (+82)42-716-2115 plasmapp@plasmapp.co.kr http://plasmapp.co.kr

Разработчик медицинского изделия:

Plasmapp Co., Ltd., Republic of Korea («Плазмапп Ко., Лтд.», Республика Корея) 102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea, Республика Корея Tel. (+82)42-716-2115 plasmapp@plasmapp.co.kr http://plasmapp.co.kr

Место производства медицинского изделия:

102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea, Республика Корея 372 Dongbu-daero, Osan-si, Gyeonggi-do 18151, Republic of Korea, Республика Корея

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «РУМЭКС Медикал»

г. Москва, 123592, ул. Кулакова, д.20, стр. 1б, пом. IV, комн.15-17, 33

8 (495) 966 09 15

e-mail: info@rumexmedical.com

Авторизованный производителем сервисный центр в РФ:

ООО «АйТи МЕД»

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. 1a, пом. XV, комн. 10, 11

8 (495) 780 92 24

e-mail: info@it-med.ru

4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink Mini (далее по тексту: стерилизатор, изделие, Стерлинк) представляет собой низкотемпературный плазменный стерилизатор для инактивации микроорганизмов для широкого спектра металлических и неметаллических медицинских изделий, и хирургических инструментов при низкой температуре в упакованном виде.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- класс потенциального риска применения изделия 2а;
- тип защиты от поражения электрическим током: класс I
- Степень защиты оболочек изделия IPX0:
- Режим работы продолжительный

6. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стерилизатор STERLINK® предназначен для безопасной стерилизации медицинских принадлежностей, расходных материалов, термолабильных инструментов и специального медицинского оборудования

Область применения: все области медицины, косметологии

7. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- поражение электрическим током;
- недостаточный уровень стерильности при неверном выборе режима стерилизации;

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Следующие изделия не должны обрабатываться системой стерилизации STERLINK®.

- Одноразовые изделия, для которых производитель не рекомендует повторное использование.
- Жидкость и порошки.
- Изделия или материалы, которые поглощают жидкости.
- Изделия из материалов, которые содержат целлюлозу, такие как хлопок, бумага или картон, постельное белье, бумажные полотенца, марлевые губки или любой предмет, содержащий древесную массу.
- Изделия с сопряженными поверхностями Nylon.
- Инструменты и устройства, которые не могут противостоять вакууму и имеют маркировку только для метода стерилизации гравитационным потоком.

- Элементы, конструкция которых позволяет поверхностям сваливаться друг на друга, если не используется какой-либо метод для разделения поверхностей.
- Тупиковые просветы не должны обрабатываться.
- Другие инструменты, для которых производитель специально не рекомендовал стерилизацию в стерилизаторе STERLINK®.

9. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стерилизатор предназначен для использования в больницах, отделениях радиологии или сонографии

Изделие предназначено для использования под наблюдением медицинских работников, таких как сонографисты, рентгенологи, гинекологи, акушеры, кардиологи, урологи, врачи первичной медицинской помощи, медсестры и медицинские работники.

- Все пользователи должны быть обучены.
- Все пользователи должны быть осведомлены о рисках и мерах предосторожности, описанных в руководстве по эксплуатации.

10. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Общий вид Вариант исполнения Sterlink Mini

Система для стерилизации STERLINK® представляет собой низкотемпературный плазменный стерилизатор для инактивации микроорганизмов для широкого спектра металлических и неметаллических медицинских устройств и хирургических инструментов

при низкой температуре в упакованном виде. Этот стерилизатор предлагает эффективный, безопасный, быстрый, экономичный, простой в использовании, надежный и гибкий метод стерилизации. При выборе медицинских изделий многократного использования, подлежащих обработке в этой системе стерилизатора, информацию о переработке следует получать от производителя медицинского устройства в соответствии с международными нормами (такими как ISO 17664 или AIRI TIR 12).

Система STERLINK® Mini – 2 режима (POUCH и CHAMBER), которые автоматически запускаются при использовании штрих-кода, напечатанного на стерилизационных кассетах STERPACK® и STERLOAD®, соответственно. Штрих-код содержит информацию о типе и дате изготовления стерилизующей кассеты.



Стерилизующая кассета STERLOAD®

Каждая кассета имеет две ячейки стерилизующего средства, которые содержат точно измеренные количества раствора пероксида водорода, и эти две ячейки используются для повторения одинаковых фаз стерилизации в течение одного цикла стерилизации. Когда цикл стерилизации завершен или остановлен, с использованными кассетами следует обращаться в защитных перчатках и утилизировать в соответствии с надлежащими правилами.

Barcode and date of manufacture

Цикл стерилизации и минимальное время режима – 60Гц (Mini)

Режим	Стерилизующая	Цикл и минимальное время цикла (мин)		цикла (мин)
	кассета	SR TM / SC TM	Стерилизация	Общее
POUCH	STERPACK®	3	4	7
CHAMBER	STERLOAD®	8	10	18

Цикл стерилизации и минимальное время режима – 50Гц (Mini)

Режим	Стерилизующая	Цикл и минимальное время цикла (мин)		
	кассета	SR TM / SC TM	Стерилизация	Общее
POUCH	STERPACK®	4	4	8
CHAMBER	STERLOAD®	9	11	20

Стерилизационная система STERLINK® может использоваться с дополнительным принтером этикеток, чтобы пользователь мог распечатывать отчеты, обобщающие информацию о цикле стерилизации. Этот принтер этикеток печатает отчет в виде стикера для удобства пользователя, чтобы управлять историей информации о цикле.

Принтер подключается через USB на задней панели стерилизатора.





1. Запуск и прогрев (STERLINK® Mini)

- 1. Включите главный выключатель питания, который находится на задней стороне стерилизатора.
- 2. Закройте дверь во время предварительного нагрева для прогрева. Процесс прогрева может занять до 30 минут.
- 3. После процесса предварительного нагрева на дисплее появится значок «Домой» вместо «Предварительный нагрев».



No	Наименование	Описание	
1	Конфигурация	Дисплей можно переместить в настройку конфигурации	
		стерилизатора, коснувшись этого значка конфигурации.	
2	Предварительный	Для компонентов, которые требуют температурного	
	нагрев	контроля камеры или испарителя, чтобы подготовить	
		продукт, продукт будет предварительно нагреваться.	
3	Время	Текущее настраиваемое время отображается в меню	
		конфигурации.	
4	Прогресс	В этом разделе отображается настоящий статус	
	предварительного	предварительного нагрева.	
	нагрева	Q	
5	Стерилизация	Стерилизатор начинает стерилизационный цикл,	
		коснувшись этого значка	
6	Помощь	Раздел показывает текущий статус	

2. Подготовка загрузки


Подтверждение того, что условия стерилизации были достигнуты во время цикла стерилизации, является одной из важных частей процесса стерилизации. Биологические индикаторы являются одним из способов обеспечения правильной работы вашего стерилизатора. Поместите биологический индикатор в камеру STERPACK® или STERLINK®, соответственно, для режимов POUCH или CHAMBER. Это биологическое тестирование рекомендуется проводить не реже одного раза в день или в соответствии с политикой вашего учреждения. Пока стерилизатор прогревается, вы можете использовать это время для подготовки загрузки. Обратитесь к главе с подробной информацией о подготовке нагрузки.

Mini

Режим	Описание
POUCH	Общая масса изделий должна быть не более 0,5 кг.
CHAMBER	Общая масса изделий должна быть не более 2.5 кг.


3. Загрузка кассеты

Стерилизатор STERLINK® Mini имеет два различных режима, которые работают с использованием кассет STERPACK® и STERLOAD®. Поместите кассету в загрузочный блок, как показано на следующем рисунке.



4. Начало стерилизационного цикла

- 1. Проверьте, закрыта ли дверь, когда инструмент правильно размещен в камере.
- 2. Нажмите значок «Стерилизация», чтобы начать цикл стерилизации.
- 3. Стерилизатор автоматически сканирует штрих-код, напечатанный на кассете, чтобы проверить правильность загруженной кассеты и определить режим работы.
- **4.** Стерилизатор автоматически проверяет состояние дверцы и запускает цикл стерилизации.



№	Название	Описание
7 Штрих-код		В этом разделе отображаются результаты сканирования
		штрих-кода для загруженной кассеты.
8	Режим	Это представляет режим стерилизации, определенный
3		штрих-кодом
9	Дверь	В этом разделе отображается состояние двери.
10	Прогресс	В этом разделе отображается прогресс
		стерилизационного процесса.
11	Стоп	Этот знак предназначен для остановки цикла, который
		определяется пользователем.

Комментарий:

- Если кассета используется повторно или просрочена, это приводит к отмене цикла.
- Неправильная загрузка кассеты может привести к ошибке сканирования, и цикл будет отменен.
- Если дверь камеры закрыта неправильно, это приводит к отмене цикла.
- Остановка цикла может не достичь уровня обеспечения стерильности, и пользователи могут подвергнуться воздействию остаточного стерилизующего вещества, которое можно оставить в кассете. Убедитесь, что при работе с использованной кассетой надеты защитные перчатки.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНОЕ НЕСТЕРИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. Неправильная загрузка кассеты может привести к нестерильному устройству или отмене цикла. Кассета должна быть точно загружена в блок загрузки кассеты стерилизатора и должным образом зафиксирована.



ВНИМАНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с грузом после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

5. Цикл выполнен и завершен

Когда стерилизационный процесс завершен, изделие уведомляет о дате стерилизации, времени и результате. Нажмите «Confirm» («Подтвердить»), чтобы вернуться на главный экран.



N₂	Название	Описание
12	Дата	В этом разделе отображается дата цикла
	2	стерилизации
13	Время цикла	В этом разделе отображается общее время цикла.
14	Режим	В этом разделе отображается режим законченного
		цикла стерилизации
15	Результат	В этом разделе отображается результат цикла
		стерилизации.
16	Подтверждение	Когда пользователь нажимает кнопку
		«Подтвердить», экран переходит в состояние

		готовности.
17	Печать	Когда пользователь нажимает кнопку «Печать»,
		принтер этикеток распечатает сводную информацию
		о цикле стерилизации.

6. Отмена цикла стерилизации

Могут быть случаи, когда пользователю необходимо отменить цикл до его завершения. Нажмите кнопку «СТОП», и на экране отобразится подтверждающее сообщение.

Пользователь должен подтвердить отмену цикла, чтобы остановить процесс.

STERILIZING

10:40

STERILIZING

10:40

Information

Cancel Sterization Cycle?

OK Cancel

Sterilizing...

No Hasbahue

Описание

18 СТОП

Этот значок предназначен для отмены цикла.

012	Пазванис	Описание
18	СТОП	Этот значок предназначен для отмены цикла.
19	OK	Этот значок предназначен для подтверждения отмены.
20	Отмена	Этот значок предназначен для отмены.

Когда цикл отмены инициируется, он не может быть остановлен пользователем. Поскольку цикл стерилизации не выполняется должным образом



Процесс остановки включает в себя процесс очистки, т.к. стерилизующее вещество может остаться на загрузках. Носите защитные перчатки при загрузке и работе с загрузкой и

использованными кассетами. Как показано в окончательном графическом интерфейсе, уровень обеспечения стерильности может быть не достигнут, и для этого требуется перезапустить новый цикл стерилизации с повторной упаковкой с использованием нового упаковочного материала.

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНОЕ НЕСТЕРИЛЬНОЕИЗДЕЛИЕ. Отмена цикла может привести к получению нестерильного изделия, и для этого потребуется перезапустить новый цикл стерилизации с повторной упаковкой с использованием нового упаковочного материала.



ВНИМАНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с загрузкой после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

7. Обработка стерилизованной загрузки

Когда вы подтвердите завершенный цикл, стерилизованная загрузка может быть обработана путем проверки химических индикаторов и обработки биологического индикатора.


Проверка химического индикатора.


Убедившись, что химические индикаторы показывают правильное изменение цвета, и распечатка цикла показывает, что все параметры были выполнены, стерилизованная загрузка готова к немедленному использованию, следуя политике вашего учреждения. Если химические индикаторы не показывают правильное изменение цвета, выясните причину, переупакуйте и повторно обработайте загрузку.

Обработка автономного биологического индикатора

Снимите биологический индикатор с загрузки и обработайте его в соответствии с его инструкцией по применению. Обратитесь к блок-схеме биологического индикатора на следующих страницах.

Блок-схема завершения цикла





11. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Стерилизатор должен быть установлен на столе. Перемещение стерилизатора с исходного места должно осуществляться уполномоченным лицом от изготовителя.
- Если Вы хотите повторно активировать стерилизатор после длительной остановки, обратитесь к уполномоченному представителю Plasmapp.
- Разъем LAN используется только опытным инженером, сертифицированным Plasmapp. Разъем LAN предназначен для обновления ПО или диагностики состояния продукта.

ВНИМАНИЕ! Перед обработкой изделий в стерилизаторе убедитесь, что вы знаете, как процесс стерилизации STERLINK® повлияет на эти изделия.

Если у вас есть вопросы или вы сомневаетесь в материалах вашего изделия, обратитесь к производителю медицинского устройства или к уполномоченному представителю Plasmapp для получения дополнительной информации.

ВНИМАНИЕ! РИСК ГАРАНТИЙНОГО НАРУШЕНИЯ. Неправильная обработка может ограничить ответственность за повреждение обработанных инструментов. Производитель не может гарантировать отсутствие повреждения инструментов из-за неправильного использования.

ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ НАГРУЗКИ ИЛИ СТЕРИЛИЗАТОРА. Не пытайтесь стерилизовать изделия или материалы, которые не соответствуют рекомендациям, указанным в данном руководстве пользователя. Обратитесь к инструкциям производителя медицинского изделия или позвоните уполномоченному представителю Plasmapp, чтобы определить, можно ли стерилизовать изделие стерилизационной системой STERLINK®

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕСЛИ УПАКОВКА НАРУШЕНА. Не используйте, если упаковка была повреждена или не была должным образом запечатана. Если герметизация не идеальна, трудно быть уверенным в асептике, и процесс стерилизации может быть отменен.

ВНИМАНИЕ! INSERT CI (ХИМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР). Вставьте CI в упаковку вместе с продуктом. После завершения цикла стерилизации вы можете проверить, правильно ли работает продукт, и был ли изменен цвет CI.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ГОРЯЧАЯ КАМЕРА Температура в камере может быть высокой. Носите защитное снаряжение и будьте осторожны при работе внутри камеры.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ. Концентрированная перекись водорода разъедает кожу, глаза, нос, горло, легкие и желудочно-кишечный тракт. Всегда надевайте латексные, ПВХ (виниловые) или нитриловые перчатки при

извлечении предметов из стерилизатора после любого отмененного цикла или

возникновения ошибки. Может присутствовать остаточная перекись водорода. При попадании на кожу немедленно промойте ее большим количеством воды. Если симптомы выражены или сохраняются, немедленно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ! УТИЛИЗАЦИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА. Перекись водорода обозначена как опасные медицинские отходы и должна быть утилизирована в соответствии с местным законодательством.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ПОСТАВЩИКА. Если вы используете кабель питания, отличный от кабеля, предоставленного нашей компанией, существует риск неисправности оборудования или поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НЕСТЕРИЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ. Неправильная герметизация STERPACK® для режима POUCH может привести к нестерильному изделию или отмене цикла. Герметично закройте STERPACK®, используя рекомендованную упаковочную машину.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИМЕНЯТЬ. Кассеты (STERPACK®, STERLOAD®) предназначены только для одноразового использования. Не используйте повторно, если вы повторно используете кассету, произойдет ошибка.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ СРОК ГОДНОСТИ. При использовании стерилизационных кассет (STERPACK®, STERLOAD®) проверьте срок годности. Если дата истекла, утилизируйте и используйте новые доступные стерилизующие кассеты. При использовании кассеты с истекшим сроком действия произойдет ошибка.



ВНИМАНИЕ! МОЖЕТ БЫТЬ КОНТАКТ С ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с изделием после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

12. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 12.1 ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендации по подготовке предметов для стерилизации Все предметы должны быть очищены, промыты и тщательно высушены перед помещением в стерилизатор STERLINK®. Загрузки, содержащие слишком много влаги, могут привести к автоматической отмене цикла.

Чистка и стерилизация - это два отдельных процесса. Как и во всех методах стерилизации, правильная очистка инструментов и устройств является критическим и необходимым шагом перед стерилизацией. Все предметы должны быть очищены, промыты и тщательно высушены перед загрузкой в стерилизатор. Тщательно осмотрите все приборы и устройства на предмет чистоты и сухости, а также на наличие дефектов или повреждений перед упаковкой. Если видимая почва или влага присутствуют, изделие необходимо повторно очистить и высушить перед

стерилизацией. Приборы и инструменты с дефектами или повреждениями должны быть заменены или отремонтированы перед использованием. Процесс очистки необходим для удаления органических и неорганических загрязнений и мусора из медицинского оборудования. В этом процессе большинство микроорганизмов удаляются с поверхности предметов. Процесс стерилизации инактивирует все оставшиеся споры и живые микроорганизмы.

Примечание:

- Удалите всю кровь, ткани и загрязнения с предметов, следуя инструкциям производителя устройства, используя соответствующее моющее средство.
- Тщательно промойте предметы, чтобы удалить остатки моющего средства.
- Тщательно высушите все предметы. Приемлемым способом сушки является продувка сжатого газа через просвет до тех пор, пока влага не выйдет из дистального конца устройства. Пожалуйста, убедитесь, что любой метод, используемый для сушки устройств, соответствует инструкциям производителя по использованию или свяжитесь с производителем устройства для получения соответствующих и безопасных процедур. Необходимо удалить влагу со всех частей предметов. Во избежание отмены цикла в стерилизационную камеру следует загружать только сухие предметы.
- Некоторые сложные медицинские устройства многократного использования могут потребовать разборки для надлежащей очистки и стерилизации. Очень важно соблюдать рекомендации производителя устройства относительно очистки и стерилизации.
- Необходим периодический тщательный осмотр стерилизируемых инструментов и материалов после многократного воздействия дезинфицирующего / чистящего / стерилизующего средства на предмет возможного повреждения химическим веществом

Упаковка и загрузка

Если вы решите упаковать инструменты, надлежащая подготовка лотков, пакетов и инструментов может минимизировать вероятность отмены цикла и положительных результатов биологического индикатора (ВІ) из-за проблем, связанных с нагрузкой. Все инструменты должны быть очищены, промыты и тщательно высушены перед загрузкой в стерилизатор.

Поддоны для инструментов

В стерилизаторе STERLINK® рекомендуется использовать только лотки и принадлежности для инструментов STERLINK®. Эти приборные лотки специально разработаны для обеспечения диффузии перекиси водорода. Если вы не используете вакуумный лоток в режиме Pouch, цикл стерилизации можно отменить из-за повреждения пленки пакета.

Коврики для лотков

Лотки для инструментов должны быть заполнены только полипропиленовой основой для стерилизации. Никогда не используйте лен,. Вспененные прокладки не следует использовать в поддонах для инструментов, поскольку они могут поглощать перекись водорода.

Упаковка

Упаковка должна быть выполнена следующим образом.

■ Используйте только STERPACK® для режимов POUCH в зависимости от размера медицинского инструмента.

- Используйте только полипропиленовую стерилизационную упаковку или пакеты Tyvek® для работы в режиме CHAMBER.
- Не используйте бумажные пакеты или стерилизационные упаковки, содержащие целлюлозу или хлопок.
- Не используйте какие-либо обертки или упаковку, не одобренные Plasmapp Co., Ltd.
- Расставьте предметы в лотке, чтобы обеспечить надлежащую диффузию перекиси водорода по всей загрузке.
- Разложите пакеты по краям, если это возможно. Расположите их так, чтобы прозрачная сторона мешка была обращена к непрозрачной стороне следующего мешочка. Не кладите мешки друг на друга.
- Не складывайте инструменты внутри лотков. Не складывайте лотки. Не укладывайте лотки внутри лотков. Не заворачивайте инструменты в обернутый лоток. Не кладите инструменты в контейнеры. Не складывайте контейнеры. Не складывайте контейнеры. Не заворачивайте инструменты в контейнеры.
- При необходимости поместите полоски химических индикаторов в лотки и пакеты.

Кассета должна быть точно установлена на загрузочный блок стерилизатора. Для работы в режиме CHAMBER упакованные устройства рекомендуется загружать в камеру после загрузки кассет (STERLOAD®) для вашего удобства.

- Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и условиями эксплуатации изделия, соблюдайте все требования и предостережения, указанные в инструкциях.
- ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.
- В соответствии с требованиями стандартов к безопасности медицинского электрооборудования, вилка питания системы должна подключаться к настенной заземленной однофазной розетке отдельно. Использование адаптера (для нескольких соединений) или сетевого фильтра запрещено.
- Не включайте вилку в незаземленную розетку.
- Перед очисткой выключите шнур питания из розетки.
- В случае вскрытия оборудования (даже частичного), внесения изменений или ремонта оборудования любым образом лицами, не уполномоченными производителем, гарантия на оборудование будет аннулирована.

12.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В стерилизаторе STERLINK® используется собственный метод стерилизации. Стерилизатор STERLINK® может стерилизовать медицинские устройства путем диффузии паров перекиси водорода в камеру или пакет. Он быстро стерилизует медицинские инструменты и материалы, не оставляя токсичных остатков. Стерилизатор STERLINK® может использоваться для металлических и неметаллических медицинских устройств и может стерилизовать инструменты, которые имеют труднодоступные (ограниченные диффузией) пространства, такие как шарниры на щипцах. Стерилизатор постоянно обеспечивает необходимый уровень обеспечения стерильности (SAL) 10-6.

Процесс стерилизации - это многофазный процесс стерилизации, в котором используется комбинация воздействия паров пероксида водорода и плазмы для завершения цикла стерилизации. Медицинские приборы со следующими материалами и размерами могут обрабатываться в циклах стерилизации STERLINK®:

- Одноканальные просветы из нержавеющей стали с внутренним диаметром 0,7 мм или более и длиной 500 мм или менее.
- Одноканальные просветы из нержавеющей стали с внутренним диаметром 2 мм или больше и длиной 1500 мм или короче.
- Одноканальные тефлоновые / РТFE люмены с внутренним диаметром 1 мм или больше и длиной 2000 мм или короче.

Процесс стерилизации - Фаза 1

Впрыск: перекись водорода переносится из кассеты в испаритель и пакет. Специально в режиме Pouch, инъекция производится непосредственно в пакет, чтобы максимизировать эффективность стерилизации, быстрый процесс стерилизации возможен в течение 10 минут.

Диффузия: давление в камере или пакете увеличивается для того, чтобы нанести перекись водорода на поверхности устройств и в просветы нагрузки.

Плазменная очистка / вакуумирование: давление в камере или пакете снижается для удаления воздуха, остатков стерилизующего вещества и воды. Мощность плазмы подается на источник плазмы для очистки остаточных паров перекиси водорода. Специально в режиме Pouch можно быстро завершить процесс стерилизации путем непосредственного удаления стерилизующего агента из пакета.

Процесс стерилизации - Фаза 2 Шаги в Фазе 1 повторяются.

Стерилизатор STERLINK® совместим для стерилизации неинвазивных и инвазивных медицинских устройств, таких как протезы, эндоскопы, глазные протезы, внутрикостные чрескожные ампутационные протезы и хирургическое оборудование.




ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ СРОК ГОДНОСТИ. При использовании стерилизационных кассет (STERPACK®, STERLOAD®) проверьте срок годности. Если дата истекла, утилизируйте и используйте новые доступные стерилизующие кассеты.




ВНИМАНИЕ! МОЖЕТ ПРИСУТСВОВАТЬ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с загрузкой после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

Схема трубопровода и оснащения (рис.1):



ФИЛЬТР НЕРА


Поток стерилизующего средства (стерилянт) через испаритель (a) до и (b) после введения стерилизующего средства (рис.2):



В STERLINK® в качестве стерилизующего средства используется раствор перекиси водорода (H₂O₂), и система испаряет стерилизующее средство, полученное из кассеты, которую пользователь загружает в загрузочный блок в стерилизационной камере. Для успешного процесса стерилизации должны быть достигнуты надлежащие условия давления и температуры, при которых стерилизующее средство находится в газовой фазе, а не в жидкой фазе. Таким образом, система создает вакуум в камере и упаковочном пакете для ведения испаренного стерилизующего средства, при этом стерилизующее вещество подается из кассеты в испаритель с помощью иглы, которая перемещается вверх с помощью моторного клапана, как показано на рисунке 1. Нагреватель нагревается и испаряет стерилизующее средство для переноса испаренного стерилизующего средства в стерилизационную (загрузочную) камеру через другую иглу, которая непосредственно соединена со стерилизационной (загрузочной) камерой или пакетом, как показано на рисунке 2.

Испаренное стерилизующее вещество будет распространяться по всей камере или упаковочному пакету, в который помещены медицинские изделия, подлежащие стерилизации, и инициирует инактивацию микроорганизмов. Давление в системе сначала увеличивается за счет стерилянта, а затем давление снижается для устранения остаточного стерилянта внутри камеры, в которой источник плазмы запускает дозу плазмы для разложения стерилянта на реактивные частицы, которые будут рекомбинировать с образованием кислорода и водяного пара. По завершении цикла стерилизации давление в камере доводится до атмосферного путем подачи воздуха, отфильтрованного фильтром НЕРА.

ОЗОНОВЫЙ ФИЛЬТР



Внутри пластикового корпуса фильтра находится нетканый материал в высушенном состоянии с активированным углем.

Пероксид водорода, используемый в процессе стерилизации, разлагается на воду и кислород с помощью плазмы. При генерации плазмы образуется небольшое количество озона, поэтому для фильтрации озона необходим озоновый фильтр.

Озоновый фильтр преобразует озон в кислород и углекислый газ через катализатор фильтра (уголь), то есть проходя через фильтр, озон вступает в реакцию и превращается в неопасные компоненты.

Принцип удаления озона состоит в том, что воздух, содержащий остаточный озон, перед выбросом в атмосферу пропускается через фильтрующие адсорбционные элементы.

Замена озонового фильтра должна осуществляться каждые 6 месяцев.

ХИМИЧЕСКАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ЛЕНТА

Индикаторная лента химического процесса для внешнего использования для мониторинга. Процессы стерилизации испаренной перекисью водорода. Индикаторы процесса (Тип 1 в соответствии со стандартом ISO 11140 1:2014) представляют собой химические индикаторы одноразового использования, состоящие из рулона самоклеящейся пластиковой ленты, напечатанной индикаторными чернилами. Эти индикаторы были разработаны для мониторинга процессов стерилизации плазмой или испаренной перекисью водорода, обеспечивая адекватное воздействие стерилизующего агента во время процесса стерилизации и позволяя различать обработанную и необработанную продукцию Адгезивный компонент ленты обеспечивает адгезию к различным типам упаковки и оберток, таким как ткань, бумага и пластик, которые легко удаляются и не оставляют следов. Были разработаны высокочувствительные фиолетовые чернила, которые становятся зелеными при воздействии на индикатор плазмы или испаренной перекиси водорода.

Конечное состояние: 50 °C, 6 минут, 2,3 мг/л Н2О2.

ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ

Индикатор химического процесса, предназначенный для контроля эффективности процессов стерилизации паром перекиси водорода. Индикаторы процесса (Тип 1 в соответствии со стандартом ISO 11140-1:2014) представляют собой одноразовые химические индикаторы, состоящие из пластиковых полосок, напечатанных индикаторными чернилами. Эти индикаторы были разработаны для мониторинга процессов стерилизации плазмой или испаренной перекисью водорода в загрузках, обеспечивая адекватное воздействие стерилизующего агента во время процесса стерилизации и позволяя различать обработанные и необработанные предметы. Были разработаны высокочувствительные красные чернила, которые становятся желтыми при воздействии на индикатор плазмы или испаренной перекиси водорода. Конечное состояние: 50 °C, 6 минут, 2,3 мг/л Н2О2.

12.3 ОПИСАНИЕ

12.3.1 ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ



Внешний вид Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink Mini

Сетевой кабель



Рису	ИНОК
INC	YOUK

Характеристика	Значение	
Габаритные размеры, м	$1,6 \pm 0,2$	
Вес, кг	0.3 ± 0.1	
Длина, мм	1200 ± 100	

Фильтр Нера



Фильтр НЕРА - По завершении цикла стерилизации камера доводится до атмосферного давления путем введения воздуха фильтрованного НЕРА. По завершении стерилизации процесс завершается вентиляцией через фильтр НЕРА для удаления любого стерилянта, который может остаться в объекте.

Рисунок

	THEYNOR
Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$25 \times 54 \pm 5$
Вес, г	11 ± 3
Вентиляционное отверстие, мм (диметр)	3,5
Эффективность бактериальной	99.999%
фильтрации (BFE)	QO
Эффективность вирусной	99.9999%
фильтрации (VFE)	
Наименование модели	Автоклавный фильтр для использования в
	стерилизаторах всех видов

Фильтр ОЗ



Озоновый фильтр - Требуется для разложения и разряда испаренной воды и остаточного озона

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$76 \times 34 \pm 5$
Вес, г	$5,32 \pm 2$
Материал	Нетканый материал с активированным углем,
	помещается в пластиковый короб с
	перфорацией
Состав	Активированный уголь
Эффективность фильтрации озона	98%



Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$440x620x440 \pm 10$
Вес, кг	2 ± 0.3

Сенсорный ЖК-дисплей



Рисунок

	1 not not
Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$200x120 \pm 10$
Количество	1 шт

Адаптер для принтера



Характеристика	Значение
Габаритные размеры, м	1.6 ± 0.2
Габаритные размеры (ширина × высота × высота), мм	$70 \times 160 \times 38 \pm 10 \%$
Вес, кг	0.5 ± 0.1

Пакеты для стерилизации, содержащие стерилянт



-Стерилянт: Пероксид водорода (концентрация: 58%)

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$135 \times 280 \pm 10$
Расход	1 шт 1 цикл
Количество	50 шт в коробке

Пакеты для стерилизации содержащие стерилянт удлиненные



Стерилянт: Пероксид водорода (концентрация: 58%)

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$240 \times 410 \pm 10$
Расход	1 шт 1 цикл
Количество	30 шт в коробке

Кассеты для стерилизации



Стерилянт: Пероксид водорода (концентрация: 58%)

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$135 \times 42 \times 8 \pm 5$
Расход	1 цикл – 1 шт
Количество	30 шт в коробке

Пакеты для стерилизации маленькие



Характеристика	Значение
Ширина, мм	100 ± 5
Длина, мм	400 ± 10
Расход	1 цикл – 1 шт
Количество	120 шт.в уп.

Пакеты для стерилизации средние



Характеристика	Значение
Ширина, мм	200 ± 10
Длина, мм	400 ± 10
Расход	1 цикл – 1 шт
Количество	90 шт.в уп.

Лоток закрытый



Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$80 \times 195 \times 30 \pm 5$
Вес, кг	0.15 ± 0.1

Тележка



Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$483 \times 660 \times 603 \pm 10$
Вес, кг	37 ± 4

Принтер



Характеристика	Значение
----------------	----------

Габаритные размеры, мм	$120 \times 102 \times 146 \pm 10$
Вес, кг	0.5 ± 0.1
Ширина клейкой бумаги, мм	56 ± 5
Максимальная скрорость печати, мм/сек	50
Электрические характеристики	220-240 В, 50/60 Гц

Клейкая бумага для принтера



Рисунок

Характеристика	Значение
Ширина, мм	56 ± 5
Длина	57 мм, 49 этикеток
Количество	6 рулонов в уп.

Химическая индикаторная лента



Ленты с химическими индикаторами позволяют обеспечить идентификацию обработанных предметов, а также используются для запечатывания пакетов для стерилизации. Химический индикатор меняет цвет с фиолетового на зеленый при успешном процессе стерилизации.

Индикаторы разработаны для того, чтобы реагировать на плазму или процессы стерилизации при испарении перекиси водорода, обеспечивая адекватный контроль над эффективностью стерилизации.

Характеристика	Значение
Ширина, мм	19 ± 2
Длина, м	55 ± 5

Химические индикаторные полоски



Индикаторы разработаны для того, чтобы реагировать на плазму или процессы стерилизации при испарении перекиси водорода, обеспечивая адекватный контроль над эффективностью стерилизации.

Химический индикатор меняет цвет с красного на желтый при успешном процессе стерилизации.

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$16 \times 100 \pm 5$
Количество	250 шт. в уп. Срок годности 12 мес

m

Упаковочная машина



	, 0	
Характ	Значение	
Габаритные размеры, мм	$505x255x145 \pm 10$	
Вес, кг	12 ± 1	
Количество		1 1117
Ширина шва запайки пакета	I, MM	12 ± 2
Скорость запайки, м/мин	Č.	10 ± 10 %
Длина шнура, мм	7	1750 ± 10
Мощность потребления, ВА	9	500
Питание, В		230В/50 Гц
Предохранитель (230 В), А		4
Режим работы	2	Продолжительный
Защита от проникания влаги		IPX0
Защита против поражения э.	лектрическим током	I
Характеристика	Значение	
Габаритные размеры, мм	$505x255x145 \pm 10$	
Вес, кг	12 ± 1	
Количество	1 шт	
Ширина шва запайки	12 ± 2	
пакета, мм		2
Скорость запайки, м/мин	10 ± 10 %	
Длина шнура, мм	1750 ± 10	.0
Мощность потребления,	500	N. C.
BA		0
Питание, В 230В/50 Гц		TO TO THE PART OF
Предохранитель (230 В), А 4		
Режим работы Продолжительный		2
Защита от проникания		dravnadzor.ru
влаги		Ö
Защита против поражения	I	
	- 7	

Для Системы для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения Sterlink Mini , Sterlink FPS-15s Plus используются упаковочные машины моделей Sterseal De и Sterseal De-V производства HAWO (Obere Au 2-4, 74847 Obrigheim, Germany, Германия).

Масло

электрическим током



Масло – требуется для бесперебойной работы вакуумного насоса

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм	$180 \times 53 \times \emptyset \ 24 \pm 5$
Вес, кг	0.3 ± 0.1
Объем, мл	280 ± 2

12.3.2. ОПИСАНИЕ

12.3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STERLINK® Mini

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Габаритные размеры, не более	270 × 450 × 330 мм
Вес, не более	19 кг
Объем камеры (внутренние размеры), не	7
менее	$270 \times 450 \times 330 \text{ MM}$
Диапазон давления	0-760 мм рт ст
Температура цикла, менее	60 C
давление перед впрыском перекиси	Менее 3
водорода	8
диффузионное давление	20-80 мм рт ст
Дисплей	153.1 × 85.6
	Разрешающая способность 800 × 480
Входная мощность	220-230 Вт, 50/60 Гц
Потребляемый ток	5A
Класс поражения электрическим током	1 класс
Жизненный цикл изделия	15 лет
Допустимое время установления рабочего	10 c
режима	
Наибольшее усилие, необходимое для их	100 с передвижной тележкой,

перемещения, Н	400 без тележки	
Корректированный уровень звуковой мощности	69дБа	
(на расстоянии 10 см)		

13. ВИД КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА. МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

			Произрадите	
№	Наименование детали	Материал/марка	Производитель материала	Страна происхождения
1 Система для стерилизации Стерлинк в варианте исполнения Sterlink Mini				
	16	ADC VIE 0010	I COTTON	145 165 7 177 11
	Корпус	ABS марки VE-0812	LOTTE	14F-16F, Lotte World
		75	Chemical	Tower, 300 Olympic-ro,
			(19)	Songpa-gu, Seoul,
	TC.	(0)	(a) (b)	Южная Корея
	Камера	Аллюминий марки	SM	No.1, Parthasarathy
		AL6061	Engineering	Kovil Street, Ambal
			2	Nagar, Ekkattuthangal,
		Y	6	Chennai - 600032,
		7		Tamil Nadu, India,
2	- 2		29	Индия
2	Принтер	ABS марки HI-12	Woosim	#60, Sandan-ro 388
	20) "	beon-gil, Galsan-
	3	O		myeon, Hongseong-
		(1)		gun, Chungcheongnam-
	-6	ST		do, 32200, S. Korea,
2	- 6-			Южная Корея
3	Бумага для этикеток (в	Чувствительная к	Woosim	#60, Sandan-ro 388
	рулоне)	теплу бумага		beon-gil, Galsan-
	07	(бумажная основа)		myeon, Hongseong-
	20	марки 2М МАТ СН		gun, Chungcheongnam-
		PETTC3/S8005/GB		do, 32200, S. Korea,
8	9	(0)		Южная Корея
4	Тележка	SPCC марки SPHC	Myungjin	142-23, Songhyeon-
		3.9-1224	Tech	dong, Dong-
	C	5'	8	gu, Incheon, South
	2/	C'	20	Когеа, Южная Корея
5	Лотки	аллюминий марки	TOP Sound	51, Boramae-ro 5-gil,
		ADC12	Korea	Dongjak-gu, Seoul,
		5		Republic of Korea,
	7	3	.0	Южная Корея
6	Пакеты для	РА (нейлон) марки	SPC Pack	40, Wolmyeong-ro
	стерилизации содержащие	25038-54-4 + PP		55beon-gil, Heungdeok-
	стерилянт	(полипропилен) марки	20	gu, Cheongju-si,
		9903-07-0		Chungbuk, 361-290,
18			2	Когеа, Южная Корея
7	Кассеты	РС (поликарбонат)	LC Chemical	Yixi North Road, Linzi
	12	марки SC1004A	-	District Zibo, 255410
	<u> </u>			China, Китай

8	Пакеты для стерилизации	Tyvek® и легко	Sigma	106 5F1., No.179, Sec 2,
		отклеивающаяся	Medical	Tiding-Avenue, 19,
		пленка марки Tyvek®	Supplies	Taipei 106, Taiwan,
		1059B		Тайвань
9	Химическая	Индикационные	JMK	B-311, 11, Beobwon-ro
	индикаторная лента	чернила марки СТ40-		11-gil, Songpa-
		IFU + бумажная		gu, Seoul,
		подложка марки		05836, Когеа, Южная
		CD40-PRODUCT		Корея
		DESCRIPTION	O	•
10	Химические	Индикационные	JMK	B-311, 11, Beobwon-ro
	индикаторные полоски	чернила марки СТ40-		11-gil, Songpa-
		IFU + бумажная		gu, Seoul,
		подложка марки		05836, Когеа, Южная
		CD40-PRODUCT	(-)	Корея
		DESCRIPTION	0	
11	Сумка	Текстиль марки РР-	Windeco	130 Jungri-dong Seo-gu
		1123	Textile Co.	Daegu, Южная Корея
12	Упаковочная машина	ABS марки VE-0812	HAWO	Obere Au 2-4, 74847
	5		C	Obrigheim, Germany,
	2		00	Германия
13	Бутылка для масла	Полиэтилентерефталат	TK Chemical	Seoul-si, Ganseo-gu,
	(T)	марки MSDS		Magok Jungang 8-ro 78
	\$			SM R&D Center 10,
				Южная Корея

Стерилизатор не имеет контакта с человеком. Контактировать со стерилизатором только в перчатках.

14. МОНТАЖ

Стерилизатор STERLINK® - это стерилизатор высочайшего качества, который выполняет надежные циклы стерилизации. Поскольку стерилизатор может быть поврежден в результате длительного использования, стерилизатор также нуждается в надлежащем обслуживании, чтобы гарантировать безопасность пользователя и надежный цикл стерилизации. В этой главе описывается, какие работы и детали требуются для обслуживания системы стерилизации STERLINK®.

Следующие процедуры обслуживания выполняются пользователем при необходимости:

- Очистка внешней и внутренней камеры стерилизатора.
- Замена бумаги для принтера. Регулярное обслуживание стерилизатора.
- Ремонт и регулировка должны выполняться только опытными специалистами, которые полностью обучены обслуживанию и ремонту стерилизатора STERLINK®.
- Использование несанкционированных частей для технического обслуживания или ремонта может привести к травмам, дорогостоящему повреждению или неисправности стерилизатора и аннулированию гарантии.
- Замена озонового фильтра должна осуществляться каждые 6 месяцев.

Замена бумаги для принтера этикеток

Когда рулон принтера для этикеток пуст, рулон необходимо заменить вручную следующим образом.

1. Удерживая корпус, нажмите на верхнюю часть передней крышки, чтобы отсоединить переднюю крышку, чтобы открыть рулон принтера этикеток.

- 2. Снимите, вытащив рулон.
- 3. Вставьте новый рулон принтера этикеток и закройте переднюю крышку.

Регулярное обслуживание стерилизатора

Уровень использования каждого зарегистрированного стерилизатора будет указан в зарегистрированной пользователем системе ITS^{TM} . Если уровень использования рекомендуется для обслуживания стерилизатора, обратитесь к уполномоченному представителю службы поддержки Plasmapp.

Стерилизующие кассеты

Перекись водорода (химическая формула: H2O2) в кассетах STERPACK® и STERLOAD® обозначена Американской ассоциацией по защите окружающей среды как опасные и опасные отходы и должна быть утилизирована в соответствии с местным законодательством. (Правила утилизации отходов США: US EPA 40 CFR 262.). Кассеты могут приобретаться отдельно от STERLINK®.

Осторожно! МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА. Если цикл отменяется и элементы в загрузке кажутся влажными, может присутствовать перекись водорода. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила, вынимая предметы из камеры и вытрите их влажной тканью.

Перемещение, длительная остановка и утилизация стерилизатора.

Когда система стерилизатора STERLINK® Mini переустанавливается с исходного места на другое, система должна быть перемещена авторизованным техническим персоналом. Если непрерывный цикл стерилизации отсутствует, необходимо отключить выключатель питания стерилизатора и вынуть шнур питания из розетки, соблюдая следующие условия хранения.

Наименование	Значение
Влажность	30-85%
Давление	70-106 кПа
температура	10-40C

Когда система повторно активируется после длительной остановки, пользователь должен связаться с изготовителем системы стерилизации и уполномоченным лицом изготовителя для получения надлежащих инструкций. Кроме того, оборудование не должно быть переустановлено там, где шнур питания сложно использовать. В случае необходимости утилизации системы, система может быть возвращена производителю, переработана с местным переработчиком или утилизирована на местной свалке. Утилизация инфекционных отходов и электронных плат регулируется Агентством по охране окружающей среды США и большинством международных природоохранных агентств. Пожалуйста, свяжитесь с Plasmapp или уполномоченным представителем службы поддержки Plasmapp для получения дополнительной информации.

Устранения неисправностей

Большинство неисправностей при эксплуатации стерилизатора сопровождается системным сообщением. Эти сообщения полезны при определении источника проблемы. Во многих случаях вы можете предпринять действия по исправлению, чтобы устранить источник проблемы и тем самым вернуть стерилизатор в нормальное состояние. В других случаях проблема вызвана отказом компонента, который требует регулировки или ремонта производителем или местным представителем службы поддержки Plasmapp. Если вы не можете определить причину и решить проблему, обратитесь в Plasmapp или к уполномоченному представителю службы поддержки Plasmapp.

15. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В стерилизаторе STERLINK® используется встроенное программное обеспечение для автоматизированного осуществления процесса стерилизации STERLINK®. В этой главе рассказывается, как управлять конфигурацией низкотемпературного плазменного стерилизатора STERLINK®. Пользователям с правами доступа уровня администратора разрешено выполнять набор ограниченных функций стерилизатора. Эти функции не используются в повседневной работе стерилизатора, и некоторые из них предназначены для контроля доступа, управления системными записями и выполнения расширенных функций диагностики.

Класс безопасности программного обеспечения – класс В.

Дата выпуска ПО: 28.02.2020

Последнее обновление ПО: 25.10.2021

Уровни доступа

Стерилизатор STERLINK® можно настроить так, чтобы пользователи могли вводить действительный пароль для управления конфигурацией системы. Доступны три уровня доступа. Каждый связан с различным подмножеством разрешенных операций.

Доступ на уровне оператора позволяет пользователю выполнять задачи, связанные с ежедневной работой стерилизатора. Эти полномочия позволяют пользователю:

- запускать и отменять цикл.
- Распечатать отчет по истории циклов и просмотреть файлы истории циклов.
- Настроить дисплей и звук.


Доступ на уровне супервизора включает все полномочия доступа на уровне оператора и дополнительно предоставляет возможность:

- Выполнять диагностические тесты
- Выполнять калибровку для датчиков
- Выполнять функцию аварийного действия
- Настроить системное время

Доступ на уровне обслуживания предназначен только для представителей службы поддержки клиентов Plasmapp.

- Обновление программного обеспечения.
- Изменение параметров процесса.





No	название	описание
1	Цифровой ключ	Цифровые клавиши предназначены для ввода
2		пароля и настройки системы.
2	Клавиша удалить	Клавиша предназначена для удаления введенного
26	G	номера.
3	Отображение пароля	В этом разделе отображается введенный пароль.
77	9	Значение по умолчанию для пароля - «1111».
4	OK	Ключ для подтверждения пароля.
5	Язык	Ключ меняет язык. Когда язык изменен, прибор
		автоматически перезагружается и начинает

		отображать на выбранном языке	
6	Система	Ключ предназначен для просмотра информации на	
		приборе или настройки громкости	
7	Открытие	Если камера не открывается из-за вакуума, кнопка	
		для аварийной вентиляции может использоваться	
		для принудительной вентиляции	
8	История	Показывает историю пользования. Хранит до 80	
		историй использования	
9	Wi-fi	Ключ для подключения к беспроводной сети.	
		Показывает название сети соединения и сети, с	
		которыми можно соединиться	
10	Ручной тест (игла)	Ключ для запуска работы вручную испарителя	
11	Ручной тест	Hacoc, CPS, штрих-код могут быть запущены	
	(функционирование)	вручную	
12	Ручной тест (нагреватель)	Включить и выключить каждый нагреватель и	
		проверить температуру	
13	Ручной тест (клапан)	Открыть и закрыть клапаны	
14	Ручной тест (калибровка)	Калибровка камеры и датчика давления испрарителя	

Отчеты и файлы

Отчеты

Отчет о цикле автоматически создается и отображается стерилизатором STERLINK® по окончании цикла стерилизации. Отображаемый отчет суммирует информацию о цикле, дату, время, режим обработки и результат цикла стерилизации.

Для STERLINK® Mini



No	название	описание
1	Дата	В этом разделе отображается дата цикла стерилизации.
2	Время цикла	В этом разделе отображается общее время цикла.
3 Режим В этом разделе отображается режим завершенного и		В этом разделе отображается режим завершенного цикла
		стерилизации.
4	Результат	В этом разделе отображается результат цикла
5		стерилизации.
5	Подтверждение	Когда выбрано подтверждение пользователя, экран
	пользователя	переходит в состояние готовности.
6	Печать	Когда печать выбрана, принтер этикеток распечатает
		сводную информацию о цикле стерилизации.

7	Осторожно	В этом разделе описана предостерегающая информация при
		сбое стерилизации

Информация будет распечатана принтером этикеток, когда пользователь выберет кнопку печати, а принтер этикеток распечатает краткий отчет о состоянии устройства, информацию о цикле стерилизации и информацию о кассете. Этот краткий отчет полезен для целей учета, а печать этикеток удобна для отслеживания стерилизованных грузов. Примеры краткого отчета представлены на следующем рисунке. Для STERLINK® Mini





Бумага для принтера - это термобумага, поэтому ее можно обесцвечивать под воздействием солнечного света или высокой температуры. Срок годности бумаги для принтера составляет около 5 лет. Если вы хотите хранить записи в долгосрочной перспективе, скопируйте или отсканируйте бумагу для записей и сохраните ее.

Историю также можно распечатать, используя систему отслеживания инструментов (ITSTM). Информация о цикле, которая доступна на странице истории ITSTM, может быть распечатана в коротком или длинном формате в зависимости от цели и выбора пользователя. Отчет в длинном формате полезен для подробного контроля качества цикла и содержит ценную диагностическую информацию для обслуживания клиентов. Отчет содержит подробную информацию о цикле стерилизации и параметрах работы. Примеры длинноформатного отчета показаны на следующем рисунке.

Для STERLINK® Mini:

STERLINK MINI			
Facility Name:	Hanbit Dental Clinic		
Operator:	Operator A		
Load items	implant kit B		
Device S/N:	P15QHC2G		
Software version:	1.0 1 4		
Cycle start time:	2018-11-17 10:15:26		
Cycle end time:	2018-11-17 10:25:33		
Elapsed time:	5:57		
Cycle number:	201		
Cycle mode:	POUCH MODE		
Cycle result	PASSED		
(Smart Ready)			
Heating time:	01:30		
Drying time:	02:42		
Temperature:	56.5 - 57.0°C		
(Sterilization phase 1)	A COLUMN TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH		
Base pressure:	0.2 torr		
Diffusion pressure:	23.5 torr		
Temperature:	56.5 · 57.0°C		
(Sterilization phase 2)			
Base pressure:	0.3 torr		
Diffusion pressure:	23.7 torr		
Temperature:	56.5-57.0°C		
(Smart Complete)			
Purification time:	00:35		
Temperature:	56.5 - 57.0°C		
PROCESS COMPLETE			
Biological testing is required	to confirm the result.		
	13100092-78		
Mar	nufactured in Jul. 2018		



Данные

Стерилизатор STERLINK® может создавать, хранить, отображать и распечатывать данные цикла. При подключении к Интернету стерилизатор может загружать файлы истории циклов на сервер ITSTM. Данные истории цикла содержат очень подробную информацию о цикле стерилизации каждого SRTM, процесса стерилизации и SCTM. Данные включают в себя идентификационную информацию о стерилизаторе, время, дату, информацию о продолжительности цикла, данные процесса с датчиков стерилизатора. Информация извлекается из данных истории цикла для создания печатного отчета. Исторические данные хранятся в памяти стерилизатора STERLINK®. В памяти хранятся данные за последние 50 циклов. После завершения 50 циклов самая старая запись истории цикла перезаписывается новыми данными из 51-го цикла. Если стерилизатор настроен на подключение к Интернету к серверу ITSTM, данные истории цикла могут периодически загружаться на сервер.

15. ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Внешнюю поверхность стерилизатора можно очистить мягкой тканью и мягким неабразивным моющим раствором, если это необходимо. При чистке снаружи стерилизатора следуйте инструкциям:

- 1. Отключите питание стерилизатора перед чисткой.
- 2. Никогда не допускайте попадания моющего раствора или воды внутрь или в камеру. Смочите ткань неабразивным моющим средством и используйте влажную ткань для очистки поверхностей.
- 3. Не распыляйте чистящий раствор непосредственно на сенсорный экран. Используйте влажную ткань для очистки экрана.

Внутреннюю камеру стерилизатора можно чистить мягкой тканью или влажной мягкой тканью без проточной воды. При очистке внутренней камеры стерилизатора следуйте инструкциям.

- 1. Отключите питание стерилизатора перед чисткой внутренней камеры.
- 2. Подождите, пока внутренняя камера не остынет.
- 3. Никогда не допускайте попадания моющего раствора или воды внутрь или в камеру. Используйте только сухую или влажную ткань, чтобы аккуратно очистить поверхность внутренней камеры.
- 4. Подождите, пока внутренняя камера полностью высохнет, прежде чем включать стерилизатор.

Комментарии.

- Когда пользователь пытается очистить камеру, дверь или внутреннюю поверхность, он должен надеть перчатки и следовать инструкциям.
- Несоблюдение указаний может привести к повреждению стерилизатора и аннулированию гарантии.

Дезинфицирующие средства:

Дезинфекция и очистка допускается с использованием дезинфицирующих средств:

- 1. "**Трилокс**" Предназначен для дезинфекции поверхностей в ЛПУ, применяется в соответствии с указаниями на этикетке.
- 2. "Mikrozid, Liquid" Спиртосодержащее дезинфицирующее средство применяется в соответствии с указаниями на этикетке.

Моющие средства:

Мойка и очистка внешних частей медицинского изделия допускается с помощью использования следующих моющих средств:

1. «Химитек Чароит» - предназначено для ухода за любыми стеклянными и зеркальными поверхностями. удаляет уличные и бытовые загрязнения, копоть, отпечатки пальцев. применяется на предприятиях различного профиля, в том числе на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лпу, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других

аналогичных учреждениях, в быту.

- 2. «Проф-блеск» предназначено для удаления загрязнений различного характера, в том числе масляно-жировых отложений технического и животного происхождения со всех видов стекла, в том числе автомобильного, зеркал, поверхностей из металла, пластмасс, кафеля, мрамора, оргтехники на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности; общественного питания, торговли, транспорта, в индустрии, в учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта, в лечебно-профилактических учреждениях, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных учреждениях, в жилищно-коммунальной и бытовой сфере.
- 3. «Sarbio selena» универсальное высококонцентрированное нейтральное очищающее средство. Предназначено для мытья посуды, тары и других изделий из пластика, стекла, хрусталя, тефлона, фарфора, фаянса, кухонных плит, пищевого и медицинского оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. В конце цикла внутренняя часть стерилизатора может быть горячей. Не прикасайтесь к внутренней части камеры или двери голыми руками или руками в перчатках. Дайте стерилизатору остыть, прежде чем прикасаться к внутренним поверхностям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ РАБОТЫ РУКОЙ. Дверца стерилизатора предназначена для ручного открытия и закрытия, и дверь может повредить руку. Держите руки чистыми.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ НА СТЕРИЛИЗАТОРЕ. Не используйте стальную щетку (проволочная щетка), стальную пену (стальная вата), смесь и моющее средство, содержащее хлоридное соединение. Они могут повредить стерилизатор или его электроды. Пожалуйста, удалите все моющее средство, ткань или нить, оставшиеся в камере после очистки.

ВНИМАНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА. Надевайте перчатки из латекса, ПВХ (винила) или нитрила при работе с грузом после отмены цикла или возникновения ошибки. Перекись водорода может присутствовать на загрузке или в камере.

17. УПАКОВКА

Транспортные упаковки изготавливаются из гофрированного картона (производитель DongII packaging Co., Ltd. (45-1, Saemi-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea, Корея). Уретанове форма (производитель Namyang Industry Co., Ltd. (HanYang B/D 370, Gamasan-ro, Yeongdeungpo-gu, Seul, Korea, Корея). Транспортная упаковка является потребительской.

Коробка для варианта исполнения Mini: $715 \times 525 \times 425 \pm 50$ мм.

18. МАРКИРОВКА



· Productname: Low temperature plasma sterilizer

· Model name: STERLINK MINI · Brand name: STERLINK®





1

Please read the User manual carefully before use.

- Rating: (220 230) V~, (50/60) Hz, Max 1.0 kVA
- · Weight: 36 kg(Main: 18 kg, Pump Unit: 18 kg)
- Storage temperature/humidity: 10 40 °C / 30 85%







Manufacturer: Plasmapp Co., Ltd. 83 Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34127, Republic of Korea

TEL: +82 42 716 2115, FAX: +82 42 716 2116



Authorized EC Representative: MedNet GmbH Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany TEL: +49 251 32266 62, FAX: +49 251 32266 22

T	Символ	Описание	
		32	
	P	Торговая марка	
	SN	Серийный номер	
		9	
		Дата изготовления	
		1 00	
		8	
		Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.	
		Q	
-			
Изгото		Изготовитель.	
		Š V	
2 3		S	
		Обратитесь к инструкции по применению	
		Copulation in the information in	
-			
	* ^		
	9 / 1 \	Осторожно!	
\$		3	
7		Ø* <u>\$</u>	
		Знак соответствия Европейской директиве	
		Диапазон температуры хранения	
- 4 m			

(%) (%)	Диапазон влажности хранения	
(A)(B)(B)	Не передвигать, не наступать, не садиться	
EC REP	Уполномоченный представитель на территории ЕС	

Маркировка на пакетах для стерилизации



Надпись	Перевод		
WARRANTY VOID IF SEAL IS BROKEN	ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ ПРИ		
	НАРУШЕНИЙ НАКЛЕЙКИ		
100 mm × 400 mm	$100 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$		
$3.9 \text{ in} \times 15.7 \text{ in}$	3.9 дюйм × 15.7 дюйм		
120 pouches	120 пакетов		

Маркировка на пакетах для стерилизации содержащие стерилянт



Надпись	Перевод	
Sterilization Packing Pouch	Пакет для стерилизации	
30 POUCHES	30 пакетов	
240 mm * 410 mm	240 мм × 410 мм	

Cut	Отрезать
*	Использовать в перчатках
2	Запрет на повторное применение
类	Не допускать воздействия солнечного света
ČE	Знак СЕ

Маркировка на кассетах для стерилизации





Надпись	Перевод
Sterilant cassette	Кассета для стерилизации
WARRANTY VOID IF SEAL IS BROKEN	ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ ПРИ
3	НАРУШЕНИИ НАКЛЕЙКИ
Do not use if STERLOAD is damaged in any	НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ STERLOAD
way	КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ПОВРЕЖДЕН
STERLOAD is only to be used with	STERLOAD МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
STERLINK	ТОЛЬКО CO STERLINK
Please read and understand all safety	пожалуйста, прочтите и
preventive measure instructions before use	ПОЙМИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
Ø	МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
Fully understand instruction for use and how	ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ
to use by referring to the sterilizer manual	ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРАВИЛА
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАТИВШИСЬ К
	РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
<i>C</i> 3	СТЕРИЛИЗАТОРА.
Do not use for other purposes except	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДРУГИХ
sterilization	ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ.
Made in Korea	СДЕЛАНО В КОРЕЕ
Consult instructions for use	ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ
LOT	Код партии
LOT	
5	Использовать до
	\$
13.	3
Expiry date: 12 months from date of	СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ С
manufacture	ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

i	Обратитесь к инструкции по применению
\triangle	Осторожно!
	Использовать в перчатках
	Запрет на повторное применение
淡	Не допускать воздействия солнечного света
5C' 45C'	Температурный диапазон

Маркировка на упаковочной машине



Надпись	Перевод
	Серийный номер
SN	Дата изготовления
CE	Знак СЕ
	Особая утилизация
Art.	Артикул
Type: STERSEAL DE-V	Тип: STERSEAL DE-V
ROTARY SEALER PLASMAPP	Ротационная упаковочная машина

	PLASMAPP	
230V50Hz	230В 50 Гц	
Volt	Напряжение (В)	
Watt	Мощность (Вт)	O
Hz	Частота (Гц)	
Kg	Масса (кг)	(0)

Маркировка на бутылке масла

Plasmapp Plasmapp

LB100 Vacuum Pump Oil - 280ml

Chemical name	Trivial name	CAS No.	ECL serial No.	Content
1.1 Oxybisbenzene reaction	6		0	
products of 1-dodecene	Alkyl diphenyl ether	160611-28-9	KE-27678	100%
and 1-tetradecene	,0		O	

*** Non-hazardous material**



RESPIRATORY PROTECTION

VENTILATION

HAND PROTECTION

EYE PROTECTION

OTHER PROTECTION

SPILL OR CLEANUP PROCEDURES

WASTE DISPOSAL METHODS

HANDLING AND STORING PRECAUTIONS

OTHER PRECAUTIONS

- Use organic vapor cartridge repirator as needed.
- Use local mechnial exhaust ventilation at sources of air contamination such as open euipment.
- Impervious industrial quality gloves are required for prolonged and/or repeated exposures.
- Chemical splash goggles are recommended to prevent eye to liquid.
- Boots, pants, coat, face protection, etc are required prolonged and/or repeated exposures.
- Eliminate all ignition sources. Notify spill response personnel; stop the leakage; ventilate area if appropriate.
- Dike large spill; then transfer to tank. Use suitable absorbent for small spill; shovel into containers.
- The resource conservation and recovery act as well as other state and local laws regulate the disposal of chemical wastes.
- When handling, wear proper protective clothing. Protect against physical damage; outside or detached storage preferable; separate from oxidizing materials.
- Avoid inhalation of vapor, prolonged/repeated skin contact, and eye contact with this material. Wash thoroughly when contacted.
- Do not swallow. Consult doctor immediately if swallowed.

Перевод:




LB100 Масло для вакуумного насоса –

280мл

Химическое наименование	Название	No.	серийный No.	содержимое
1.1 Оксибисбензольная реакция	O		2	
продукты 1-додецена	Алкилдифениловый эфир	160611-28-9	KE-27678	100%
и 1-тетрадецен				

ЖНеопасный материал



18.2 Проект маркировки для поставок в РФ

Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения Sterlink Mini

Рlаsmapp Co., Ltd., Republic of Korea («Плазмапп Ко., Лтд.»,
Республика Корея)
102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061, Republic of Korea
Tel. (+82)42-716-2115
plasmapp@plasmapp.co.kr
http://plasmapp.co.kr

Страна происхождения: Республика Корея

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «РУМЭКС Медикал»

123592, г. Москва, ул. Кулакова д. 20 стр. 1б, пом. IV, комн. 15-17, 33 Тел: 8 (495) 966-09-15

Регистрационное удостоверение

№ XXX 201X/XXXXX от XX XX 202X года.

Дата изготовления/Серийный номер/ – см. на изделии.

~220-230 В, 50/60 Гц

IPX

19. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система может эксплуатироваться в следующем диапазоне комнатных температур: Ot +10°C до +40°C

Относительная влажность воздуха без конденсации должна находиться в пределах: Не более 90%

Максимальная рабочая высота над уровнем моря: 2000 м.

20. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранить и транспортировать изделия рекомендуется в упаковке изготовителя.

Температура хранения и транспортировки должна находиться в следующих пределах:

От -10°C до +55°C

Относительная влажность воздуха без конденсации должна находиться в пределах Не более 90%

21. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно осуществляться исключительно авторизованным производителем сервисным центром на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи МЕД» (ООО «АйТи МЕД»),

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1а, пом. XV, комн. 10,11

e-mail: info@it-med.su

8 (495) 780-92-24

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Следует обращаться в компанию Plasmapp или в авторизованный сервисный центр каждые 12 месяцев для проведения процедуры годового технического осмотра, который включает в себя:

- общая проверка системы
- очистка любых внешних и внутренних частей при необходимости
- замена изнашиваемых деталей: УФ-трубки и вентиляционных фильтров при необходимости
- калибровка фотодиодов
- обновление программного обеспечения при необходимости
- загрузка данных (все загружаемые файлы)

Свяжитесь с вашим региональным дистрибьютором для организации процедуры технического осмотра.

Замена УФ-трубок должно производиться каждые 2 года или каждые 100 циклов (что наступит раньше).

Пользователем должно регулярно осуществляться следующее техническое обслуживание: очистка изделия

22. СРОК СЛУЖБЫ

Расчетный срок службы изделия составляет не менее 15 лет с даты приобретения при условии регулярного технического обслуживания и технического осмотра.

Разрешается использовать изделие после истечения срока службы до его выхода из строя.

23. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделия соответствуют заявленным техническим требованиям и требованиям Директивы 93/42/EEC Совета Европейского Союза, касающихся медицинских приборов, MDD.

Пользователь несет ответственность за все требования нормативной документации, связанные с установкой и использованием изделия. В случае неправильного использования или неполного технического обслуживания, несоответствующего рекомендованной схеме, компания-изготовитель или ее представитель не несет ответственность ни за какие недоработки, физические повреждения, телесные повреждения или несоответствия, которые могут возникнуть в результате этого.

Гарантия производителя – 12 месяцев с даты приобретения.

- -Любые процедуры монтажа, регулировки и калибровки должны выполняться только специалистами, ранее прошедшими обучение в компании «Plasmapp Co., Ltd».
- Любая неисправная часть будет заменена абсолютно идентичной частью, предоставляемой компанией «Plasmapp Co., Ltd».
 - Гарантия аннулируется в случае вмешательства или попытки ремонта.

В случае отсутствия строгого соблюдения данных рекомендаций, гарантия утратит свою силу.

По вопросам, касающимся качества медицинского изделия, на территории РФ обращаться к Уполномоченному представителю производителя:

ООО «РУМЭКС Медикал»

г. Москва, 123592, ул. Кулакова д. 20 стр. 16, пом. IV, комн. 15-17, 33

8 (495) 966 09 15

e-mail: info@rumexmedical.com

25. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Категория изделия: данное изделие соответствует требованиям к маркировке Директивы WEEE (2012/19/EC). Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения Sterlink Mini является электрическим/электронным устройством и не должно утилизироваться с обычными бытовыми отходами.



Не выбрасывайте с бытовыми отходами!

Согласно типам оборудования в приложении I Директивы WEEE, данный продукт классифицирован в 8 категорию «медицинского оборудования (за исключением всех имплантированных и зараженных изделий)».

Утилизация изделий в РФ (отходы класса А): осуществляется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами" и утвержденной инструкцией организации, а так же производителем медицинского изделия в соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕС.

Для полной утилизации изделия и его компонентов обратитесь в компанию «Plasmapp Co., Ltd» или уполномоченному Представителю в Р Φ :

ООО «РУМЭКС Медикал»

г. Москва, 123592, ул. Кулакова д. 20 стр. 1б, пом. IV, комн. 15-17, 33

8 (495) 966 09 15

e-mail: info@rumexmedical.com

24. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСВУЕТ ИЗДЕЛИЕ

Настоящее изделие отвечает требованиям Европейской директивы о медицинских приборах 93/42/ЕЕС.

Изделие соответствует следующим нормативным и техническим стандартам:

тізделие соответствуєт следующим порматив	
EN ISO 14971:2012	Изделия медицинские. Применение
,0	менеджмента риска к медицинским
	изделиям
EN ISO 13485:2012	Изделия медицинские. Системы
	менеджмента качества. Системные
0	требования для целей регулирования
EN 62304:2006	Изделия медицинские. Программное
	обеспечение. Процессы жизненного цикла
EN 62366:2008	Изделия медицинские. Проектирование
	медицинских изделий с учетом
	эксплуатационной пригодности
IEC 61326-1:2012	Оборудование электрическое для
	измерения, управления и лабораторного
	применения. Требования электромагнитной
	совместимости. Часть 1. Общие требования
IEC 61010-1:2010 + AMD1:2016	Безопасность электрических контрольно-
	измерительных приборов и лабораторного
O	оборудования. Часть 1. Общие требования
IEC 61010-2-040:2005 CAN/CSA-22.2	Безопасность электрических контрольно-
N°61010-2-40:2007	измерительных приборов и лабораторного
	оборудования - Частные требования к
	стерилизаторам и дезинфекторам,
3	используемым для обработки медицинских
*	материалов
EN 14561:2006	Дезинфицирующие вещества и
0' 5	антисептики. Количественное испытание
	бацилоносителя для оценки бактерицидной
75	активности у медицинских инструментов.
0	Метод испытания и требования
EN 14562:2006	Дезинфицирующие вещества и
29	антисептики. Количественное испытание
5	бацилоносителя для оценки фунгицидной
	или дрожжевидной активности у
2	медицинских инструментов. Метод
20	испытания и требования
EN 14563:2008	Химические дезинфицирующие средства и
\$ 0	антисептики - количественный тест для
6	оценки микобактерицидной или
	спороцидной активности для медицинских
	инструментов - метод испытания и
	требования

EN 14347:2008	Chemical disinfectants and antiseptics.		
	Основна. Test method and requirements. Химические дезинфицирующие средства и		
	антисептические средства – Основная		
	спорицидная активность - метод испытания		
	и требования		
EN 14476:2013	Химические дезинфицирующие средства и		
	антисептики - количественный тест подвеса		
	для оценки вирулицидного действия в		
	области медицины - метод испытания и		
	требования		

25. ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Руководство и дек	ларация прои	зводителя - электромагнитные излучения
		спользования в электромагнитной среде, указанной ниже.
		жен соблюдать эти нормы.
Проверка	Соответствие	Электромагнитная среда - руководство
излучений	O	
Радиоизлучения	Группа 1	Изделие использует радиочастотную энергию только для
CISPR 11		внутренней работы. Поэтому, его радиоизлучения невелики
EN 55011	-8	и имеют малую вероятность повлиять на работу ближайших
	Q -	электроприборов.
	0	
Радиоизлучения	Класс В	Устройство может использоваться в любых помещениях без
CISPR 11		ограничения сети электроснабжения, к которой оно
		подключено.
	Класс А	6
гармонических		3
составляющих ІЕС		25
61000-3-2		O G
EN 61000-3-2		
Ö		W.7087.W
Колебания	Соответствует	
напряжения/		٥
фликкерный шум	0	
IEC 61000-3-3	4	2
EN 61000-3-3	Ø ^z	\$
	10	2

Таблица 14.

Руководство и декларация производителя – защита от электромагнитных полей

Стерилизатор предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь должен соблюдать эти нормы.

46		4	
Тест	Испытательный	Уровень	Электромагнитная среда
устойчивости	уровень EN 60601	соответствия	руководство
		2	3
Электростатическ			Полы должны быть деревянными
-	±6 кВ контакт	±6 кВ контакт	бетонными или с керамической
61000-4-2			плиткой. ПЕсли полы покрыть
EN 61000-4-2	±8 кВ воздух	±8 кВ воздух	синтетическим материалом
			относит. влажность должна быть не
Кратковременны	$\pm 2~$ к ${ m B}$ для линий эл-	±2 кВ для линий эл-	Качество электросети должно быт
	снабжения		типичным для производств или
напряжения	±1 кВ для каналов	в±1 кВ для каналов	больниц.
IEC 61000-4-4	ввода-вывода	ввода-вывода	0
EN 61000-4-4	6		18.
	3		O
	9		n
1	TO'	3	
	±1 кВ	±1 кВ	Качество электросети должно быть
Перенапряжение	междуфазовое	междуфазовое	типичным для производств или
IEC 61000-4-5	±2 кВ		больниц.
EN 61000-4-5	между фазой и	между фазой и	
	землёй	землёй	
	C	0	
			_
	Ų.		2
(7)	<5 % UT	<5 % UT	Качество электросети должно быть
5		(>95 % просадка в	
Падение	UT) для 0.5 цикла		больниц. Если пользователю
напряжения,			необходима непрерывная работа во
	40 % UT		время перепадов напряжения,
		(60 % просадка в	
			источник бесперебойного питания.
напряжения в			10
	70 % UT	70 % UT	6
7	(30 % просадка в	(30 % просадка в	N. Committee of the com
	UT) для 25 циклов		
FN 61000-4-11		,,,,	Q
Настота сети			Частота сети и напряжение
(50/60 Гц)	G .		магнитного поля должны быть
магнитное поле	3 A/M	3 А/м	гипичным для производств или
EC 61000-4-8	15.	3	больниц.
EN 61000-4-8			
		ı	1

ЗАМЕТКА. UT соответствует напряжению в сети переменного тока до применения испытательного уровня.

Таблица 15.

Стерилизатор предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь должен соблюдать эти нормы.

		T	(7)
Тест устойчивости	Испытател	Уровень	Электромагнитная среда - руководство
	ьный	соответств	
	Ç		Портативные или мобильные радиочастотные
Наведённые РВ	3 Vrms		изделиеы связи не должны использоваться с
			какой-либо частью стерилизатора ближе
	[enh		дистанции, высчитанной из равенства,
	-6	3 Vrms	Рекомендованное расстояние
	D -		d=1.2 P
IEC 61000-4-6	150 кГц до		
	80 МГц		2
10			
EN 61000-4-6			d=1.2 Р 80 МГц to 800 МГц
5			d=2.3 Р 800 МГц to 2.5 ГГц
Излучаемые РВ	3 В/м	3 В/м	где Р – максимальная выходная мощность,
5			измеряемая передатчиком в ваттах (Вт) в
2		3	соответствии с производителем передатчика,
IEC 61000-4-3	90 ME	25	
EN 61000-4-3	80 МГц	8	d – рекомендованная дистанция в метрах
EIV 01000-4-3		7	и — рекомендованная дистанция в метрах
19/	to 2.5 ГГц	176	
2		T	Напряженность ЭМП из постоянных РВ
8			излучателей, как показывает электромагнитное
2			обследование местности, должна быть ниже, чем
5 .			уровень соответствия в каждом диапазоне
	2		радиочастот.
	6		Помехи могут возникнуть вблизи от устройства,
			маркированного символом:

ЗАМЕТКА 1 На 80 МГц и 800 МГц используется больший диапазон частот.

ЗАМЕТКА 2 Это руководство не охватывает все возможные ситуации. На распространение ЭМВ абсорбция и отражение строений, объектов и людей.

Напряженность ЭМП из постоянных РВ излучателей, таких как радиостанции, мобильные телефоны и рации, любительские радио, АМ и FМ радиоприемники и телевизоры, не может быть теоретически точно определена. Перед началом работы устройства в электромагнитной среде постоянных РВ излучателей необходимо провести электромагнитное обследование местности. Если напряженность ЭМП из постоянных РВ излучателей превышает установленный уровень соответствия РВ, Стерилизатор будет работать стабильно. При нестабильной работе устройства необходимо предпринять дополнительные меры, такие как перенастройка и перенос Стерилизатора.

При диапазоне частот свыше 150 кГц и до 80 МГц напряженность ЭМП должна быть меньше 3 В/м.

Таблица 16.

Рекомендованная дистанция между портативными и мобильными радиочастотными изделиями и Стерилизатором

Стерилизатор спроектирован для использования в электромагнитной среде, в которой помехи излучаемых РВ находятся под контролем. Покупатель или пользователь может помочь избежать электромагнитных помех, соблюдая минимальную дистанцию между портативными и мобильными радиочастотными изделиями (передатчиками) и стерилизатором, как указано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью коммуникационного устройства.

Максимальная			ости от частоты передатчика, м
передатчика, ВТ	80 МГц		800 МГц до 2.5 ГГц d=2.3 Р
0	8		8
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3

10	3.8	3.8	7.3	
100	12	12	23	3

Для передатчиков, чья максимальная выходная мощность не указана выше, рекомендованная дистанция d в метрах (м) может быть рассчитана из равенства, применимого к частоте передатчика, где P — максимальная выходная мощность, измеряемая передатчиком в ваттах (Вт) в соответствии с производителем передатчика.

ЗАМЕТКА 1 На 80 МГц и 800 МГц применяется дистанция для большего диапазона частот.

ЗАМЕТКА 2 Это руководство не охватывает все возможные ситуации. На распространение ЭМВ абсорбция и отражение строений, объектов и людей.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

STERLINK. Свидетельство N_2 ______, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания _____ г.

(в настоящий момент Товарный знак в процессе регистрации)

STERLOAD. Свидетельство № 837979, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 19.11.2021 г.

STERMATE. Свидетельство № 841421, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 07.12.2021 г.

STERPACK. Свидетельство № 837978, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 19.11.2021 г.

Версия 1.1

Дата: 25.02.2022

검 수 확 인 서

계약명 (구매명)	[창업성장] 플라즈마 처리장치에 적용할 FITTING 구매 건.				
발주기업 (대표자)		플라즈맵	공급처 (계약상대자)	케이엠테크	
구매금액 (VAT별도)		194,000	계약기간 (납품기간)	2022-02-28	
납품일자		2022-02-28	검수일	2022-02-28	
담당자 / 담당부서	김호	·수/선행개발팀	보관위치	ACTILINK 보관랙	
	기한	납품기한에 계약(납품)을 이행히	하였는가?	완료
검수항목	품질	질 계약(납품) 결과물의 품질이 적정한가? 완			완료
	수량 계약의 요청수량에 맞게 납품이 완료되었는가?			이 완료되었는가?	완료
	발주지	i 의 요청에 맞게	계약(납품)이	완료되었음을 확인힘	<u>}</u>
검수의견	NonWess		5		

위 과업에 대한 검수 결과 이상 없이 완료되었음을 확인함. 2022년 02 월 28 일

	소속	㈜플라즈맵	3	
검수자	직위	이사	(서	명)
	성명	김호수	3	



Перевод с английского и корейского языков на русский язык

/фрагмент квадратной печати нотариуса/

Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109, комната 702 (Да-донг, Кукдже Билд) [Приложение 41] Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк. (Телефон) 02-752-7301 (Факс) 02-752-7300

Регистрационный № 2022 – 4006

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

[рельефная печать:] Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк.

ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ТРИАЛ ЭНД САКСЭС ИНК.

> Корея, Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109 №702 (Да-донг, Кукдже Билд)

> > $210 mm \ X \ 297 mm$ бланк для хранения (форма 1) 70 г/м²

/фрагмент квадратной печати нотариуса/

Наименование компании

: Плазмапп Ко., Лтд, Республика Корея

Директор по вопросам нормативно-правового регулирования

: Д-р Сын хун ЛИ Дата: 3 марта 2022 г. Подпись и штамп : [подпись]

[штамп:] КРИББ 125 Гвахак-ро, Юсонг-гу, Тэджон 34141, Республика Корея

ПЛАЗМАПП Ко., Лтд

ЛИМ ЙОУ БОНГ / Главный исполнительный директор

[печать:] ПЛАЗМАПП Ко., Лтд. * Республика Корея

/Текст на русском языке

/фрагмент квадратной печати нотариуса/

Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109, комната 702 (Да-донг, Кукдже Билд) [Приложение 44]

Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк. (Телефон) 02-752-7301 (Факс) 02-752-7300

Регистрационный № 2022-4006

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАРК, ЮН ОК

представитель по доверенности ЛИМА ЙОУ БОНГА Главного исполнительного директора компании ПЛАЗМАПП Ко., Лтд

явился ко мне и подтвердил подлинность подписи вышеуказанного доверителя на прилагаемом Свидетельстве

Настоящее засвидетельствовано сегодня 8 марта 2022 г. в этой конторе.

Наименование конторы

ЮРИДИЧЕСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ТРИАЛ ЭНД САКСЭС ИНК.

/фрагмент квадратной печати нотариуса/

Относится к Прокуратуре Центрального района Сеула

Адрес конторы Корея, Сеул, Чун-гу, Намдэмун-ро 109 № 702 (Да-донг, Кукдже Билд)

[Подпись] Подпись публичного нотариуса Ким Цзинь Гйу

[квадратная печать нотариуса:] КИМ ЦЗИНЬ ГЙУ * Юридическая и нотариальная контора Триал энд Саксэс Инк. * Республика Корея

Данная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея выполнять нотариальные действия с 7 февраля 2020 года в соответствии с Законом № 63.

210мм X 297мм бланк для хранения (форма 1) 70 г/м²

[штамп:] Прошнуровано, пронумеровано ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ (56) листов Должность: Имя Д-р Сын хун Ли [подпись]

[печать компании:] ПЛАЗМАПП Ко., Лтд. * Республика Корея [штамп:] КРИББ 125 Гвахак-ро, Юсонг-гу, Тэджон 34141, Республика Корея ПЛАЗМАПП Ко., Лтд ЛИМ ЙОУ БОНГ / Главный исполнительный директор

Перевод/фа текста выполнен переводчиком Марковым Иваном Николаевичем. Российская Федерация Город Москва Двадцать второго марта две тысячи двадцать второго года Я, Родина Ульяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсика Владимира Константиновича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Ивана Николаевича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2022-14- 1/45 Уплачено за совершение нотариального действия. 400 руб. 00 коп. У.А. Родина Всего прошнуровано, пронумеровано u скреплено nevambo 6 лисm(a)(ob)ВРИО нотариуса