



MORE INVENTIVE LESS INVASIVE*

* Больше инноваций. Меньше инвазивность.

IT'S TIME FOR**

** Настало время минимально инвазивных решений


ACTEON

MINIMALLY
INVASIVE
SOLUTIONS

КАТАЛОГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

апрель 2019

ACTEON



Международная компания АСТЕОН, мировой лидер в производстве стоматологического оборудования и расходных материалов. Головной офис находится во Франции.

Основанная в начале 80-х годов группа SATELEC – PIERREROLLAND в 2003 году поменяла своё название на АСТЕОН. Компании объединились под одним названием для наиболее успешного продвижения продукции на мировых рынках.

Астеон делится на три подразделения:

- **ASTEON® EQUIPMENT** — одно из подразделений АСТЕОН, занимающееся производством стоматологического оборудования (SATELEC), мировой лидер по производству пьезоультразвуковых Скайлеров и аппаратов для пьезохирургии. Также производит порошкоструйные аппараты, лампы для световой полимеризации и другое оборудование.

- **ASTEON® IMAGING** — всемирно известное подразделение (SOPRO), занимающееся системами визуализации, лидер в производстве интраоральных камер и разработке инновационных систем радиовизиографии, и завод DE GOTZEN, производитель томографов, 3D, и рентгенов.

- **ASTEON® PHARMA** — фармацевтическое подразделение АСТЕОН® GROUP, предлагает широкий выбор лекарственных средств и расходных материалов, включая местные анестетики, материалы для эндодонтического лечения, гигиены и снятия зубных слепков.

Компания АСТЕОН® обладает сертификатом ISO 13485, постоянно растёт за счёт разработки новых, инновационных продуктов, присутствует уже в 140 странах мира и продолжает активно укреплять свои позиции на международных рынках.

ВРАЧИ ВСЕГО МИРА ВЫБИРАЮТ АСТЕОН

Мы даём возможность использования новейших технологий во всех областях медицины:

Новые возможности диагностики раннего кариеса в терапевтической стоматологии.

Атравматичная работа с костной тканью благодаря использованию принципов пьезоэлектричества самого последнего поколения.

Оборудование для пьезохирургии с непревзойденной мощностью исключительно для костной хирургии.

Уникальная система конусно-лучевой компьютерной томографии WHITE FOX с калибровкой по системе Хаунсфилда с программой для ЧЛХ и ЛОР.

Эргономичное оборудование для диагностики и эндоскопической хирургии в оториноларингологии.



www.acteongroup.com

I AM
CARING*

* Я заботливый

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

 **ASTEION**



ASTEON EQUIPMENT

Ультразвуковое оборудование	6
Порошкоструйные аппараты	37
Хирургия	49
Светополимеризационные лампы	73

ASTEON IMAGING

Рентгены и системы визиграфии	77
Ортопантомографы и томографы	93

ASTEON PHARMA

Анестетики	113
Гигиена	114

ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ультразвуковое оборудование • Микромоторы Интраоральные камеры	123
---	-----

Скайлеры с технологией

NEWTRON

ASTEON® SATELEC® представляет новую линейку ультразвуковых скайлеров NEWTRON®. ASTEON® SATELEC® опять произвела технологическую, и клиническую революцию в точном, и безболезненном лечении. Экономия времени и комфорт пациента гарантированы!

Улучшенная эргономика:

- наклоненная фронтальная панель:
- легкое управление, лучше видимость, быстрый доступ к настройкам
- стеклянная поверхность и лаконичный дизайн: полностью водонепроницаемый и гигиеничный
- съемный регулятор мощности: легко дезинфицировать

Идеальный дизайн:

- интуитивная настройка: Легко выбрать нужную мощность для каждой насадки в соответствии с системой цветовой кодировки
- большой диапазон мощностей
- снижен риск поломки насадки

Подсвечиваемый регулятор мощности

- выбранный режим хорошо заметен
- приятное и успокаивающее свечение

Эксклюзивный держатель наконечника

- снимаемый и автоклавируемый
- может быть установлен с лицевой или боковой стороны
- уменьшен риск падения наконечника

NEWTRON® SLIM B.LED наконечник

- великолепно сбалансирован
- корпус тоньше, а кабель более гибкий
- лучше лежит в руке и не скользит, съемный и автоклавируемый носик
- внутренняя часть корпуса - из титана: нет контакта жидкости со сталью, а значит наконечник чрезвычайно устойчив к коррозии, долговечен
- отличная видимость во рту. Зубной налет хорошо заметен благодаря голубой LED подсветке!
- 6 LED лампочек высокой интенсивности (100,000 Люкс) 1 кольцо с белой подсветкой и 1 кольцо с голубой LED подсветкой. Кольца легко заменяются и автоклавируются.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКАЙЛЕРЫ

Удвоенная эффективность и мягкое лечение

Крупнейший выбор насадок на рынке!

Доступно 90 насадок! Огромный выбор насадок для точного и неинвазивного лечения.

Система CRUISE CONTROL® автоматически управляет насадкой!

Внешняя система ирригации отвечает всем клиническим потребностям

Цилиндрический контейнер и новые крышки

- Герметичный и устойчивый
- легко наполнять даже во время процедур
- Контейнер с мерными делениями на 300 мл или 500 мл, хорошо видно количество использованного ирриганта



- жидкости можно смешивать прямо в контейнере
- Легкая настройка мощности ирригации
- автономная продувка
- снимаемый регулятор для лучшей дезинфекции

B.LED технология — эксклюзивная инновация SATELEC® для точного обнаружения и удаления зубного налета, с использованием флуоресценции. Процедура нанесения F.L.A.G.™ чрезвычайно проста, а результат превосходит все ожидания! Увидеть налет теперь очень легко!!!

1. Нанесение на зубной налет жидкого индикатора F.L.A.G. для B.LED.
2. Обнаружение зубного налета с помощью флуоресценции, видимой под голубым светом NEWTRON® SLIM B.LED наконечника.
3. Обнаружение и одновременное удаление зубного налета. (Раствор разводится прямо в ирригационном контейнере NEWTRON® P5XS и наносится во время процедуры либо наносится на зубы с помощью аппликатора).

Преимущества для врача:

- зубной налет становится легко заметен
- оптимизация лечения за счет локализации проблемных участков
- экономит время и деньги

Преимущества для пациента:

- более комфортная и короткая процедура, с большей эффективностью
- безболезненное лечение



На все электронные компоненты наших скайлеров действует расширенная гарантия 10 лет!

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКАЙЛЕРЫ

NEWTRON

BOOSTER



На все электронные компоненты
наших скайлеров действует
расширенная гарантия 10 лет!



НОВИНКА!
Будет доступен
в 2019 году!

NEWTRON BOOSTER Ультразвуковой скайлер

F60210

PURE Newtron технология - мощность регулируется в режиме реального времени, в зависимости от сопротивления, которое встречает наконечник. Всегда точные предварительные настройки мощности, благодаря системе цветовой кодировки насадок и шкалы прибора. С педалью.

Технические характеристики

Необходимо подключение к воде. Без подсветки. Требуемое давление воды: до 5 бар. Частота ультразвука: 28 - 36 кГц. Вес прибора: 1600 г. Размеры: 129 x 160 x 87 мм (Д x Ш x В). Размер наконечника: Дл 110, Диам 18. Вес наконечника: 52 г. Кабель наконечника: 2.04 м. Простая, несъемная ножная педаль (размеры, вес): 70 x 30 x 100 мм (150 г)

Комплект поставки

Базовый блок, NEWTRON наконечник без подсветки с кабелем, автоклавируемый динамометрический ключ (голубой), насадка №1, неотсоединяемая ножная педаль, кабель питания.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКАЙЛЕРЫ

NEWTRON

P5 B. LED



АСТЕОН EQUIPMENT

NEWTRON® P5 B. LED 230 V CE
Ультразвуковой скайлер с B. LED подсветкой

F61104

Необходимо подключение к воде. С LED подсветкой. Позволяет обнаруживать мягкий зубной налет, благодаря технологии B. LED. Маркер наносится аппликатором на зубы. PURE Newtron технология - мощность регулируется в режиме реального времени, в зависимости от сопротивления, которое встречает наконечник. Всегда точные предварительные настройки мощности, благодаря системе цветовой кодировки насадок и шкалы прибора. С педалью.

Технические характеристики

Необходимо подключение к воде. С LED подсветкой. Требуемое давление воды: до 5 бар. Частота ультразвука: 28 - 36 кГц. Вес прибора: 1650 г. Размеры: 155 x 185 x 100 мм (Д x Ш x В). Размер наконечника: Дл 110, Диам 18. Вес наконечника: 48 г. Кабель наконечника: 2.04 м. Простая, несъемная ножная педаль (размеры, вес): 70 x 30 x 100 мм (150 г)

Комплект поставки

Базовый блок, Newtron SLIM B. LED наконечник (голубое LED кольцо) с подсветкой, с кабелем, сменное белое B. LED кольцо, жидкий маркер зубного налета F.L.A.G. для B. LED (набор 5 флаконов x 1.5 мл), автоклавируемый динамометрический ключ (голубой), насадка №1, неотсоединяемая ножная педаль, кабель питания

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКАЙЛЕРЫ

NEUTRON

P5XS B.OLED



На все электронные компоненты
наших скайлеров действует
расширенная гарантия 10 лет!



NEUTRON® P5 XS B.LED 230 V CE

F62115

Ультразвуковой скайлер автономный, с B.LED подсветкой.

Автономный, с контейнером 300мл. С LED подсветкой. Позволяет обнаруживать мягкий зубной налет, благодаря технологии B.LED. Жидкий маркер добавляется прямо в контейнер для ирригации. PURE Newtron технология - мощность регулируется в режиме реального времени, в зависимости от сопротивления, которое встречает наконечник. Всегда точные предварительные настройки мощности, благодаря системе цветовой кодировки насадок и шкалы прибора. С педалью.

Технические характеристики

Автономный, с контейнером 300мл. С LED подсветкой. Частота ультразвука: 28 - 36 кГц. Вес прибора: 2100 г. Размеры: 260 x 185 x 140 мм (Д x Ш x В). Размер наконечника: Дл 110, Диам 18. Вес наконечника: 48 г. Кабель наконечника: 2.04 м. Простая, несъемная ножная педаль (размеры, вес): 70 x 30 x 100 мм (150 г)

Комплект поставки

Базовый блок, Newtron SLIM B.LED наконечник (голубое LED кольцо) с подсветкой, с кабелем, сменное белое B.LED кольцо, контейнер 300мл, жидкий маркер зубного налета F.L.A.G. для B.LED (набор 5 флаконов x 1.5 мл), автоклавируемый динамометрический ключ (голубой), насадки №1, 1S, H3, неотсоединяемая ножная педаль, кабель питания.



НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ НАСАДКИ МОГУТ ОБОЙТИСЬ ВАМ НАМНОГО ДОРОЖЕ

Компания Acteon всегда производила насадки, которые не повреждают зубную эмаль и работают в полной гармонии с наконечником, как одно целое. Насадки других торговых марок часто несовершенны, как в физическом плане, так и в плане электронной совместимости, и могут вызывать преждевременные поломки аппаратов.

РИСКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

- Повреждение эмали, пломб
- При поломке неоригинальной насадки пациент может проглотить сломанную часть, или вдохнуть.

РИСКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- При использовании неоригинальных насадок, наконечник неизбежно сильно нагревается, т.к. неоригинальная насадка не полностью использует выделяемую мощность, и наконечник быстро выходит из строя.


ПОТЕРИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Работа неоригинальными насадками менее эффективна на 50%, и в случае поломки оборудования не попадает под гарантию.


**Попробовав однажды оригинальные насадки Acteon,
вы сразу их полюбите.**



Так выглядит резбa
наконечника
при использовании
оригинальных насадок



Так выглядит резбa
наконечника
после использования
неоригинальных насадок



Так выглядит сорванная
резбa после частого
использования
неоригинальных насадок

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКАЙЛЕРЫ

P5
NEWTRON
LED XS



На все электронные компоненты
наших скайлеров действует
расширенная гарантия 10 лет!

P5 NEWTRON XS LED

F58228

Ультразвуковой скайлер автономный, с LED подсветкой.

Ультразвуковой скайлер с пьезоэлектрическим наконечником с LED подсветкой, для снятия зубных отложений, для использования в любых областях: профилактика, пародонтология, эндодонтия, ортопедия, реставрация. Подсветка 100000 Lux, холодный свет (6000-70000K), 6 led лампочек. Автономная система ирригации, емкость 300 мл, система цветовой кодировки насадок. С педалью.

Технические характеристики

Автономный, с контейнером 300мл. С LED подсветкой.

Частота ультразвука : 28 - 36 кГц. Ирригация 7-40 мл/мин.

Вес прибора : 2120 г. Размеры : 290 x 158 x 125 мм (Д x Ш x В). Размер наконечника:

Дл 110, Диам 18. Вес наконечника : 48 г. Кабель наконечника : 2 м.

Простая, несъемная ножная педаль (размеры, вес): 70 x 30 x 95 мм (150 г).

Комплект поставки

Базовый блок, NEWTRON LED автоклавируемый наконечник и кабель наконечника, насадки №1, Н3 и один блистер с 4 эндофайлами K15/25, универсальный ключ, неотсоединяемая ножная педаль, встроенный блок питания.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКАЙЛЕРЫ

P5
NEWTRON XS



13
АСТЕОН EQUIPMENT

P5 NEWTRON XS

F58128

Ультразвуковой скайлер автономный

Ультразвуковой скайлер с пьезоэлектрическим наконечником для снятия зубных отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии, ортопедии. Автономная система ирригации, емкость 300 мл, система цветовой кодировки насадок. С педалью.

Технические характеристики

Автономный, с контейнером 300мл.

Частота ультразвука : 28 - 36 кГц. Ирригация 7-40 мл/мин.

Вес прибора : 1700 г. Размеры : 290 x 158 x 125 мм (Д x Ш x В). Размер наконечника:

Дл 110, Диам 18. Вес наконечника : 48 г. Кабель наконечника : 2 м.

Простая, несъемная ножная педаль (размеры, вес): 70 x 30 x 95 мм (150 г)

Комплект поставки

Базовый блок, SUPRASSON II Newtron автоклавируемый наконечник и кабель наконечника, Контейнер для ирригации 300мл, насадки №1, Н3 и один блистер с четырьмя эндо-файлами K15/25), универсальный ключ, неотсоединяемая ножная педаль, встроенный блок питания.

Мы сохраняем зубы лучше всех контролируя ультразвуковые колебания насадок, изготовленных из стали самого высокого качества.

Технология NEWTRON® и насадки соответствуют самым современным клиническим исследованиям в стоматологии.

Ультразвуковые колебания, передаваемые от наконечника на насадку, представляют собой идеальные линейные колебания. Кроме того, электроника наших скайлеров отлично контролирует частоту работы и амплитуду каждой насадки.

Рабочая часть насадки расположена на ее кончике, это последние 2-3 мм. Кончик насадки (рабочую часть насадки), следует располагать




рис. 1



рис. 2

соосно продольной оси зуба. Насадкой, не погружая ее сразу в десневую борозду, необходимо пройти по периметру зуба, убирая доступные для обзора наддесневые (или поддесневые) отложения, без чрезмерного латерального давления. Начинайте работу с лицевой стороны зуба перемещаясь к мезиальному или дистальному краю.

Разные насадки можно использовать по-разному, могут быть использованы несколько различных взаимодополняющих способов:

- подметание: используется для скайлинга и разрушения биопленки
- ✓ насадку необходимо приложить по касательной к обрабатываемой поверхности (рис.1)
- молот: используется для удаления крупных отложений и удаления пломбировочного материала
- ✓ насадку нужно расположить ровно напротив места обработки и использовать без применения чрезмерного давления на ее кончик (рис. 2)

Технология NEWTRON® - это гарантия эффективности и безопасности

- Сохранение

- ✓ контролируемые вибрации
- ✓ качество стали насадки
- ✓ полный контроль ирригации

NEWTRON
TECHNOLOGY

- Эффективность

- ✓ регулировка частоты
- ✓ регулирование мощности
- ✓ мощная кавитация

- Комфорт

- ✓ линейные и строго контролируемые колебания


Ультразвуковые колебания также вызывают биологический эффект, называемый кавитацией, который имеет интересные преимущества.

Когда жидкость подвергается воздействию ультразвуковых колебаний, акустическая волна вызывает довольно большое изменения давления, в результате чего создается большое количество небольших пузырьков пара, что и называется кавитацией.

Эти пузырьки чрезвычайно нестабильны и взрываются мгновенно, фрагментируя и удаляя отложения.

Кроме того, кавитация создает микропузырьки кислорода, которые имеют очищающий, дезинфицирующий, и гемостатический эффект *

* Lea S.C. "Cavitation damage to ultrasonic scalers" - Dental Health 2008; 47:2-6



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАСАДКИ

scaling

Скалинг



N°1
F00246
Универсальная
насадка для
скайлинга



N°2
F00247
Мощная
насадка для
скайлинга



N°3
F00248
Удаление
глубоких пятен



10P
F00253
Наддесневая
и поддесневая
(<2-3мм),
улучшенная
иригация



10X
F00359
Интерпроксимальная



10Z
F00254
Поддесневая
(<4мм),
длинная,
с насечками



N°1S
F00245
Тонкая,
наддесневая
и поддесневая,
интерпроксимальная

periodontics

Кюреты для удаление отложений



H1
F00366
Резцы,
мини-зонд
с алмазным
покрытием
(Неглубокий
пародонт)



H2L
F00367
Премоляры/моляры, левосторонняя,
с алмазным
покрытием
(Неглубокий
пародонт)



H2R
F00368
Премоляры/моляры, правосторонняя,
с алмазным
покрытием
(Неглубокий
пародонт)



H3
F00369
Резцы
(Неглубокий
пародонт)



H4L
F00114
Премоляры/моляры,
левосторонняя
(Неглубокий
пародонт)



H4R
F00115
Премоляры/моляры, правосторонняя
(Неглубокий
пародонт)

perioFine

Скалинг — гигиена



PFU
F02170
Универсальная
(пародонт)



PFL
F02171
Универсальная,
левосторонняя,
(пародонт)



PFR
F02172
Универсальная,
правосторонняя,
(пародонт)

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАСАДКИ

implantProtect

Pure Titanium

Обработка имплантатов (Implant protect)



IP1

F02121

Для обработки крупной резьбы имплантатов, абатментов



IP2L

F02122

Левосторонняя, для обработки узкой и широкой резьбы имплантатов, абатментов



IP2R

F02123

Правосторонняя, для обработки узкой и широкой резьбы имплантатов, абатментов



IP3L

F02124

Левосторонняя, для обработки узкой резьбы имплантатов; абатментов



IP3R

F02125

Правосторонняя, для обработки узкой резьбы имплантатов; абатментов

perioSoft

Обработка имплантатов (perioSoft)



PH1 (x4)

F00702

Резцы (блистер из 4 шт) из карбонового композита, для обработки имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей. Также рекомендованы для полировки керамических и композитных виниров



PH2L (x4)

F00705

Левосторонняя (блистер из 4 шт) из карбонового композита, для обработки имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей. Также рекомендованы для полировки керамических и композитных виниров



PH2R (x4)

F00706

Правосторонняя (блистер из 4 шт) из карбонового композита, для обработки имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей. Также рекомендованы для полировки керамических и композитных виниров

perioMaintenance

BDR

Коррекция биопленки (BDR)



TK1-1S

F01001

Короткий зонд, для осмотра и чистки карманов малой и средней глубины (менее 4мм), (неглубокий пародонт)



TK1-1L

F01004

Длинный зонд, для осмотра и чистки средних и глубоких карманов (более 4мм), (пародонт)



TK2-1L

F02162

Левосторонняя насадка, используется в средних и глубоких карманах с фуркациями (более 4мм), (пародонт)



TK2-1R

F02161

Правосторонняя насадка, используется в средних и глубоких карманах с фуркациями (более 4мм), (пародонт)

perioPrecision

Прецизионная обработка периодонта



P2L

F00090

Левосторонняя, для обработки и лечения тонкого периодонта



P2R

F00091

Правосторонняя, для обработки и лечения тонкого периодонта

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАСАДКИ

endodontics

Обработка канала



K10-21 (x4)
F43710

Ø 0,1/21 мм длина



K10-25 (x4)
F43712

Ø 0,1/25 мм длина



K15-21 (x4)
F43715

Ø 0,15/21 мм длина



K15-25 (x4)
F43717

Ø 0,15/25 мм длина



K25-21 (x4)
F43725

Ø 0,25/21 мм длина



K25-25 (x4)
F43727

Ø 0,25/25 мм длина



K30-21 (x4)
F43730

Ø 0,3/21 мм длина



K30-25 (x4)
F43732

Ø 0,3/25 мм длина

irrisafe

Ультразвуковая ирригация



IRR 20-21 (x4)
F43807

Ø 0,2/21 мм длина



IRR 20-25 (x4)
F43808

Ø 0,2/25 мм длина



IRR 25-21 (x4)
F43805

Ø 0,25/21 мм длина



IRR 25-25 (x4)
F43806

Ø 0,25/25 мм длина

endosurgery

Апикальная хирургия



P14D
F00106

С алмазным покрытием. Апикальная микро-хирургия резцов.



P15LD
F00107

С алмазным покрытием, левосторонняя. Апикальная микро-хирургия моляров и премоляров



P15RD
F00108

С алмазным покрытием, правосторонняя. Апикальная микро-хирургия моляров и премоляров



S12-70D
F00118 70°

С алмазным покрытием. Апикальная микро-хирургия изогнутых корней моляров и премоляров

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАСАДКИ

endodontie

Перелечивание

ET40
F88012

Перелечивание, для быстрого удаления обтурирующих элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах.

ET40D
F88014

С алмазным покрытием. Перелечивание, для быстрого удаления обтурирующих элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах. Самая мощная насадка.

ET20D
F88013

С алмазным покрытием. Перелечивание, для быстрого удаления обтурирующих элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах.

SO4
F88009

Для латеральной конденсации. Эффективна благодаря термическому эффекту (без ирригации).

endosuccess

Apical Surgery

Апикальная хирургия

AS3D
F00065

Длина 3 мм с алмазным покрытием, универсальная, для апикальной хирургии фронтальной группы зубов.

AS6D
F00079

Длина 6 мм с алмазным покрытием, вторая в серии, для апикальной хирургии фронтальной группы зубов.

AS9D
F00067

Лечение каналов на глубине 9 мм с алмазным покрытием, третья в серии, для апикальной хирургии фронтальной группы зубов.

ASLD
F00080

Длина 3 мм, с алмазным покрытием, левосторонняя, маленький узкий кончик, для апикальной хирургии жевательной группы зубов.

ASRD
F00081

Длина 3 мм, с алмазным покрытием, правосторонняя, маленький узкий кончик, для апикальной хирургии жевательной группы зубов.

endo**success**
Retreatment

Эндодонтия / Перелечивание

ET18D
F88017

«Эндо-лечение», с алмазным покрытием. Используется в канале для удаления нависающего дентина, внутрипульпальных кальцификаций, временных пломб и некоторых пломбирочных материалов. Может использоваться с ирригацией.

ETBD
F88020

«Эндо-лечение», с алмазным покрытием, шаровидная насадка». Для обнаружения каналов (особенно кальцифицированных каналов) и исследования дна пульпарной камеры. Малоинвазивная. С ирригацией.

ET25S
F88021

Предназначена для повторного лечения в коронковой трети корневого канала и перешейках. С ирригацией.

ET25
F88018

Для самых сложных операций в средней и апикальной трети канала. Конусность 3%. Идеальна для удаления обломков инструментов и серебряных пломб. Насадка с ирригацией.

ET25L
F88022

Предназначена для повторного эндодонтического лечения в апикальной трети в длинных прямых каналах. Конусность 3%. Используется с ирригацией или без нее.)

ET20
F88011

Для применения в коронковой трети канала для удаления пломбирочного материала, обломков инструментов и дентинных опилок. Используется с ирригацией или без нее.

ETPR
F88019

Для расцементировки корневых каналов, позволяет удалять штифты и вкладыши из корневого канала. Используется на максимальной мощности, что позволяет ослабить фиксацию удалемого элемента в канале.

endo**success**
Canal Access Prep

Подготовка доступа в канал

CAP1
F88181

Удаление временного цемента и кальцифицированных остатков. Подготовка дна камеры. Активная боковая часть и неактивный кончик насадки.

CAP2
F88182

Для поиска каналов корня, в т.ч. скрытых. Подготовка камеры пульпы, удаление дентинного слоя. Активная боковая часть и активный кончик насадки.

CAP3
F88183

Локализация и раскрытие кальцифицированных каналов. Поиск скрытых каналов. Расцементировка и удаление стекловолоконных штифтов. Активный острый кончик.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАСАДКИ

perfectmargin
Rounded



Финишная обработка



PM1
F02250

С алмазным покрытием, для препарирования уступа. Выпукло-закругленный кончик.

Первичная - после обработки бором. Ортопедия.



PM2
F02251

С алмазным покрытием, для препарирования уступа. Выпукло-закругленный кончик.

Следующая после PM1, менее абразивная. Ортопедия.



PM3
F02252

Для препарирования уступа. Выпукло-закругленный кончик. Гладкая, для финишной полировки. Ортопедия.



PM4
F02253

конусная, с алмазным покрытием, для препарирования уступа. Финишная, под вкладки и штифты. Ортопедия.

perfectmargin
Veneers



Полировка



PMV1
F02021

Шарик, с алмазным покрытием. Обработка под вкладки и виниры; препарирование дентина; тонкая обработки апроксимальных поверхностей. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



PMV2
F02022

Внешняя половинка шарика, с алмазным покрытием. Обработка под вкладки и виниры; препарирование дентина; тонкая обработки апроксимальных поверхностей. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



PMV3
F02023

Внутренняя половинка шарика, с алмазным покрытием. Обработка под вкладки и виниры; препарирование дентина; тонкая обработки апроксимальных поверхностей. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



PMV4
F02024

Внешняя половинка шарика, гладкая поверхность, для полировки. Обработка под вкладки и виниры; препарирование дентина; тонкая обработки апроксимальных поверхностей. Терапия, ортопедия.



PMV5
F02025

Внутренняя половинка шарика, гладкая поверхность, для полировки. Обработка под вкладки и виниры; препарирование дентина; тонкая обработки апроксимальных поверхностей. Терапия, ортопедия.



PMV6
F02026

Шарик, гладкая поверхность, для полировки. Обработка под вкладки и виниры; препарирование дентина. Терапия, ортопедия.

perfectmargin
Shoulder



Полировка



PMS1
F02254

С алмазным покрытием, для препарирования уступа. Прямой плоский кончик. Первичная - после обработки бором. Ортопедия.



PMS2
F02255

С алмазным покрытием, для препарирования уступа. Прямой плоский кончик. Следующая после PM1, менее абразивная. Ортопедия.



PMS3
F02256

Для препарирования уступа. Прямой плоский кончик. Гладкая, для финишной полировки. Ортопедия.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАСАДКИ

ex**cavus**

Минимально инвазивное парирование



EX1

F02040
Шарик, с алмазным покрытием. Для препарирования окклюзионной поверхности и пришеечной области. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



EX2

F02041
Внешняя половинка шарика, с алмазным покрытием. Для препарирования апроксимальной поверхности. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



EX3

F02042
Внутренняя половинка шарика, с алмазным покрытием. Для препарирования апроксимальной поверхности. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



EX-R F02043

Внутренняя половинка шарика, повернута направо под 45°, для удобного доступа к жевательным зубам, с алмазным покрытием. Для препарирования апроксимальной поверхности. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



EX-L F02044

Внутренняя половинка шарика, повернута налево под 45°, для удобного доступа к жевательным зубам, с алмазным покрытием. Для препарирования апроксимальной поверхности. Терапия, ортопедия, детская стоматология.



Протезирование



C20

F00113
Конденсирующая насадка для вкладок и протезов. Применяется на молярах и премолярах.



Piezocem

Колпачки 10 шт
F00397
Запасные колпачки для насадки C20



5AE

F00249
Насадка для расцементирования корневых каналов, позволяет удалять штифты и вкладки из корневого канала. Используется на максимальной мощности, что позволяет ослабить фиксацию удаляемого элемента в канале.



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАБОРЫ НАСАДОК



scaling

SCALING Набор

F00944

Насадки для удаления наддесневого и поддесневого (карманы малой глубины) камня, а также в интерпроксимальных областях.

3 насадки (1, 10P, 1S), 3 автоклавируемых синих ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника.



hygiene

HYGIENE Набор

F00935

Набор для чрезвычайно эффективного удаления наддесневого и поддесневого (карманы средней глубины) зубного камня, для осмотра карманов малой и средней глубины.

4 насадки (1, 1S, 10Z и ТК1-1S), 3 автоклавируемых динамометрических голубых ключа и 1 автоклавируемый динамометрический зеленый ключ, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника.



periodontics

PERIO Набор

F00936

Микро насадки (кюреты) для пародонтальной чистки в передней области моляров и премоляров. Дистальная поверхность имеет угол 90°, кончик насадки имеет . круга – две активные кромки удаляют отложения без риска повреждения волокон соединительной ткани.

3 перию насадки (H3, H4L и H4R), 3 автоклавируемых инамометрических зеленых ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника.



perioPrecision

PERIOPRECISION™ Набор

F00939

Для обработки очень тонкого пародонта, а также чистки интерпроксимальных полостей. Набор с 2 искривленными кюретами и 1 прямой микро-насадкой для первичной обработки и быстрого контроля глубины.

2 насадки (PL2 и PL2R) и 1 BDR насадка ТК1-1S, 3 автоклавируемых динамометрических зеленых ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАБОРЫ НАСАДОК



perio*maint*enance

BDR

BDR Набор


F00937

Набор для профилактики пародонта. Состоит из 2 прямых зондов для первичного осмотра, лечения простых случаев и 2 искривленных зонда для обработки всей полости, а также сложных случаев.

4 BDR насадки (TK1-1L, TK1-1S, TK2-1L и TK2-1R), 4 автоклавируемых динамометрических зелёных ключа, автоклавируемый бокс с местом для размещения наконечника

23

ACTEON EQUIPMENT



implant*Protect*


Pure Titanium

Implant Protect Набор

F02120

Насадки для удаления биопленки и чистки имплантатов. Изготовлены из чистого титана, что позволяет бережно очищать чувствительные поверхности имплантата, абатмента, и увеличить срок службы протеза.

5 насадок - IP1, IP2L, IP2R, IP3L, IP3R, бокс для стерилизации и универсальный ключ.



endo*success*

Retreatment

Endo Success™ Retreatment Набор

F00737

Комплексный набор для лечения распространенных случаев; удаление кальцификатов, пломбировочного материала и серебряных штифтов.

6 эндо насадок (ET18D, ET20, ET25, ET25S, ET BD и ET PR), универсальный стальной ключ и бокс для стерилизации.



endo*success*

Canal Access Prep

Endo Success™ Canal Access Prep Набор


F88180

Набор насадок для обнаружения и раскрытия каналов, а так же формирования и полировки полости доступа.

3 насадки (CAP1, CAP2 и CAP3), универсальный ключ и стальной бокс.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАБОРЫ НАСАДОК



endo one

Endo One Набор

F00732

Набор для эндодонтического лечения, перелечивания и ирригации.

Представляет собой начальный набор для эндодонтии: насадки для обнаружения и раскрытия канала, формирования и полировки полости доступа, удаления сломанного инструмента и штифтов, и для пассивной ультразвуковой ирригации.

5 насадок: CAP1, CAP2, CAP3, ET25, ETPR, 4 файла Irri-Safe 25-21мм, бокс для стерилизации и универсальный ключ.



endosuccess

Apical Surgery

Endo Success™ Apical Surgery Набор

F00069

Набор состоит из насадок с алмазным покрытием. Точное ретроградное лечение без травмирования костной ткани или ткани зуба.

5 эндо насадок (AS3D, AS6D, AS9D, ASLD и ASRD), универсальный стальной ключ и бокс для стерилизации (не предназначено для приборов MAX первого поколения).



excavus

Excavus® Набор


F00739

Идеально подходит для создания малых полостей. Эффективная и минимально инвазивная методика в большинстве случаев.

5 Excavus насадок (EX1, EX2, EX3, EX-R и EX-L), универсальный ключ и стальной бокс.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАБОРЫ НАСАДОК




perfectmargin
Rounded



Perfect Margin® Rounded Набор

F00738

Набор для полировки внутри борозды. 4 PM Rounded насадки (PM1, PM2, PM3 и PM4), универсальный ключ и стальной бокс



perfectmargin
Shoulder



Perfect Margin® Shoulder Набор

F00736

Набор для корректировки в пришеечной области и атравматичной полировки внутри борозды.

3 PM Shoulder насадки (PMS1, PMS2 и PMS3) и 1 PM Rounded насадка PM4, универсальный ключ и стальной бокс.



perfectmargin
Veneers



Perfect Margin® Veneers Набор

F02020

Набор для бережного препарирования подкладки и виниры. 6 насадок: PMV1, PMV2, PMV3, PMV4, PMV5, PMV6

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКАЙЛЕРОВ СЕРИИ NEWTRON:

NEWTRON BOOSTER, NEWTRON P5, NEWTRON P5 B.LED, NEWTRON P5 XS B.LED, NEWTRON P5 XS B.LED BLUETOOTH



НАКОНЕЧНИКИ



ВАЖНО

Наконечники совместимы со всеми насадками АСТЕОН, имеющими кольцо с цветовым кодом.



Наконечник NEWTRON®

без LED, светло-серый корпус/темно-серый носик, со снимаемой фронтальной частью
для NEWTRON® BOOSTER

F12281



Носик наконечника Newtron

F12284



Наконечник NEWTRON® SLIM

без LED
для NEWTRON® P5

F12901



Наконечник NEWTRON® SLIM B.LED

> с голубым LED кольцом
> с белым LED кольцом
для NEWTRON® P5 B.LED and NEWTRON P5®XS B.LED (Bluetooth)

F12917

F12918



NEWTRON® SLIM B.LED

голубое LED кольцо

F62201



NEWTRON® SLIM B.LED

белое LED кольцо

F12915



Держатель наконечника силиконовый

E60108



Носик наконечника NEWTRON® SLIM и NEWTRON® SLIM B.LED

E12904

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

КАБЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ



Кабель наконечника NEWTRON®
несъемный
для NEWTRON® BOOSTER

X00244



Кабель наконечника NEWTRON® SLIM
несъемный
для NEWTRON® BOOSTER

X00227



Кабель наконечника NEWTRON® SLIM
несъемный
для NEWTRON® P5

X00228



Кабель наконечника NEWTRON® SLIM B.LED
несъемный
для NEWTRON® P5 B.LED and NEWTRON P5®XS B.LED (Bluetooth)

X00226

НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ



Простая ножная педаль (несъемная)
для NEWTRON® BOOSTER

F00028



Простая ножная педаль
(устанавливается только техническим персоналом)
для NEWTRON® P5, NEWTRON® P5 B.LED
и NEWTRON P5®XS B.LED (Bluetooth)

F00044

МАРКЕРЫ МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА



F.L.A.G.™ for B.LED
маркер мягкого зубного налета
5 x 1.5 мл

F62200



F.L.A.G.™ for B.LED
маркер мягкого зубного налета
100 ml

F62203

ИРРИГАЦИЯ



Емкость 300 ml

F62004



Емкость 500 ml

F62005

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ iPhone



Держатель для iPhone 4
для NEWTRON® P5 XS B.LED Bluetooth

F62023

Держатель для iPhone 5
для NEWTRON® P5 XS B.LED Bluetooth

F62024

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКАЙЛЕРОВ:

P5 NEWTRON®, P5 NEWTRON® LED, P5 NEWTRON® XS, P5 NEWTRON® XS LED, P-MAX NEWTRON® XS AND PROPHY MAX™



НАКОНЕЧНИКИ



ВАЖНО

Наконечники совместимы со всеми насадками АСТЕОН, имеющими кольцо с цветовым кодом.



Наконечник NEWTRON®

светло-серый корпус/темно-серый носик, со снимаемой фронтальной частью
Для P5 Newtron®, P5 Newtron® XS и Prophy Max™

F12281



Носик наконечника NEWTRON®

F12284



Наконечник Newtron® LED

autoclavable
Для P-Max Newtron® XS, P5 Newtron® LED и P5 Newtron® XS LED

F12609



Носик наконечника Newtron® LED

E12681



Металлический носик наконечника Newtron® LED

X12675



LED кольцо

для наконечника NEWTRON® LED

F12605

НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ



Ножная педаль (несъемная)

Для P5 Newtron®/ P5 Newtron® LED/
P5 Newtron® XS/ P5 Newtron® XS LED

F00061

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

КАБЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ



Кабель наконечника белый

для P5 Newtron®

F00223



Кабель наконечника белый

для P5 Newtron® XS

F00222



Кабель наконечника LED

для P5 Newtron® LED or P5 Newtron® XS LED

F00637



Кабель наконечника LED (отсоединяемый)

для P-Max Newtron® XS

F00628



Кабель наконечника Newtron®

белый, с регулировкой подачи жидкости
для Prophy Max™

F01176

ИРРИГАЦИЯ



Емкость (300 мл)

с крышкой

F58525



SteriKit

для P5 Newtron® XS

F58136

Комплект - подставка, автоклавируемый держатель, крышка помпы, 5 клипс, Sterijoint адаптер (F58703), 3 универсальные стерильные линии

SteriKit LED

для P5 Newtron® XS LED

F58225

Комплект - подставка, автоклавируемый держатель, крышка помпы, 5 клипс, Sterijoint LED адаптер (F12640), 3 универсальные стерильные линии



Sterijoint

автоклавируемый адаптер для внешней ирригации от пластиковой помпы
(для SteriKit)

F58703



Sterijoint Newtron® LED

адаптер для наконечника Newtron LED
(для SteriKit LED)

F12640



Линии для помпы с картриджем, одноразовые (набор из 10 шт.)

(для SteriKit and SteriKit LED)

F57370



Помпа

E58543

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКАЙЛЕРОВ:

P5 NEWTRON® (BLUE), P5 NEWTRON® XS (BLUE), P-MAX NEWTRON®, P-MAX NEWTRON® LUX, PROPHY MAX™ (BLUE) AND PROPHY MAX™ LUX



НАКОНЕЧНИКИ



ВАЖНО

Наконечники совместимы со всеми насадками АСТЕОН, имеющими кольцо с цветовым кодом.



Наконечник NEWTRON®

светло-серый корпус с темно-серым носиком, со снимаемой фронтальной частью (подходит для аппаратов: Suprasson P5 BOOSTER, P-MAX, P-MAX LUX, PROPHY MAX / MAX LUX / MAX S. Подходит также вместо наконечника Suprasson II.)

F12281



Носик наконечника NEWTRON®

F12284

КАБЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ



Кабель наконечника синий

для P5 Newtron® или P5 Newtron® XS

F00212



Кабель наконечника NEWTRON®

С Zip креплением и регулировкой подачи жидкости для P-Max Newtron® and Prophy Max™ Гамме II

F01175

ИРРИГАЦИЯ



Sterijoint Newtron®

адаптер для наконечника NEWTRON®

F58705



Двойные ирригационные линии для примерно 200 рабочих часов (набор из 10 шт.)

для P-Max Newtron® (Lux) и Prophy Max™ (Lux) Range II

F59752

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ



**Двойные ирригационные линии
для примерно 200 рабочих часов
(набор из 10 шт.)**

для P-Max Newtron® (Lux) и Prophy Max™ (Lux)
Range II

F59756



3 держателя для провода Newtron

F59761



Емкость 450 мл Newtron®

для P-Max Newtron® и Prophy Max™ Range II

E59774



Крышка емкости Newtron®

для P-Max Newtron® и Prophy Max™ Range II

E59775



Ирригационный набор

для P-Max Newtron® и Prophy Max™ Range II

F59750



Держатель

(для MAX приборов II. поколения)

F59764

НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ



Простая ножная педаль Newtron®

F00054



**Многофункциональная
ножная педаль Newtron®**

F00055

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКАЙЛЕРОВ:

SUPRASSON P5 BOOSTER, P-MAX, P-MAX LUX, PROPHY MAX™, PROPHY MAX™ LUX AND PROPHY MAX™ S



НАКОНЕЧНИКИ



ВАЖНО

Наконечники совместимы со всеми насадками АСТЕОН, имеющими кольцо с цветовым кодом.

Наконечник NEWTRON®

светло-серый корпус с темно-серым носиком, со снимаемой фронтальной частью (подходит для аппаратов: Suprasson P5 BOOSTER, P-MAX, P-MAX LUX, PROPHY MAX / MAX LUX / MAX S. Подходит также вместо наконечника Suprasson II.)

F12281

Держатель наконечника, самоадгезивный

F00404

Лампочка и 2 прокладки для шланга наконечника

F00412

3 прокладки и инструмент

F12304

КАБЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ



Светло-серый шланг для наконечника Suprasson

F00195



Светло-серый шланг для наконечника Suprasson Lux

F00600

ИРРИГАЦИЯ



Sterijoint автоклавируемый адаптер для внешней ирригации от пластиковой помпы

F58703



Линии для помпы с картриджем, одноразовые

F57370



5 пластиковых крышек для ирригационных линий (57370)

F57375

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ



**Держатель
для ирригационных линий**

X34510



**Резиновая пробка
набор из 10 шт.**

F58790



**Автоклавируемая бутыль
для ирригации,
стекло**

E58795



**Автоклавируемая бутыль с 3 крючками,
серый колпачек
зеленый колпачек**

F58792

F58793



Серый колпачек

F58794



Держатель для бутылки для ирригации

E58791



Sterilstatic irrigation kit

F58704

Набор для ирригации.
Помпа, держатель, 3 универсальные
ирригационные линии, 5 клипс, 3 крючка
для бутылки, 3 резиновых стоппера, скоба,
автоклавируемая бутылка (250мл) с синей крышкой

НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ



Простая ножная педаль

F00045

РАЗНОЕ



Фильтр для воды 60мю

F10386



**Картридж со встроенным фильтром
для воды 60мю и прокладка**

F10389

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

КЛЮЧИ

Голубой



F81322

Автоклавируемые динамометрические цветные ключи

(не совместимы с насадками: ET, эндо файлами, Periosoft насадками и насадкой S04)

ВАЖНО

* Желтый динамометрический ключ (F81321) используется с насадками AS3D, AS6D, AS9D, ASLD, ASRD, S12-70D, P14D, P15LD, P15RD. Для остальных насадок с желтой полосой, лучше использовать обычный универсальный ключ (F00406)



Автоклавируемые ключи

Зеленый

F81300

Оранжевый

F81303

Желтый

F81301

Periosoft/черный

F81305

Голубой

F81302



Универсальный автоклавируемый ключ

F00406



Protec-Tip

автоклавируемый защитный колпачок для насадок 1, 2, 3, 10P и 10X (не ключ)

F81281

БОКС ДЛЯ КЛЮЧЕЙ



Автоклавируемый пластиковый бокс с 4 автоклавируемыми динамометрическими цветными ключами

F12352



Автоклавируемый пластиковый бокс для цветных ключей

F12351



Автоклавируемый пластиковый бокс

Для насадок с ключом и местом для наконечника

F12350

ПОДСТАВКИ ДЛЯ НАСАДОК



Подставка для любых насадок Newtron®

X88451



Подставка для насадок Endo Success™

F88447



Подставка для насадок Excavus®

F88449

НАСТРОЙКИ МОЩНОСТИ ДЛЯ НАСАДОК

NEWTRON Units	Мощность	Настройки ирригации
НАСАДКИ		

PROPHYLAXIS

1 / 2 / 3 / 1S	14	
10P	14	
10X / 10Z	12	
EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR	12	

PERIODONTICS

H1 / H2L / H2R / H3 / H4L / H4R	2	
P2L / P2R	3	
TK1-1S	2	
TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R	2	

IMPLANT CARE

PH1 / PH2L / PH2R	2	
IP1	3	
IP2L / IP2R / IP3L / IP3R	5	

ENDODONTICS

CAP1	10	
CAP2 / CAP3	10	
ET18D	10	
ET20 / ET25 / ET25S / ETBD	7	

NEWTRON Units	Мощность	Настройки ирригации
НАСАДКИ		

ENDODONTICS

ET20D / ET25L / ET40 / ET40D	7	
IRR20-21 / IRR20-25 / IRR25-21 / IRR25-25	9	
K10 / K15 / K25 / K30	6	
AS3D / AS6D	7	
AS9D	6	
ASLD / ASRD	7	
P14D / S12-70D	7	
P15LD / P15RD	7	
SO4	7	

PROSTHESIS & ESTHETICS

PM1 / PMS1	15	
PM2 / PMS2	10	
PM3 / PMS3	8	
PM4	15	
PMV1 / PMV2 / PMV3	15	
PMV4 / PMV5 / PMV6	10	
SAE / ETPR	20	
C20	11	



капля за каплей



средняя ирригация



мощная ирригация



без ирригации

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИРРИГАЦИИ ОЧЕНЬ ВАЖНА!

Чтобы правильно настроить ирригацию типа "капля за каплей", ирригацию не создающую аэрозольное распыление, нужно настроить ирригацию каждой насадки перед началом работы:



1. Поставьте ирригацию на ноль, а мощность скайлера на 3.



2. Держите наконечник горизонтально таким образом, чтобы кончик насадки смотрел вверх.
3. Постепенно увеличивайте подачу ирригации до тех пор, пока с насадки не начнем капать "капля за каплей".



4. Теперь установите на скайлере необходимую мощность.




5. Держите аспирацию ближе к насадке.



* Я разносторонний

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ



ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

НАСТОЛЬНЫЕ ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

38
ASTEON EQUIPMENT

prophyMax



ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

НАСТОЛЬНЫЕ ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

PROPHY MAX™

Порошкоструйный аппарат и скайлер, 2в1

F11610

Комфортный, эффективный, и надежный аппарат для быстрого удаления зубного налета, поверхностной пигментации, мягких зубных отложений, поверхностных камней из фиссур, ямок и из межпроксимальной области, полировки зубов и для снятия зубных отложений, а также использования в других областях: профилактика, пародонтология, эндодонтия, ортопедия, реставрация. Широкий выбор настроек, возможность сохранения программ, цветовая кодировка насадок, режим промывки (с наконечником для скайлинга), все это делает прибор уникальным. Четыре ультразвуковых диапазона мощности, у каждого 10 уровней настройки.

Функция увеличения мощности для немедленного выбора максимальной мощности в выбранном режиме.

Память для каждого из четырех режимов для быстрого возврата к установленному уровню мощности.

С наконечником Suprasson Newtron вы получаете Круиз контроль: Интеллектуальные технологии Newtron для оптимальной частоты и превосходного контроля. Строго линейные колебания насадки. Автоматическое регулирование мощности на основе сопротивления. Больше нет необходимости в ручной регулировке. Простое и точное управление. Безболезненное лечение, не повреждающее мягкие ткани.

Самый большой выбор насадок на рынке - более 90 различных насадок для любой области: профилактика, пародонтология, эндодонтия, ортопедия, реставрация.

Уникальная система кодирования цвета "Color Coding System" для легкого выбора мощности с каждой насадкой. Все насадки, как и шкала на приборе, промаркированы цветом для простоты выбора необходимой насадки и простоты выбора режима на приборе.

Точная, нежная и сильная очистка! Непревзойденный комфорт для пациента благодаря системе подогрева воды. Температура подачи смеси оптимальна для комфорта пациента. Прозрачная емкость для порошка позволяет контролировать расход порошка, а система продувки хорошо очищает аппарат после работы. Быстросъемные коннекторы позволяют легко и быстро подключать ProphуMax в любом кабинете клиники. Особенный дизайн наконечника ProphуPen и съемное титановое сопло позволяют смешивать порошок и воду лишь на самом кончике сопла. Полное отсутствие засорения (при условии использования оригинального порошка AirNGo). Съемные, автоклавируемые наконечник и сопло позволяют вам моментально сменить их перед приемом следующего пациента и избежать риска кросс контаминации.

Многофункциональная педаль позволяет полностью сконцентрироваться на работе. С ее помощью вы можете: выбирать заранее установленные программы, менять режим работы порошкоструйного скайлера, регулировать уровень ирригации (в модели с ирригацией), и пр.

Безопасное и неагрессивное очищение зубов до их натурального цвета. Процедура безопасна для пациентов - в абразивную смесь входит обработанная до атравматичности сода (бикарбонат натрия) - она не повреждает зубную эмаль, не травмирует десны, не наносит вред зубам; После удаления налета и пигментации, зубы приобретают природный светлый цвет и натуральный блеск;

ProphуMax эффективно действует в промежутках между зубами и в местах, труднодоступных для обычной зубной щетки.

Технические характеристики:

Необходимо подключение к воде и воздуху. Давление воды 1-5 бар, Давление воздуха 4,5-6 бар. Имеется встроенный подогрев воды. Размеры 270x300x110мм. Вес 3кг. Двухклавишная педаль.

Комплект поставки:

Базовый блок, автоклавируемый наконечник Newtron для скайлинга (F12281), наконечник ProphуPen съемный, автоклавируемый; титановое сопло 135° автоклавируемое, автоклавируемый универсальный ключ, емкость для порошка, мультифункциональная педаль. Бутылка порошка со вкусом мяты (250гр) и бутылка порошка со вкусом лимона (250гр)

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

НАСТОЛЬНЫЕ ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ



AIR MAX

Порошкоструйный аппарат

F11400

Простой, комфортный, эффективный аппарат для снятия налета и полировки зубов. Точная, нежная и сильная очистка! Непревзойденный комфорт для пациента благодаря системе подогрева воды. Температура подачи смеси оптимальна для пациента. Прозрачная емкость для порошка позволяет контролировать расход порошка. Система продувки очищает аппарат после работы. Быстросъемные коннекторы позволяют легко и быстро подключать AirMax в любом кабинете клиники. Особенный дизайн наконечника ProphylPen и съемное титановое сопло позволяют смешивать порошок и воду лишь на самом кончике сопла. Полное отсутствие засорения (при условии использования оригинального порошка AirNGo).

Съемные, автоклавируемые наконечник и сопло позволяют вам моментально сменить их перед приемом следующего пациента.

Надежный аппарат для быстрого удаления зубного налета, поверхностной пигментации, мягких зубных отложений, поверхностных камней из фиссур, ямок и из межпроксимальной области. Безопасное и неагрессивное очищение зубов до их натурального цвета. Процедура безопасна для пациентов - в абразивную смесь входит сода (бикарбонат натрия) - она не повреждает зубную эмаль, не травмирует десны, не наносит вред зубам;

После удаления налета и пигментации, зубы приобретают природный светлый цвет и натуральный блеск;

AirMax эффективно действует в промежутках между зубами и в местах, труднодоступных для обычной зубной щетки;

Технические характеристики:

Необходимо подключение к воде и воздуху. Встроенная система подогрева воды. Давление воды 1-5 бар, Давление воздуха 4,5-6 бар. Размеры 250х300х110мм. Вес 3,2кг

Комплект поставки:

Базовый блок, наконечник ProphylPen съемный, автоклавируемый; Титановое сопло 135° автоклавируемое, автоклавируемый универсальный ключ, емкость для порошка. Бутылка порошка со вкусом мяты (250гр) и бутылка порошка со вкусом лимона (250гр)

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

НАСТОЛЬНЫЕ ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ



ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

AIR-N-GO® EASY

AIR N GO

EASY



AIR-N-GO® EASY

Порошкоструйный наконечник для наддесневой и поддесневой обработки. SUPRA и PERIO.

F10105

Порошкоструйный наконечник для воздушно-абразивной обработки поверхностей зубов, подключаемый к турбинному шлангу стоматологической установки. Просто подключается, легкий, идеально сбалансированный, с прекрасной эргономикой. Вращающиеся на 360° носики обеспечивают превосходный обзор обрабатываемых поверхностей. Подключается к стандартному разьему стоматологической установки (Midwest) и может быть легко и самостоятельно подключен к любому креслу клиники. AIR-N-GO easy легко совмещает функциональность с надежностью.

Благодаря Air-N-GO easy, теперь наддесневая профилактика и поддесневое лечение производится всего одним наконечником. Просто замените носик!

В зависимости от клинической ситуации вы выбираете один из 4 носиков наконечника, переходя от наддесневой к поддесневой обработке. Каждый носик имеет свое клиническое назначение. Это позволяет наиболее качественно обрабатывать необходимые области.

AIR-N-GO® easy с адаптером KaVo*

F10100

AIR-N-GO® easy с адаптером Sirona*

F10101

AIR-N-GO® easy с адаптером W&H*

F10102

AIR-N-GO® easy с адаптером Bien-Air*

F10103

AIR-N-GO® easy с адаптером Midwest*

F10105

Технические характеристики:

Вес 141гр, ротация 360°, разборный корпус. Автоклавируемый. Съемные носики из Хром-Кобальта - ультра устойчивые. Полностью прозрачный контейнер для порошка. Насадка Perio и Perio easy - мощный двойной спрей. Носик Perio - тонкий, всего 0,5мм толщины и 2мм ширины, и с лазерной маркировкой (3-6-9мм) для контроля погружения.

Комплект поставки:

Порошкоструйный наконечник AIR-N-Go easy, адаптер Midwest для подсоединения к турбинному шлангу установки, носик Supra (стандартный) для любой повседневной профилактической обработки, 1 пакетик с порошком AIR-N-GO Classic и 1 пакетик с порошком AIR-N-GO Pearl, 1 набор для обслуживания (сменные запасные прокладки, 1 тубик с силиконовой смазкой и щеточками, канюля, и чистящие палочки).

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

AIR-N-GO® EASY



НОСИКИ ОТ AIR-N-GO Easy
подходят к аппарату первого
поколения AIR-N-GO

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ AIR-N-GO® EASY



AIR-N-GO® easy PERIO НАБОР

F10120

В наборе: носик AIR-N-GO PERIO EASY и флакон порошка AIR-N-GO PERIO на основе глицина. Превращает ваш наконечник AIR-N-GO easy в систему для поддесневого нехирургического лечения зуба или имплантата. Инновационный дизайн в виде "ложки для обуви" используется для мягкого отодвигания десны и безболезненного продвижения в карман от 3 до 8 мм.

Эти носики являются результатом самых передовых методов моделирования динамики жидкости. Обеспечивают непрерывное, точное и контролируемое распыление независимо от клинического контекста. В повседневной практике AIR-N-GO® easy носики являются мощным и эффективным инструментом для удаления биопленки над и под десной.



Носик AIR-N-GO® SUPRA (стандартный)

F10125

Подходит для любой повседневной профилактической обработки. Можно использовать с классическими порошками и Pearl. Гарантирует быстроту и эффективность процедуры.



Носик AIR-N-GO® PERIO easy (опционально)

F10126

Является действительно ценным активом для поддесневого нехирургического лечения зуба или имплантата. Инновационный дизайн в виде "ложки для обуви" используется для мягкого отодвигания десны и безболезненного продвижения в карман от 3 до 8 мм. Достаточно 5сек на одну поверхность.



Носик AIR-N-GO® PERIO (опционально)

F10127

Для поддесневого хирургического и нехирургического лечения, великолепно подходит для обработки глубоких карманов (8 - 10 мм). Уникальные свойства смешивающей камеры разделяют поток для одновременного лечения слизистой и корней. Мощное двойное латеральное распыление.



Носик AIR-N-GO® PERIO Maintenance

(Профилактический, опционально)

F10128

Эта насадка активно участвует в прекращении прогрессирования заболеваний пародонта и сохранении здоровой клинической ситуации. Подходит для обработки карманов до 4мм, и сокращает расход «PERIO» порошка на фазе профилактики.



Набор AIR-N-GO® easy maintenance

F10121

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

ПОРОШКИ

AIR N GO ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

AIR-N-GO® порошки специально разрабатывались, чтобы быть эффективными и деликатными на любой обрабатываемой поверхности. Эти порошки совместимы с наконечником AIR-N-GO® easy и не требуют смены инструмента.

На основе бикарбоната натрия AIR-N-GO® "CLASSIC" порошки (≈ 76 μm)

- Полный ассортимент наддесневых порошков для самых прихотливых пациентов
- Скрупулезная чистка дает мгновенный результат
- Удаление окрашенных пятен и зубного налета, даже в труднодоступных местах
- Лучшее приятие лечения: меньше болевых ощущений и кровотечений

На основе глицина AIR-N-GO® «PERIO» порошок (≈ 25 μm)

- Эксклюзивное использование для поддесневых процедур, как дополнение к начальной терапии
- Низкая абразивность сохраняет обрабатываемые поверхности (зубы и имплантаты) и самые хрупкие анатомические области
- Предотвращает прогрессирование поддесневой биопленки

Носики	Порошки	Назначение
 AIR-N-GO® EASY SUPRA 120° Поставляется в стандарте	 «CLASSIC» На основе бикарбоната натрия Средний размер гранулы 76μm Вкусы: Лимон, нейтральный, кола, малина, перечная мята	Финишная обработка после скайлинга, подготовка к отбеливанию, чистка интерпроксимальных областей, фиссур и трещин, подготовка поверхности зуба перед травлением, очистка брекетов, удаление наддесневой биопленки, зубного налета, опилок и остатков временного цемента.
 AIR-N-GO® PERIO EASY Поставляется с PERIO набором опционально	 «PERIO» На основе глицина Средний размер гранулы 25μm Вкус: Нейтральный	Благодаря резорбции частиц глицина, только данный порошок рекомендуется применять в поддесневой области при обработке пародонтальных карманов любой глубины, а также при обработке поверхности шеек имплантатов. Карманы 3-8мм
 AIR-N-GO® PERIO Опционально		Лечение пародонтологических заболеваний и периимплантита. Карманы 8мм-10мм
 AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE Опционально		Профилактика пародонта Карманы до 4мм

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

ПОРОШКИ

ПОРОШОК В БУТЫЛКАХ



AIR-N-GO® «CLASSIC» флаконы с порошком
Бикарбонат натрия для наддесневой обработки
Упаковка из 4 флаконов по 250 гр одного вкуса

Мятный	F10250
Лимонный	F10251
Малиновый	F10252
Кола	F10253
Нейтральный	F10254



4 флакона разных вкусов
AIR-N-GO® «CLASSIC»
Упаковка из 4 флаконов по 250 гр
(Мятный, Лимонный, Малиновый, Кола)

F10255



AIR-N-GO® «PERIO»
порошок с нейтральным вкусом
на основе глицина
Упаковка из 3 флаконов по 160 гр

F10270

ПОРОШОК В ПАКЕТИКАХ



AIR-N-GO® «CLASSIC» порошок
Бикарбонат натрия для наддесневой обработки
Упаковка из 50 пакетиков по 20гр одного вкуса

Мятный	F10256
Лимонный	F10257
Малиновый	F10258
Кола	F10259
Нейтральный	F10260

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ PROPHY MAX™ AND AIR MAX



Пескоструйный наконечник (голубой)
с титановым соплом 135°,
автоклавизируемый ключ и байонет соединение **F10554**



Пескоструйный наконечник (белый)
с титановым соплом 135°,
автоклавизируемый ключ и байонет соединение **F10557**



Титановое сопло 135°, 0,7 мм (стандарт) **F10555**



**Игла для прочистки канала
диаметром 0,7 мм,
с алмазным напылением** **E96221**



**Игла для прочистки канала
диаметром 1 мм,
с алмазным напылением** **F10208**



Многофункциональная ножная педаль **F00055**



**Набор - 2 прокладки для наконечника
Prophyren и 1 прокладка для сопла** **F10374**



**Набор - 4 прокладки для шланга
наконечника Prophyren** **F10375**

АКСЕССУАРЫ AIR-N-GO® (1 поколение)



Адаптер KaVo* **F10240**



Адаптер Sirona* **F10241**



Адаптер W&H* **F10242**

ПОРОШКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ

АКСЕССУАРЫ



Адаптер Bien-Air*

F10243



Адаптер Midwest*

F10245



Игла для прочистки канала Ø0.5 мм,
с алмазным напылением

F10207



Игла для прочистки канала Ø1 мм,
с алмазным напылением

F10208



Игла для прочистки канала

F10206



Набор из 11 резиновых колец

F10205



SUPRA сопло 120°

F10212



PERIO сопло

F10210



Короткая головка для гигиениста

F10218



Длинная головка

F10219



Емкость голубая

F10213



Емкость зеленая

F10216



Держатель с 3 голубыми ёмкостями
для порошка

F10209



Держатель


F10275



I AM
POWERFUL *

* Я сильный

ХИРУРГИЯ



IMPLANT CENTER 2



IMPLANTCENTER 2 - комбинированный аппарат: Физиодиспенсер + Пьезохирургия + Скайлер

IMPLANTCENTER 2 символизирует совершенство безопасности и скорости. Его элегантный дизайн, большой сенсорный дисплей и широкий диапазон возможностей и настроек, делают его идеальным комбинированным устройством для любой отрасли стоматологии - от предимплантологического и терапевтического лечения, до имплантологии и челюстно-лицевой хирургии! Все лучшие технологии SATELEC в одном приборе: CRUISE Control = Auto-tuning System + Push-pull System + Feed-back Effect (Круиз контроль = Автоматическая настройка частоты 28-36 КГц + Контроль амплитуды + Настройка мощности в реальном времени). Большой 5,7" цветной сенсорный дисплей. Все наконечники оснащены LED подсветкой в форме кольца, что обеспечивает превосходную видимость в труднодоступных местах. Подсветка 100000 Lux, холодный свет (6000-7000K), 6 led лампочек. Все наконечники, шнуры, мотор и насадки легко чистятся и автоклавируются. Piezotome или Newtron наконечники автоматически распознаются прибором. Чрезвычайно точное и бесшумное орошение.

Режимы:

I-Surge для имплантологии. Быстрый, тонкий, удобный наконечник. Бесщеточный микро-мотор 100-40000 оборотов в минуту. Мощность 6 Н·см. С наконечником 20:1 скорость вращения инструмента - 5-2000 оборотов в минуту.

Piezotome для костной хирургии. Безопасный: бережное отношение к мягким тканям, мембранам, нервам, артериям. Атравматичный - без потери костной массы, без кровотече-

ний, а значит быстрое заживление и значительное уменьшение послеоперационной боли! Супермощный: выходная мощность более 60Вт! Высокая износостойчивость, не перегревается и никаких посторонних вибраций!

Newtron – скайлер для использования в любых других областях: профилактика, пародонтология, эндодонтия, ортопедия, реставрация, микрохирургия, и многое другое. Деликатный, мощный, яркий и аккуратный наконечник. ВСЕ насадки из нержавеющей стали медицинского назначения, с поверхностной полировкой. Есть насадки с алмазным покрытием. Ультра быстрые, надежные и мощные!

Технические характеристики:

Базовый блок с 5,7" цветным сенсорным дисплеем. Технологии CruiseControl и Newtron. Контроль и регулировка мощности в режиме реального времени. Система цветовой кодировки насадок. I-Surge - Бесщеточный микромотор 100-40000 оборотов в минуту. Кабели наконечников - 2м. Мощность 6 Н\см. С наконечником 20:1 скорость вращения инструмента - 5-2000 оборотов в минуту. Выходная мощность Пьезо наконечника - 60Вт. Подсветка 100000 Lux, круговая, холодный свет 6000-7000K. Частота колебаний: 28 - 36 кГц. 2 перистальтические помпы, подача воды - от 10 до 120 мл/мин. Одноразовые и автоклавируемые ирригационные линии. 2 разъема для наконечников.

Размеры: 472,9 x 149,5 x 339,9 мм (Ш x В x Г) Вес : 5кг.

Мультифункциональная педаль 311 x 181 x 209мм, вес педали 3.5кг.

IMPLANT CENTER™ 2

Физиодиспенсер + Пьезохирургия + Скайлер. Зв1

F27200

Комплект поставки:

Базовый блок с 5,7" цветным сенсорным дисплеем, I-Surge микромотор с LED подсветкой, кабель для микромотора, прогрессивная многофункциональная ножная педаль, 2 держателя бутылок, 2 подставки для наконечников, 2 автоклавируемые стерильные линии и 30 инфузионных перфоратора для одноразового применения, бокс для стерилизации. Без углового, без Piezo и без наконечника Скайлера (приобретаются отдельно).

IMPLANTCENTER 2

с Piezotome II LED наконечником в комплекте

F27200 + F87523

Комплект поставки:

Базовый блок с 5,7" цветным сенсорным дисплеем, I-Surge микромотор с LED подсветкой, кабель для микромотора, прогрессивная многофункциональная ножная педаль, 2 держателя бутылок, 2 подставки для наконечников, 2 автоклавируемые стерильные линии и 30 инфузионных перфоратора для одноразового применения, бокс для стерилизации, наконечник Piezotome II с LED подсветкой и проводом, автоклавируемый динамометрический ключ. Без углового наконечника и без наконечника скайлера (приобретаются отдельно).

IMPLANTCENTER 2

с Piezotome II LED и с Newtron LED наконечниками

F27200+F87523+F87524

Комплект поставки:

Базовый блок с 5,7" цветным сенсорным дисплеем, I-Surge микромотор с LED подсветкой, кабель для микромотора, прогрессивная многофункциональная ножная педаль, 2 держателя бутылок, 2 подставки для наконечников, 2 автоклавируемые стерильные линии и 30 инфузионных перфоратора для одноразового применения, бокс для стерилизации, наконечник Piezotome II с LED подсветкой и проводом, наконечник Newtron с LED подсветкой и проводом, автоклавируемый динамометрический ключ. Без углового наконечника (приобретается отдельно).

ХИРУРГИЯ

PIEZOTOME® SOLO

PIEZOTOME SOLO

Новый Piezotome Solo (LED) от SATELEC
«Просто необходим ...»



PIEZOTOME SOLO® - Аппарат для Пьезохирургии. Простой, мощный, надежный.

Компактный ультразвуковой прибор с наконечником (с LED подсветкой - для f57510) для костной хирургии символизирует совершенство безопасности и мощности. Прост в использовании, приемлем по цене. Предустановленные программы. Все лучшие технологии SATELEC в одном приборе: CRUISE Control = Auto-tuning System + Push-pull System + Feed-back Effect (Круиз контроль = Автоматическая настройка частоты 28-36 Кгц + Контроль амплитуды + Настройка мощности в реальном времени). Большой 5,1" черно-белый дисплей. Наконечник оснащен LED подсветкой в форме кольца, что обеспечивает превосходную видимость в труднодоступных местах. Подсветка 100000 Lux, холодный свет (6000-7000K), 6 led лампочек. Наконечник, шнур и насадки легко чистятся и автоклавируются. Чрезвычайно точное и бесшумное орошение. Безопасный: бережное отношение к мягким тканям, мембранам, нервам, артериям. Атравматичный - без потери костной массы, без кровотечений, а значит быстрое заживление и значительное уменьшение послеоперационной боли! Супермощный: выходная мощность более 60Вт! Высокая износоустойчивость, не перегревается и никаких посторонних вибраций! Чистый, быстрый и легкий разрез! ВСЕ насадки из нержавеющей стали медицинского назначения, с поверхностной полировкой. Есть насадки с алмазным покрытием. Ультрабыстрые, надежные и мощные!

Технические характеристики:

Базовый блок с 5,1" черно-белым дисплеем. Технология CruiseControl. Контроль и регулировка мощности в режиме реального времени. Система цветовой кодировки насадок. Кабель наконечника - 2м. Выходная мощность Пьезо наконечника - 60Вт. Подсветка 100000 Lux, круговая, холодный свет 6000-7000K. Частота колебаний: 28 - 36 кГц. 2 перистальтические помпы, подача воды - от 10 до 120 мл/мин. Одноразовые и автоклавируемые ирригационные линии. Размеры: 378 x 136 x 306 мм (Ш x В x Г) Вес : 5кг. Педаль - 2 функции, изменение режимов и вкл\выкл. 176 x 173 x 140 (Глубина x Шир x Высота с дугой), вес педали 1 кг.

ХИРУРГИЯ

PIEZOTOME® SOLO

PIEZOTOME® SOLO LED

F57510

Ультразвуковой генератор для костной хирургии с наконечником с LED подсветкой

Комплект поставки:

Базовый блок с 5,1" черно-белым дисплеем, 2хфункциональная ножная педаль, 1 держатель бутылок, 1 подставка для наконечника, 2 автоклавируемые стерильные линии и 15 одноразовых перфораторов, наконечник Piezotome LED с подсветкой и кабелем (F12815) и набор насадок Essential KIT: насадки BS1S II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II, автоклавируемый динамометрический Piezotome ключ.

АКСЕССУАРЫ



Прогрессивная педаль
для Implant Center™

F27120



Прогрессивная педаль
для Implant Center™ 2, Piezotome 2®

F27170



Подставка микромотора,
автоклавируемая

F02463



Держатель

E27113

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IMPLANT CENTER™ 2 WITH LED MOTOR



Микромотор с LED подсветкой

F27210



Кабель микромотора

F27211



Угловой наконечник Bien-Air 20:1
с LED подсветкой. (Зеленое кольцо)

F36132

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IMPLANT CENTER™ 2 WITH NON LED MOTOR



Микромотор, автоклавируемый

F27123



Кабель микромотора,
автоклавируемый

F27124



I-Surge комплект
(микромотор и кабель в боксе)

F34450



Угловой наконечник
Mont Blanc Anthogyr 20:1
(Зеленое кольцо) (без подсветки)

F36140



Держатель внешней трубки спрея
для углового наконечника
Mont Blanc Anthogyr 20:1


F36141

ХИРУРГИЯ

АКСЕССУАРЫ

ВНИМАНИЕ:

Некоторые Аксессуары от PIEZOTOME 2, Implant Center 2 и от Piezotome Solo не подходят к первому поколению аппаратов Piezotome и Implant Center, и наоборот.



ВАЖНО:

Наконечники для PIEZOTOME и для скайлера NEWTRON имеют разную резьбу для насадок, для того, чтобы предотвратить накручивание насадок от скайлера к Piezo и от Piezo на скайлер.

	Piezotome® наконечник с кабелем, 5 клипс	F57321
	Newtron® наконечник, светло-серый, со снимаемым носиком	F12281
	Newtron® кабель наконечника для Piezotome® и Implant Center™	F57305
	Newtron® кабель наконечника для Piezotome® 2 и Implant Center™ 2	F12850
	Piezotome® LED наконечник с кабелем Для Piezotome II / Piezotome Solo LED/ ImplantCenter II	F12815
	LED кольцо для Piezotome II LED наконечника	F12821
	Newtron® LED наконечник для Piezotome® 2 и Implant Center™ 2	F12609
	Newtron® LED кабель наконечника для Piezotome® 2 и Implant Center™ 2	F12830



Piezotome® Solo
наконечник с кабелем

F57509 ■



Piezotome Easytorque
динамометрический ключ

F50150 ■ ■



Piezotome® II набор

F87523 ■

Наконечник Piezotome II со светом LED и кабелем, бокс для стерилизации, динамометрический ключ (серый)

Newtron II набор

Автоклавируемый наконечник NEWTRON LED с подсветкой и с проводом (F12281), бокс для стерилизации, и динамометрический ключ к Piezotome насадкам.

F87524 ■



Бокс для стерилизации

F27156 ■ ■



Ирригационные линии с картриджем, одноразовые. Набор из 10 шт.

F57370 ■ ■



Автоклавируемая ирригационная линия с картриджем с 10 стерильными перфораторами

F57374 ■ ■



Автоклавируемая ирригационная линия с картриджем

E57374 ■ ■



10 стерильных перфораторов

F57372 ■ ■



Клипса для крепления ирригационной линии на шланге наконечника

E57353 ■ ■



Прогрессивная педаль для Piezotome®

F57404 ■



Ножная педаль для Piezotome® Solo и Piezotome® Solo LED

F57504 ■



Держатель

для Implant Center™, Implant Center™ 2, Piezotome® 2, Piezotome® Solo и Piezotome® Solo LED

E27113 ■ ■

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛИНИИ

Устройство

- Suprasson P-Max (Lux) Range I (1)
- Prophy Max™ (Lux) Range I (2)
- P5 Newtron® XS (LED) + SteriНабор (3)
- Suni 2nd generation (4)
- Suni Max (5)
- Trans'care Max (6)



- Piezotome® (7)
- Piezotome® 2 (8)
- ImplantCenter™ (9)
- ImplantCenter™ 2 (10)
- Piezotome® Solo (LED) (11)
- I-Surge former generation (12)
- I-Surge (13)
- EndoCenter (14)



- P-Max Newtron® (Lux) Range II (15)
- Prophy Max™ Newtron® (Lux) Range II (16)




- Suni 1st generation (17)



- I-Surge+ (18)
- HT-Implant (19)



Соответствующие ирригационные линии		Артикул	Описание
		F57370	ОДНОРАЗОВЫЕ Ирригационные линии (трубки) с кассетой и перфоратором, Комплект из 10 штук.
		F57374	1 многоразовая, автоклавируемая ирригационная линия (трубка) и 10 стерильных перфораторов
		E57374	1 многоразовая, автоклавируемая ирригационная линия (трубка)
		F57372	Одноразовые стерильные перфораторы (10шт.)
		F59752	Двойные ирригационные линии для примерно 200 рабочих часов. Набор 10 шт.
		F59756	Одинарные ирригационные линии, 10шт.
		F34700	Ирригационные линии для Suni, 5шт
		F34702	Ирригационные линии для Suni, 10шт
		F28750	Автоклавируемые ирригационные линии, 10шт.

ХИРУРГИЯ

ОСТЕОТОМИЯ/ОСТЕОПЛАСТИКА (BS)



BS набор насадок

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок BS (F87309) и динамометрический ключ.

F87300

BS II набор насадок

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME LED с подсветкой и с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок BS (F87509) и динамометрический ключ.

F87500



BS Набор насадок

с 6 BS насадками (BS1, BS2L, BS2R, BS4, BS5 и BS6) в стальном боксе, универсальный ключ

F87309

BS II Набор насадок

с 6 BS II насадками (BS1 Slim, BS2L II, BS2R II, BS4 II, BS5 II и BS6 II) в стальном боксе, универсальный ключ

F87509

Подставка для хранения и автоклавирования насадок серии Bone Surgery

X88454

X88456

Пилы

BS1 - Универсальная пила,

для резки до 6 мм глубины

BS2L - Левосторонняя костная пила

BS2R - Правосторонняя костная пила

F87301

F87302

F87502

F87303

F87503

Ширина пил - 4мм, толщина - 0,5мм.

BS1S «Slim» - Тонкая пила для

резки твердого кортикального слоя до 9 мм глубины

F87525

BS1L «Long» - Тонкая и длинная пила, для костной пластики на нижней челюсти до 15 мм глубины.

F87527

Поставляется в комплекте с универсальным ключом.

BS1 RD - 280° активная поверхность, длина 40 мм для легкого доступа

F87557

Скальпели

BS4

BS5

BS6

F87304

F87504

F87305

F87505

F87306

F87506

ХИРУРГИЯ

ОТКРЫТЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ (SL)



SINUS LIFT (SL) набор

F87310

Автоклавируемый наконечник
Piezotome с проводом, набор насадок
SL (F87319) и динамометрический
ключ.

SINUS LIFT II (SL II) набор

F87510

Автоклавируемый наконечник
Piezotome LED с подсветкой и с
проводом, набор насадок SL (F87519)
и динамометрический ключ



Sinus Lift Набор насадок

F87319

с 5 SL насадками (SL1, SL2, SL3, SL4 и
SL5) в стальном боксе, универсальный
ключ

Sinus Lift II Набор насадок

F87519

с 5 SL II насадками (SL1 II, SL2 II, SL3
II, SL4 II и SL5 II) в стальном боксе,
универсальный ключ

Подставка для хранения и автоклавирования насадок серии Sinus lift

X88455

X88457

Насадки Sinus Lift



SL1 Насадка с алмазным
напылением, 90 мкм

F87311

F87511

SL2 Шаровидная насадка с
алмазным напылением, 90 мкм

F87312

F87512

SL3 Плоская насадка
Диаметр шарика 1,5мм

F87313

F87513

SL4 Плоская не режущая
насадка, под углом 90°
Диаметр плато - 5мм

F87314

F87514

SL5 Плоская не режущая
насадка, под углом 120°
Диаметр 4мм.

F87315

F87515

ВНИМАНИЕ:

Некоторые Аксессуары от
PIEZOTOME 2, Implant Center 2
и от Piezotome Solo не подходят
к первому поколению аппаратов
Piezotome и Implant Center,
и наоборот.

PIEZOTOME
Piezo • Ultrasonic • Surgery Unit

PIEZOTOME 2

IMPLANTCENTER
Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit

PIEZOTOME
SOLO



1 поколение

2 поколение

IMPLANT
CENTER 2

ХИРУРГИЯ

ЗАКРЫТЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ

Intralift Набор

Автоклавируемый наконечник Piezotome с проводом, набор насадок Intralift (F87336) и автоклавируемый универсальный ключ.

F87330

Intralift II Набор

Автоклавируемый наконечник Piezotome LED с подсветкой и проводом, набор насадок Intralift (F87536) и автоклавируемый универсальный ключ.

F87530



Intralift™ Набор

с 5 ТКВ насадками (ТКВ1, ТКВ2, ТКВ3, ТКВ4 и ТКВ5) в стальном боксе, универсальный ключ

F87336

Intralift™ II Набор

с 5 ТКВ II насадками (ТКВ1 II, ТКВ2 II, ТКВ3 II, ТКВ4 II и ТКВ5 II) в стальном боксе, универсальный ключ

F87536

Подставка для хранения и автоклавирования насадок серии Intralift™

X88458

Насадки Intralift™



ТКВ1 - Коническая насадка

с алмазным напылением, $\varnothing$ 1.35 мм

F87331 F87531

ТКВ2 - Цилиндрическая насадка

с алмазным напылением, $\varnothing$ 2.1 мм

F87332 F87532

ТКВ3 - Цилиндрическая насадка

с алмазным напылением, $\varnothing$ 2.35 мм

F87333 F87533

ТКВ4 - Цилиндрическая насадка

с алмазным напылением, $\varnothing$ 2.8 мм

F87334 F87534



ТКВ5 -Трампе́та для поднятия мембраны, $\varnothing$ 3.0 мм

F87335 F87535

ТКВ6 - Трампе́та для поднятия мембраны, $\varnothing$ 4,2мм

F87538

ВНИМАНИЕ:

Некоторые Аксессуары от PIEZOTOME 2, Implant Center 2 и от Piezotome Solo не подходят к первому поколению аппаратов Piezotome и Implant Center, и наоборот.

PIEZOTOME
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit

PIEZOTOME 2

IMPLANTCENTER
Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit

PIEZOTOME
SOLO



1 поколение

2 поколение

IMPLANT
CENTER 2

ХИРУРГИЯ

УДАЛЕНИЕ И ФРАГМЕНТАЦИЯ ЗУБОВ



Extraction набор

F87340

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок Extraction (F87346) и динамометрический ключ.

Extraction набор с LED наконечником

F87540

Автоклавируемый наконечник Piezotome LED с подсветкой и проводом, бокс для стерилизации, набор насадок Extraction (F87546) и динамометрический ключ.



Extraction II набор насадок

F87346

с 5 Extraction II насадками (LC1 II, LC2 II, LC2L II, LC2R II и NINJA II) в стальном боксе, универсальный ключ

F87546

Подставка для хранения и автоклавирования насадок серии Extraction

X88459

Насадки Extraction



LC1 Периотом для синдесмотомии и перирадикулярной остеотомии

F87307

F87507

LC2 Тонкая насадка для формирования доступа между корнем и альвеолярной костью

F87342

F87542

LC2L Периотом, под 45° влево, облегчает доступ к жевательной группе зубов

F87343

F87543

LC2R Периотом, под 45° вправо, облегчает доступ к жевательной группе зубов

F87344

F87544



Ninja®

Пила для ампутации и фрагментации корня
Толщина 1,5мм

F87345

F87545

ХИРУРГИЯ

УДЛИНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРОНКИ



НАБОР CROWN EXTENSION

F87350

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок Crown Extension (F87354) и динамометрический ключ.

НАБОР CROWN EXTENSION II

F87550

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME LED с подсветкой и с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок Crown Extension (F87554) и динамометрический ключ



Crown Extension Набор насадок

F87354

с 3 CE насадками (CE1, CE2, CE3) и насадкой BS6, в стальном боксе, универсальный ключ

Crown Extension II набор насадок

F87554

с 3 CE II насадками (CE1 II, CE2 II, CE3 II) и насадкой BS6 II, в стальном боксе, универсальный ключ

Подставка для хранения и автоклавирования насадок серии Crown Extension

X88460

Насадки Crown Extension



CE1 - Для остеопластики в вестибулярной и небной зонах, $\varnothing$ 1.75 мм

F87351 **F87551**

CE2 - Для остеопластики в интерпроксимальных зонах, $\varnothing$ 1.20 мм

F87352 **F87552**

CE3 - Остеоэктомия. Для быстрого восстановления биологической ширины

F87353 **F87553**



BS6

Изогнутый скальпель для костной пластики

F87306 **F87506**

ВНИМАНИЕ:

Некоторые Аксессуары от PIEZOTOME 2, Implant Center 2 и от Piezotome Solo не подходят к первому поколению аппаратов Piezotome и Implant Center, и наоборот.



PIEZOTOME 2



PIEZOTOME SOLO



IMPLANT CENTER 2

1 поколение

2 поколение

ХИРУРГИЯ

РАСЩЕПЛЕНИЕ ГРЕБНЯ



CREST SPLITTING НАБОР

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME LED с подсветкой и с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок Crest Splitting (F87567) и динамометрический ключ.

F87560



Crest Splitting II набор насадок

с 6 CS II насадками (CS1 II, CS2 II, CS3 II, CS4 II, CS5 II and CS6 II) в стальном боксе, универсальный ключ

F87567

Подставка для хранения и автоклавирования насадок серии Crest Splitting

X88464

Насадки Crest Splitting для расщепления гребня

CS1 Тонкая насадка, предназначенная для проведения пилотной линии остеотомии, толщина 0,3мм

F87561

CS2 Вторая насадка для проведения остеотомии на глубину до 8 мм. Толщина 0,5 мм

F87562

CS3 Скальпель для проведения послабляющих разрезов в области мезиального и дистального краев основного разреза, всегда глубиной до 8 мм. Толщина 0,5мм

F87563

CS4 Коническая насадка для расщепления костной ткани. Толщина 1мм на кончике и 1,8 на глубине 8мм.

F87564

CS5 Коническая насадка для расщепления костной ткани. Толщина 1,5мм на кончике и 2,75 на глубине 8мм

F87565

CS6 Коническая насадка для расщепления костной ткани. Толщина от 2,1мм на кончике, до 3,75мм на глубине 8мм.

F87566

NEW

Piezocision набор

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME LED с подсветкой и с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок Piezocision (F87576) и динамометрический ключ.

F87570



Piezocision II набор насадок

4 насадки для кортикотомии (PZ1 II, PZ2L II, PZ2R II, PZ3 II) в стальном боксе, универсальный ключ

F87576

Подставка для хранения и автоклавирувания насадок серии Piezocision™

X88472

Насадки Piezocision™

PZ1 - Фронтальная кортикотомия

F87571

PZ2L Латеральная кортикотомия на правой вестибулярной дуге

F87572

PZ2R Латеральная кортикотомия на левой вестибулярной дуге

F87573

PZ3 - Фронтальная кортикотомия вблизи корня

F87574





Essential набор

Автоклавируемый наконечник PIEZOTOME LED с подсветкой и с проводом, бокс для стерилизации, набор насадок Essential (F87528) и динамометрический ключ.

F87529


Essential II набор насадок

Стартовый набор - все самое необходимое!
6 насадок (BS1 Slim II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II и SL3 II) в стальном боксе, универсальный ключ

F87528


NEWTRON Perio набор

Автоклавируемый наконечник NEWTRON с проводом (F12281), бокс для стерилизации, набор насадок с ключом Newtron Perio (F87321) (стр 70) и динамометрический ключ к Piezotome насадкам.

F87320

NEWTRON Perio набор

Автоклавируемый наконечник NEWTRON LED с подсветкой и с проводом (F12609), бокс для стерилизации, набор насадок с ключом Newtron Perio (F87321) (стр 70) и динамометрический ключ к Piezotome насадкам.

F87520

Newtron Retro набор

Автоклавируемый наконечник NEWTRON с проводом (F12609), бокс для стерилизации, набор насадок с простым ключом Newtron Retro (S12-70D, AS6D, ASLD, ASRD) (F87326) и динамометрический ключ к Piezotome насадкам.

F87322

Newtron набор

Автоклавируемый наконечник NEWTRON с проводом, бокс для стерилизации, и динамометрический ключ к Piezotome насадкам.

F87324

Newtron 2 набор

Автоклавируемый наконечник NEWTRON LED с подсветкой и с проводом (F12281), бокс для стерилизации, и динамометрический ключ к Piezotome насадкам.

F87524

ХИРУРГИЯ

NEWTRON® НАБОРЫ



Набор Newtron® Perio

Насадки H1, H2L, H2R, H3, H4L, H4R,
металлическая подставка,
автоклавизируемый универсальный ключ

F87321



Набор Newtron® Micro-Retro

3 Micro-Retro насадки (P14D,
P15LD и P15RD) в стальном боксе,
универсальный ключ

F87325

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ Для Piezotome и Implantcenter ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Насадки	Максимальные режимы работы	Ирригация мл/мин
<i>Bone Surgery</i>		
BS1	1-2-3	40-50
BS2L / BS2R	1-2-3	40-50
BS4	1-2-3	35-40
BS5	1-2-3	35-40
BS6	1-2-3	35-40
<i>Sinus Lift</i>		
SL1	2-3	40-50
SL2	2-3	40-50
SL3	3-4	35-40
SL4	3-4	35-40
SL5	3-4	35-40
<i>Intralift™</i>		
TKW1	1	80
TKW2	1	80
TKW3	1	80
TKW4	1	80
TKW5	2-3	30-40
<i>Crown Extension</i>		
BS6	1-2-3	35-40
CE1	1	60-80
CE2	2	60-80
CE3	1	60-80
<i>Extraction</i>		
LC1	1-2	60-80
LC1-90°	1-2	60-80
LC2	1-2	60-80
LC2L / LC2R	1-2	60-80
NINJA™	1-2	60-80



Набор Newtron® Retro

Насадки S12-70D, AS6D, ASLD, ASRD,
металлическая подставка,
автоклавируемый универсальный ключ

F87326



Newtron® support

Металлическая подставка
для насадок скайлера

X88451



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ

Для Piezotome Solo (LED) - Piezotome 2 - ImplantCenter 2

Насадки	Максимальные режимы работы		Точная настройка*	Ирригация мл/мин
Bone Surgery				
BS1 Slim / BS1 Long / BS1RD	D1		1-3	60
BS2L / BS2R	D1		1-3	60
BS4	D1		1-3	60
BS5	D3		1-3	60
BS6	D1		1-3	60
Crest Splitting				
	Mandible	Maxillary		
CS1 / CS2 / CS3	D2	D3	1-3	80-100
CS4 / CS5 / CS6	D2	D3	1-3	80-100
Sinus Lift				
SL1 / SL2	D1		1-3	60
SL3	D4		1-3	50
SL4 / SL5	D4		1-3	30
Intralift™				
TKW1 / TKW2 / TKW3 / TKW4	D2		3	100
TKW5 / TKW6	D3		1	30-40
Piezocision™				
PZ1	D1		1-3	60
PZ2L / PZ2R	D1		1-3	60
PZ3	D1		1-3	60
Extraction				
LC1 / LC1-90°	D1		1-3	60-80
LC2 / LC2L / LC2R	D1		1-3	60-80
NINJA™	D1		1-3	60-80
Crown Extension				
BS6	D1		1-3	60
CE1 / CE3	D1		1-3	60 - 80
CE2	D2		1-3	60 - 80

ХИРУРГИЯ

АКСЕССУАРЫ К МИКРОМОТОРАМ

АКСЕССУАРЫ I-SURGE™

	Non-autoclavable «Implant» микромотор для I-SURGE™	F28971
	Autoclavable «Implant» автоклавируемый микромотор для I-SURGE™	F28970
	Mont Blanc 20:1 Anthogyr* угловой наконечник с зеленым кольцом (без подсветки)	F36140
	Atomizer dropper for Anthogyr* Mont Blanc 20:1 contra-angle	F36141
	Ножная педаль для микромотора I-SURGE™	F28965
	Многофункциональная ножная педаль для автоклавируемого микромотора для I-SURGE™	F28966
	Линии для помпы с картриджем, одноразовые. Набор из 10 шт.	F57370
	Стерилизуемая линия с 10 стерильными перфораторами	F57374
	Стерилизуемая линия	E57374
	10 стерильных перфораторов	F57372
	Клипса для ирригационной линии	E57353
	I-SURGE™ блок питания	F28955
	Держатель	F28967
	Подставка для микромотора, автоклавируемая. Белый силикон	F02463

АКСЕССУАРЫ I-SURGE™+(первое поколение) and HT-IMPLANT



HT-Implant микромотор с проводом

F28702



Ножная педаль I-Surge+

F28966



Ножная педаль HT-Implant

F28965



Стерилизуемая линия. Набор из 10 шт. **F28750**

АКСЕССУАРЫ SUNI MOTOR



Ирригационные линии для Suni, 5 шт **F34700**

Ирригационные линии для Suni, 10 шт **F34702**

АКСЕССУАРЫ MISCELLANEOUS MOTORS



Набор колец микромотора

F29100



Щетки для микромотора (2 шт)

F29101



Лампочка к микромотру IML

F29204



Black coiled cord
for former auto-ventilated motor
Discontinued, available until stock runs out

F33604

ХИРУРГИЯ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ

SERVOTOME



SERVOTOME® II

Высокочастотный электрокоагулятор для ортодонтии, пародонтологии и хирургии полости рта

F57210

Рассечение и коагуляция

Для одновременного рассечения тканей и гемостаза при оперативных вмешательствах в челюстно-лицевой области. Бескровное операционное поле дает хирургу хороший обзор, что сокращает время и повышает эффективность вмешательства. Кроме того, раны открыты на более короткое время, что снижает риск инфицирования.

Технологическое совершенство

- Контролируемая мощность
- Надежные и воспроизводимые настройки
- Безопасный, при этом максимально эффективный
- Высокая энергоэффективность

Контролируемая мощность при всех электрохирургических манипуляциях

- Рассечение/Иссечение
- Френулотомия
- Гингивопластика
- Коагуляция
- Вскрытие абсцесса
- Раскрытие ретинированных зубов
- Гингивэктомия
- Гингивотомия
- Многое другое

Браслет заземления

Браслет АСТЕОН® - наилучший компромисс для обеспечения безопасности и удобства:

- Легкая комфортная фиксация
- Прямой контакт с кожей
- Легко дезинфицируемый
- Регулируется на контактной области с низким сопротивлением
- Оптимальный размер во избежание концентрации тепла
- Более надежный, в соответствии с новыми стандартами

Надежный и компактный аппарат

- Очень компактный, это позволяет использовать его не только в плановом порядке, но и в экстренных ситуациях.
- Легко и быстро настраиваемый пользовательский интерфейс
- Только два потенциометра (разрезание и коагуляция)

- Настройки можно очень точно изменять, в зависимости от типа ткани

Держатель для электрода

- Легкий и автоклавируемый
- Легко вставлять электроды
- Электрод изолирован оболочкой, только рабочая часть находится в контакте с мягкой тканью

Комплект поставки:

Базовый блок, автоклавируемый наконечник с кабелем, бокс с 10 электродами, заземляющий браслет. Размеры: 250х110х240 мм (Ш х В х Г). Вес: 1.200 г

АКСЕССУАРЫ



Браслет заземления

F57226



Автоклавируемый наконечник, светло-серый

F00476



**Автоклавируемый кабель,
светло-серый (2 м)**

F00475



Ножная педаль для Servotome® II

F00059



Ножная педаль для Servotome® Classic

F00039



**Коробка с 10 различными электродами
(I22S, I22CA, TR22L, TR22R, TR22T, FC25B, FC32B,
FC10N, I40S, I40CA)**

F10440

**Коробка с 10 различными электродами
(I22S, I22CA, TR22L, TR22R, TR22T, FC25B, FC32B,
FC10N, I40S, I40CA) + наконечник (F00476)**

F10472



I 22 S

F10421



I 22 CA

F10422



TR 22 L

F10424



TR 22 R

F10425



TR 22 T

F10427



FC 25 B

F10428



FC 32 B

F10429



FC 10 N

F10430




I 40 S

F10431



I 40 CA

F10432



ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЕ ЛАМПЫ



ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЕ ЛАМПЫ

АКСЕССУАРЫ

	Mini LED™ SuperCharged handpiece	F05217
	Зарядное устройство	F02917
	Литиево-ионный перезаряжаемый аккумулятор	F05211
	Блок питания	F05216
	Овальное защитное стекло	F05407
	Опалесцентный световод (белый, ø 7,5 мм, 45°)	F02648
	Опалесцентный световод (белый, ø 5,5 мм, 45°)	F02652
	Автоклавируемый защитный колпачок, ø 7.5 мм (Набор 5 шт.)	F61507
	Автоклавируемый защитный колпачок, ø 5.5 мм (Набор 5 шт.)	F61505
	Автоклавируемый защитный колпачок, ø 5.5 мм и ø 7.5 мм (По 5 шт. каждого вида)	F61515
	Mini LED™ handpiece	F02530
	Mini LED™ Зарядное устройство	F02510
	Mini LED™ Литиево-ионный перезаряжаемый аккумулятор	F02520
	Mini LED™ Блок питания	F02543
	Mini LED™ Овальное защитное стекло	F02555
Для Mini LED™ SuperCharged, Mini LED™ Ortho 2 and Mini LED™ AutoFocus 2		
	Зарядное устройство	F02917
	Литиево-ионный перезаряжаемый аккумулятор	F05211

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЕ ЛАМПЫ



Блок питания

F05216



Овальное защитное стекло

F05407

Для Mini LED™, Mini LED™ SuperCharged, Mini LED™ Ortho 2



Опалесцентный световод
(белый, о 7,5 мм, 45°)

F02648



Опалесцентный световод
(белый, о 5,5 мм, 45°)

F02652

Для Mini LED™ AutoFocus 2



Опалесцентный световод
(белый, о 7,5 мм, 45°)

F02647



Опалесцентный световод
(белый, о 5,5 мм, 45°)

F02653

Для всех видов Mini LED



Автоклавируемый защитный колпачок,
ø 7.5 мм (Набор 5 шт.)

F61507



Автоклавируемый защитный колпачок,
ø 5.5 мм (Набор 5 шт.)

F61505



Автоклавируемый защитный колпачок,
ø 5.5 мм и ø 7.5 мм (По 5 шт. каждого вида)

F61515

FORMER GENERATIONS

Для Mini LED™ AutoFocus



Блок питания

F02940



Опалесцентный световод
(белый, о 7,5 мм, 45°)

F02654



Литиево-ионный
перезаряжаемый аккумулятор

F02901

Зарядное устройство
Discontinued, available until stock runs out

F02910



Автоклавируемый защитный колпачок,
ø 7.5 мм (Набор 5 шт.)

F61516

Для Mini LED™ Advantage

Handpiece

Discontinued, available until stock runs out

F02460



Блок питания

Discontinued, available until stock runs out

F02458



I AM
EXCLUSIVE*

* Я уникальный

РЕНТГЕНЫ И СИСТЕМЫ ВИЗИОГРАФИИ



РЕНТГЕНОГРАФИЯ

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РЕНТГЕНЫ

X MIND DC

Высокочастотный рентгеновский аппарат

X-mind DC современный интраоральный высокочастотный рентген с микропроцессорным управлением и сенсорным пультом ДУ.

Производитель DE Gotter (Италия) крупнейший европейский производитель рентгеновского оборудования, входит в концерн Acteon Group.

X-Mind DC наиболее популярный и современный дентальный рентген аппарат в линейке данного производителя. Рентгены разных модификаций данного производителя с прошлого века представлены на нашем рынке и завоевали заслуженную популярность своей надежностью, простотой в эксплуатации и конкурентной ценой.

Высокочастотный дентальный рентген X-mind DC имеет великолепные технические характеристики, европейский дизайн, прост в установке и обслуживании. Он отличается от стоматологических рентгенов предыдущего поколения меньшим весом, высокой стабильностью и лучшей защитой от перепадов электроснабжения. Благодаря запатентованной системе охлаждения трубки и использованию чистейшего масла, время охлаждения трубки - одно из лучших на рынке. Также, только у данного рентгена, 1 таймер может управлять двумя рентгеновскими аппаратами!

Лучевая нагрузка на пациента снижена на 50% за счет меньшего времени экспозиции! Высочайшая точность без искажений. При работе с длинным круглым или квадратным конусом, фокусное расстояние в 31см обеспечивает более равномерную фронтальную интенсивность излучения, поэтому нет искажений светопередачи по рабочему полю. Этому же способствует уменьшение до 0,7 мм фокального пятна. Повышенное рабочее напряжение (70 KV) позволяет обходиться малым временем экспозиции, что на пользу резкости получаемого изображения.

Рентгены X-Mind полностью совместимы с любыми визиографами, но мы всё же рекомендуем приобретать его в комплекте с визиографами Sorix и Sorix 2, производимых тем же концерном. Выбирая именно этот комплект рентген + визиограф, вы получите максимум удобства, полную автоматизацию и согласованность работы устройств, а так же наивысшее качество конечного продукта цифровых рентгеновских снимков. Мы славились своей надежностью!

Технические характеристики:

Высокочастотный. Микропроцессорное управление. Варианты исполнения: настенный, потолочный, мобильный, на установку. Программируемые параметры съемки

Самодиагностика и вывод кода неисправности на дисплей. Возможность подключения 2х рентгеновских аппаратов к 1 пульту управления. Потребляемая мощность 1,4 kVa, фокусное расстояние 31см (при работе с длинным круглым или квадратным конусом). Фокусное расстояние 20см при работе с коротким конусом.

- варианты плеча: 40- 80- 110 см.
- трубка Toshiba DG-073B-DC
- вращение конуса на 395°
- фокальное пятно 0,7 мм
- время экспозиции изменяется от 0,02 до 3.2с.
- анодный ток 4-8 mA
- выбор рабочего напряжения 60kV70kV



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

5 ЛЕТ
НА ГОЛОВУ.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РЕНТГЕНЫ

- общая фильтрация 2 мм
 - рассеиваемое излучение: < 0.25 в/ч на расстоянии 1 м.
 - витой кабель пульта-кнопки 3 м.
- Вес рентгена 25кг. (Вес головы - 5,5кг)
Совместим со всеми видами визиографов.
ГАРАНТИЯ НА ГОЛОВУ - 5ЛЕТ!

Комплект поставки:

Комплект с рентгеновской головой, конус (на выбор), плечо (на выбор), таймер, пульт дистанционного управления.

ВЕРХНИЙ МОНТАЖ X-MIND™ DC

Крепление плеча сверху 40 см (общая длина 143 см)	Длинный круглый конус	5.92.23206
Крепление плеча сверху 80 см (общая длина 184 см)	Длинный круглый конус	5.92.23207
Крепление плеча сверху 80 см (общая длина 184 см)	Длинный квадратный конус	5.92.23219
Крепление плеча сверху 110 см (общая длина 212 см)	Длинный круглый конус	5.92.23208

НИЖНИЙ МОНТАЖ X-MIND™ DC

Крепление плеча снизу 40 см (общая длина 143 см)	Длинный круглый конус	5.92.23200
Крепление плеча снизу 40 см (общая длина 143 см)	Длинный квадратный конус	5.92.23213
Крепление плеча снизу 80 см (общая длина 184 см)	Длинный круглый конус	5.92.23201
Крепление плеча снизу 80 см (общая длина 184 см)	Длинный квадратный конус	5.92.23214
Крепление плеча снизу 110 см (общая длина 212 см)	Длинный круглый конус	5.92.23202
Крепление плеча снизу 110 см (общая длина 212 см)	Длинный квадратный конус	5.92.23215

X-MIND™ DC UNIT

Крепление на установку, плечо 40 см	Длинный круглый конус	5.92.23204
-------------------------------------	-----------------------	------------

X-MIND™ DC CEILING

Крепление к потолку, плечо 40 см	Длинный круглый конус	5.92.23205
----------------------------------	-----------------------	------------

X-MIND™ DC MOBILE

Рентгеновский аппарат, мобильный, длинный круглый конус	5.92.23203
Рентгеновский аппарат, мобильный, длинный квадратный конус	5.92.23212



РЕНТГЕНОГРАФИЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ X-MIND AC/DC



X-Mind™ AC голова 230V

F03700



X-Mind™ DC голова 230V

F03800



Короткий конус (20 cm SSD)

F03145



Длинный круглый конус (31 cm SSD)

F03461



Длинный квадратный конус (31 cm SSD)

F03144



X-Mind™ AC/DC Настенное крепление

F03823



Переходник для упрощенного крепления X-MIND AC/DC на стену поверх уже имеющегося старого крепления от рентгенов других производителей.

F03947



Переходник для упрощенного крепления на стену X-MIND AC/DC поверх уже имеющегося старого крепления от рентгена IRIX 70.

F03898



Мобильная стойка для рентгена X-MIND AC/DC

F03104

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ X-MIND AC/DC



Пантограф для X-Mind™ AC

F03705

Пантограф для X-Mind™ DC

F03822

Пантограф для X-Mind™

F03150



Плечо X-Mind™ AC/DC 40 см
для крепления снизу

F03124

Плечо X-Mind™ AC/DC 80 см
для крепления снизу

F03125

Плечо X-Mind™ AC/DC 110 см
для крепления снизу

F03126



Плечо X-Mind™ AC/DC 80 см в сборе
с пантографом, и настенное крепление

F03702

Плечо X-Mind™ AC/DC 110 см в сборе
с пантографом, и настенное крепление

F03703



Плечо X-Mind™ AC/DC 40 см
для крепления сверху

F03720

Плечо X-Mind™ AC/DC 80 см
для крепления сверху

F03133

Плечо X-Mind™ AC/DC 110 см
для крепления сверху

F03742

Плечо X-Mind™ System 40 см
для крепления на установку

F03128


Плечо X-Mind™ System 40 см
для крепления к потолку

F03127


РЕНТГЕНОГРАФИЯ

РАЗМЕРЫ X-MIND AC\DC


BRACKET 400



BRACKET 800



BRACKET 1100





РЕНТГЕНОГРАФИЯ

СКАНЕР ФОСФОРНЫХ ПЛАСТИН

PSPiX²



PSPiX²

Новый компактный сканер рентгенографических пластин.

Система для сканирования рентген изображений с рентгенографических пластин памяти. Беспроводные пластины используются интраорально вместо датчика или пленки, затем сканируются, и изображение выводится на экран выбранного компьютера. После считывания, снимок с пластины автоматически стирается. Беспроводные пластины не занимают много места, многоразовые (до 20000 снимков), недорогие. В отличие от визиографа, срок службы аппарата многократно выше. Система совместима с любыми рентген аппаратами. Доступны 4 размера изображения.

Технические характеристики:

Теоретическое разрешение : 20 пар линий/мм

Время сканирования (быстрое): 1.6 – 2,7 сек.

Время сканирования (высокое разрешение): 2.1 – 3.6 сек.

Сетевое подключение: Ethernet RJ-45

Размеры (Д x Г x В): 154 x 204 x 193 мм

Комплект поставки:

4 пластины (2шт размера 1 и 2шт размера 2), 200 защитных гигиенических чехлов (100 шт размера 1 и 100шт размера 2), бокс для хранения пластин, 1 стилус, 1 чехол для аппарата, 1 чистящая пластина, программа SOPRO Imaging, кабели питания и Ethernet.



> Windows совместимый

S_702_0001



> Mac совместимый

S_702_0010

WINDOWS® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



- ОС: Windows® 7 SP1
- Процессор: Core 2 duo - 3GHz
- Память: 2 GB
- ЖД: 250 Gb
- Видеокарта: 512 Mb DirectX 9
- Разрешение экрана: 1280 x 1024 пикселей
- Сетевая карта: 100 Mbps - 1 Gbps

MAC® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



- MacBook® Pro 13.3" или iMac 21.5"
- ОС: Mac® OS X Mavericks
- Процессор: Intel® Core 2 Duo
- Память: 2 Gb
- Сетевая карта: 1 Gb/s

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

СКАНЕР ФОСФОРНЫХ ПЛАСТИН



СТАНДАРТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

	PSPIX²	PSPIX первое поколение
	<u>Set of 2</u>	<u>set of 6</u>
Размер 0 (22 x 35 мм)	990215	S_700178
Размер 1 (24 x 40 мм)	990216	S_700179
Размер 2 (31 x 41 мм)	990217	S_700180
Размер 3 (27 x 54 мм)	990218	S_700181
Размер 4 (69 x 54 мм)	990252	

IDOT™ ПЛАСТИНЫ

	PSPIX²	PSPIX первое поколение
		<u>set of 6</u>
Размер 0 (22 x 35 мм)		S_700182
Размер 1 (24 x 40 мм)		S_700183
Размер 2 (31 x 41 мм)		S_700184
Размер 3 (27 x 54 мм)		S_700185

PSPIX первое поколение



Размер 0



Размер 1



Размер 2



Размер 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛАСТИН



Размер 0



Размер 1



Размер 2



Размер 3

New PSPIX

set of 250

PSPIX первое поколение

set of 250

Размер 0	700342L	700342L
Размер 1	700343L	700343L
Размер 2	700344L	700344L
Размер 3	700345L	700345L

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛАСТИН



Размер 0



Размер 1



Размер 2



Размер 3

New PSPIX



Размер 0



Размер 1



Размер 2



Размер 3

PSPIX первое поколение

New PSPIX

300 шт.

PSPIX первое поколение

250 шт.

Размер 0	700546	700338L
Размер 1	700547	700339L
Размер 2	700548	700340L
Размер 3	700549	700341L

АКСЕССУАРЫ



Набор позиционеров для пластин PSPIX

5 держателей пластины,
2 центрирующих держателя

S_700195



Набор позиционеров для пластин PSPIX

2 держателя пластины для фронтальных зубов,
2 держателя пластины для жевательных зубов,
2 центрирующих держателя

S_700196



Soprotabs

Мягкие позиционеры для простого удержания сенсора пациентом (Набор из 500 шт.)

700406

АКСЕССУАРЫ NEW PSPIX



Набор защитных чехлов для фосфорных пластин

100 чехлов для пластин размера №1 и 100 чехлов для пластин размера №2

S_700550



Бокс для хранения пластин

990219



Стилус для PSPIX®

5132

АКСЕССУАРЫ PSPIX первое поколение



Набор стандартных пластин

2 пластины размера 0 (22*31мм)
2 пластины размера 1 (24*40мм)
5 пластин размера 2 (31*41мм)
1 пластина размера 3 (27*54мм)

S_700200



Набор аксессуаров

100 Гигиенических чехлов для пластин
и 100 Защитных чехлов каждого размера

S_700201



Бокс для хранения пластин

S_700482



Блок питания для PSPIX®

S_703004

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

СИСТЕМЫ РАДИОВИЗИОГРАФИИ



SOPIX

Система радиовизиографии высокого разрешения. Благодаря использованию CCD сенсоров, система радиовизиографии Sopix позволяет получить высококонтрастные снимки с высокой точностью изображения, что необходимо для постановки диагноза. Сенсор способен сделать более 100,000 снимков. Во избежание поломки, кабель специально упрочнен в его наиболее нагруженной части. У сенсора скругленные углы, для большего комфорта пациента. На боковые грани датчика нанесена белая полоса, для лучшей видимости и позиционирования датчика в темной полости рта пациента.

Благодаря эксклюзивной технологии E.C.S. – системе управления экспозицией, Sopix может компенсировать недостачу или превышение времени излучения, даже когда время экспозиции очень мало. Для получения всех снимков, вам необходимо установить таймер только один раз. Автоматический контроль выдержки пред-отвращает «перезэкспозицию» датчика, что позволяет получать снимки стабильно высокого качества.

Драйвера Sopix отвечают международным стандартам TWAIN и поэтому работают с любым программным обеспечением, поддерживающим этот стандарт. Есть возможность сохранить выбранные настройки снимка с помощью программного обеспечения SOPRO Imaging и получать рентгеновские изображения неизменно высокого качества с необходимым контрастом и яркостью.

SOPIX® USB ДАТЧИК РАЗМЕР 1

под Windows

S_802_3000

под Mac

S_802_4000

Технические характеристики:

Датчик размер №1 38,9*24,9*5,3 мм, 1.5 Мегапикселя, под WINDOWS. (есть версии для MAC).

Технология сенсора: CMOS с синтилятором Gadox и оптоволоконном.

Активная поверхность: 600 мм² (20 x 30 мм). Теоретическое разрешение 25пл/мм. Реальное разрешение 12пл/мм. Кол-во пикселей: 1.50 млн. Длина кабеля датчика 0,7м. Длина кабеля контроллера 3м. ОБЩАЯ ДЛИНА 3,7 м. Скорость получения снимка 2,5сек. Режим осциллоскопа для быстрой диагностики рентгена и режим замера вольтажа на датчике. Twain совместимый. Размер контроллера: 27,5*98*13, вес 118гр, USB, 5V

Комплект поставки:

Датчик, USB2 контроллер, ОБЩАЯ ДЛИНА USB кабеля 3,7м, держатель датчика, 10 чехлов для датчика, ПО Sopro Imaging и лицензия.

SOPIX® USB ДАТЧИК РАЗМЕР 2

под Windows

S_802_3001

под Mac

S_802_4001

Технические характеристики:

Датчик размер №2 30,4*42*5,3 мм, 2.2 Мегапикселя, под WINDOWS. (есть версии для MAC).

Технология: CMOS с синтилятором Gadox и оптоволоконном.

Активная поверхность: 884 мм² (26 x 34 мм). Теоретическое разрешение 25пл/мм. Реальное разрешение 12пл/мм. Кол-во пикселей: 2.21 млн. Длина кабеля датчика 0,7м. Длина кабеля контроллера 3м. ОБЩАЯ ДЛИНА 3,7 м. Скорость получения снимка 4,2сек. Режим осциллоскопа для быстрой диагностики рентгена и режим замера вольтажа на датчике. Twain совместимый. Размер контроллера 27,5*98*13, вес 118гр, USB, 5V

Комплект поставки:

Датчик, USB2 контроллер, ОБЩАЯ ДЛИНА USB кабеля 3,7м, держатель датчика, 10 чехлов для датчика, ПО Sopro Imaging и лицензия.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

СИСТЕМЫ РАДИОВИЗИОГРАФИИ



SOPIX²

Система радиовизиографии высокого разрешения. Благодаря использованию CCD сенсоров, система радиовизиографии Sopix позволяет получить высококонтрастные снимки с высокой точностью изображения, что необходимо для постановки диагноза. Сенсор способен сделать более 100,000 снимков. Во избежание поломки, кабель специально упрочнен в его наиболее нагруженной части. У сенсора скругленные углы, для большего комфорта пациента. На боковые грани датчика нанесена белая полоса, для лучшей видимости и позиционирования датчика в темной полости рта пациента.

Благодаря эксклюзивной технологии E.C.S. – системе управления экспозицией, Sopix может компенсировать недостачу или превышение времени излучения, даже когда время экспозиции очень мало. Для получения всех снимков, вам необходимо установить таймер только один раз. Автоматический контроль выдержки предотвращает «перезэкспозицию» датчика, что позволяет получать снимки стабильно высокого качества.

Драйвера Sopix отвечают международным стандартам TWAIN и поэтому работают с любым программным обеспечением, поддерживающим этот стандарт. Есть возможность сохранить выбранные настройки снимка с помощью программного обеспечения SOPRO Imaging и получать рентгеновские изображения неизменно высокого качества с необходимым контрастом и яркостью.

SOPIX® USB ДАТЧИК РАЗМЕР 1 (МАЛЕНЬКИЙ)

под Windows

S_802_0004

под Mac

S_802_0000

Технические характеристики:

Датчик размер №1 38,9*24,9*5,3 мм, 1,5 Мегапикселя, под WINDOWS. (есть версии для MAC).

Технология сенсора: CMOS с CSI синтилятором и оптоволоком.

Активная поверхность: 600 мм² (20 x 30 мм). Теоретическое разрешение 25пл/мм. Реальное разрешение 18пл/мм. Кол-во пикселей: 1.50 млн. Длина кабеля датчика 0,7м. Длина кабеля контроллера 3м. ОБЩАЯ ДЛИНА 3,7 м. Скорость получения снимка 2,5сек. Режим осциллоскопа для быстрой диагностики рентгена и режим замера вольтажа на датчике. Twain совместимый.

Размер контроллера: 27,5*98*13, вес 118gr, USB, 5V

Комплект поставки:

Датчик, USB2 контроллер, ОБЩАЯ ДЛИНА USB кабеля 3,7м, держатель датчика, 10 чехлов для датчика, ПО Sopro Imaging и лицензия.

SOPIX® USB ДАТЧИК РАЗМЕР 2 (СТАНДАРТНЫЙ)

под Windows

S_802_0005

под Mac

S_802_0001

Технические характеристики:

Датчик размер №2 42*30,4*5,3 мм, 2,2 Мегапикселя, под WINDOWS. (есть версии для MAC).

Технология: CMOS с CSI синтилятором и оптоволоком.

Активная поверхность: 884 мм² (26 x 34 мм). Теоретическое разрешение 25пл/мм. Реальное разрешение 18пл/мм. Кол-во пикселей: 2.21 млн. Длина кабеля датчика 0,7м. Длина кабеля контроллера 3м. ОБЩАЯ ДЛИНА 3,7 м. Скорость получения снимка 4,2сек. Режим осциллоскопа для быстрой диагностики рентгена и режим замера вольтажа на датчике. Twain совместимый.

Размер контроллера 27,5*98*13, вес 118gr, USB, 5V

Комплект поставки:

Датчик, USB2 контроллер, ОБЩАЯ ДЛИНА USB кабеля 3,7м, держатель датчика, 10 чехлов для датчика, ПО Sopro Imaging и лицензия.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

АКСЕССУАРЫ

WINDOWS® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС: Windows XP Pro SP3
- Процессор: Intel Pentium IV – 1.3 GHz
- Память: 512 MB
- ЖД: 250 Gb
- USB порты: 2 USB 2.0
- Видеокарта: 32 MB RAM
- USB чипсет: Intel® or NEC®/ RENESAS®
- Разрешение экрана: 1024 x 768

MAC® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- MacBook® Pro 13.3" или iMac 21.5"
- ОС: Mac® OS X 10.6 Snow Leopard
- Процессор: Intel Core 2 duo
- Память: 2GB

АКСЕССУАРЫ



Набор позиционеров для визиографов SOPIX

1 позиционер для получения горизонтальных снимков зубов в прикусе,
1 позиционер для фронтальных зубов,
1 позиционер для жевательных зубов,
1 позиционер для эндодонтии для фронтальных зубов,
1 позиционер для эндодонтии для жевательных зубов
5 центрирующих держателя

700042



Sorex²/ Sopix держатель датчика

Размер 1 или Размер 2

926039



Гигиенические чехлы для визиографов

SOPIX и SOPIX2 (набор из 500 шт.)

> для размера 1 SOPIX

403026

> для размера 2 SOPIX

403027



USB удлинитель с усилителем.

Длина: 5 м

700381



Soprotabs Мягкие позиционеры для простого удержания сенсора пациентом
(Набор из 500 шт.)

700406



Sopro® Imaging обновление лицензии ПО



для Windows



505019

для Mac®




505022

soprotabs



АСТЕОН IMAGING



- **МЯГКИЙ ПОЗИЦИОНЕР ДАТЧИКА**
- **ЛЕГКО ПРИЛИПАЕТ К ДАТЧИКУ**
- **БЕЗ ВКУСА, БЕЗ ЗАПАХА**
- **ОДНОРАЗОВЫЙ**



I AM
DEMANDING*

* Я требовательный

ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ



ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ МОДУЛЬНЫЙ 3 В 1

X MIND trium


Ортопантомограф X-MIND TRIUM разработан с возможностью дальнейшей модернизации. Модульная конструкция аппарата позволяет легко добавлять новые методы визуализации, такие как 3D томография или цефалометрия.

Вы можете сразу приобрести ортопантомограф с функцией 3D, с цефалостатом, или купить 2D, а потом дооснастить ваш аппарат до 3D, добавить опцию цефалометрии, или поставить и то и другое.

Выбранные Вами опции могут быть установлены сразу на заводе или добавлены позже, делая X-Mind TRIUM одним из самых универсальных существующих рентгеновских аппаратов.

X-Mind UNITY прекрасно подходит для имплантологии, челюстно-лицевой хирургии, исследований ВНЧС, исследований пазух, эндодонтии, ортодонтии, пародонтологического лечения, общей практики, ЛОР.

Аппарат X-MIND UNITY оснащен эксклюзивными и высокотехнологичными технологиями SHARP и STAR, которые фильтруют изображение для удаления артефактов. Полученные изображения бесшумные и чистые.



ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ

МОДУЛЬНЫЙ 3 В 1

Размер вокселя (75нм) совместно с доступным в базе фильтром STAR упрощает постановку точного диагноза.

X-Mind trium имеет 4 поля изображения **40x40мм, 60x60мм, 80x80мм и 110x80мм** для минимизации облучения в соответствующей области. Все размеры реальные, полученные не методом сшивания изображения.

В эндодонтической диагностике X-Mind trium демонстрирует превосходное качество изображения. Это достигается использованием малого поля изображения (40x40мм или 60x60мм), STAR фильтра для удаления металлических артефактов, и высоким разрешением (75нм).

Благодаря запатентованному механизму отпадает необходимость во вторичной коллимации на цефалостате. Размещение пациента на цефалометрическом модуле проходит быстрее и проще.

X-Mind trium использует от 1,5 до 12 раз меньше радиации, чем томограф, и сокращает дозу облучения на 30% по сравнению с конкурентами. X-Mind trium отвечает принципу медицинских приборов «as low as reasonable» (как можно меньше радиации не теряя качества снимка). Бесшумные моторы делают движения тише, а точность изображения выше.

Aceon Imaging Suite (пакет программного обеспечения) прост в использовании и совместим с Windows и Mac OS. Импорт/экспорт в DICOM 3 или STL позволяет работать с любыми CAD/CAM системами или внешним программным обеспечением.

Технические характеристики:

- Высокочастотный генератор
- Фокальное пятно 0,5 мм
- Размер вокселя 75 нм
- Общая фильтрация 2,8 ммAL при 85kV, или 7,0 ммAL при 90kV
- Анодное напряжение 60-85 kVp
- Анодный ток 4-10 mA
- Время экспозиции 4-18 сек
- Время сканирования 12-30 сек
- Техника сканирования 360°
- Поле изображения: 40x40, 60x60, 80x80, 110x80

Программы в комплекте:


Стандартная, Детская, Ортогональная панорамная, Прикус, Синус, ВНЧС, трехмерные фотографии лица; визуализации маленьких деталей, таких как косточки уха; Промежуточная панорамная, Ортогональная панорамная, Боковая заднее-передняя ВНЧС, Боковая многоугольная ВНЧС, Задне-передняя многоугольная ВНЧС, Задне-передняя пазух, Боковая пазух. Цефалометрический анализ в 2D и 3D формате.

ПО Aceon Imaging Suite. Dicom. STL

Размеры 150*100 (150*172) см

Максимальный вес в полной комплектации 235kg

Гарантия 2 года



Цвета индикатора

Информация о плотности кости четко представлена красным и зеленым цветами.

■ Высокая плотность ■ Низкая плотность


Трехмерная карта

Дополняет цветовые индикаторы.

БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 75 МКМ

Качество диагностики и эндодонтического лечения существенно улучшается при разрешении **75 мкм**, обеспечиваемом системой X-Mind® trium.

Дополнительно с обеспечением отличного обзора благодаря **адаптивному пространственному разрешению**, режиму сканирования в импульсном режиме, **высокочувствительному** CMOS-датчику, а также использованию небольших полей зрения обеспечивается заметное снижение рентгеновского облучения.



Система X-Mind® trium обладает алгоритмом сканирования и реконструкции, обеспечивающим получение высококачественного трехмерного изображения. Представление структуры кости челюстно-лицевого скелета является точным и очень равномерным, независимо от оси, вдоль которой осуществляется просмотр.

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ для ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЙ НАВИГАЦИИ

- ПЛАНИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ
- РАЗМЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОРОНОК
- ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПУТИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА
- ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ СРЕЗАМ
- УПРАВЛЕНИЕ МЫШЬЮ
- ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ КОСТИ И ИЗМЕРЕНИЕ ЕЕ ОБЪЕМА МИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДИ, РАССТОЯНИЯ И УГЛА
- ОБШИРНАЯ И РАСШИРЯЕМАЯ БИБЛИОТЕКА ИМПЛАНТАТОВ
- ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМПЛАНТАТОВ
- ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
- ЭКСПОРТ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА CD ИЛИ НАКОПИТЕЛЬ USB
- ЭКСПОРТ В ФОРМАТ STL
- ФИЛЬТР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ АРТЕФАКТОВ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ
- ФИЛЬТР ОПТИМИЗАЦИИ ДЕТАЛЕЙ НА ПАНОРАМНОЙ И ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ
- МОДУЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ
- ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОП
- ИНТЕГРАЦИЯ С РАЗЛИЧНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ФОРМАТОМ DICOM

ВРАЩЕНИЕ НА 360° ЗА 18–27 СЕКУНД,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО РАЗМЕРА
СНИМКА



ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ

МОДУЛЬНЫЙ 3 В 1



X-MIND™ TRIUM PAN

X-MIND TRIUM с панелью управления справа	W0900001
X-MIND TRIUM с панелью управления слева	W0900007
X-MIND TRIUM с подготовкой для цефалостата с панелью управления справа	W0900002
X-MIND TRIUM с подготовкой для цефалостата с панелью управления слева	W0900008
X-MIND TRIUM с подготовкой для 3D с панелью управления справа	W0900225
X-MIND TRIUM с подготовкой для 3D с панелью управления слева	W0900226
X-MIND TRIUM с цефалостатом слева и с панелью управления справа	W0900003
X-MIND TRIUM с цефалостатом справа и с панелью управления слева	W0900009
X-MIND TRIUM с цефалостатом слева и с панелью управления слева	W0900232
X-MIND TRIUM с цефалостатом справа и с панелью управления справа	W0900230
X-MIND TRIUM с подготовкой для 3D с цефалостатом слева и с панелью управления справа	W0900239
X-MIND TRIUM с подготовкой для 3D с цефалостатом справа и с панелью управления слева	W0900240
X-MIND TRIUM с 3D с панелью управления справа	W0900004
X-MIND TRIUM с 3D с панелью управления слева	W0900010
X-MIND TRIUM с 3D и с подготовкой для цефалостата с панелью управления справа	W0900005
X-MIND TRIUM с 3D и с подготовкой для цефалостата с панелью управления слева	W0900011
X-MIND TRIUM с 3D и с цефалостатом слева и с панелью управления справа	W0900006
X-MIND TRIUM с 3D и с цефалостатом справа и с панелью управления слева	W0900012
X-MIND TRIUM с 3D и с цефалостатом слева и с панелью управления слева	W0900233
X-MIND TRIUM с 3D и с цефалостатом справа и с панелью управления справа	W0900231

UPGRADE

X-Mind Trium upgrade до цефалостата	W0900013
X-MIND TRIUM с подготовкой для цефалостата upgrade до цефалостата	W0900015
X-Mind Trium upgrade до 3D	W0900017
X-Mind Trium с 3D и с подготовкой для цефалостата upgrade до 3D с цефалостатом	W0900021

Дополнительная гарантия

+ еще 1 год	W0900022
+ еще 2 года	W0900023
+ еще 3 года	W0900024



ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ

АКСЕССУАРЫ



АСТЕОН® IMAGING SUITE

ПО АСТЕОН® Imaging Suite

W1000006

1 AIS 3D App лицензия

W1000007

DICOM лицензия на печать

39800751

DICOM набор

39800756

АКСЕССУАРЫ

Pan 2D датчик

W0900036

Seph 2D датчик

W0900037

Лампочка 115V

29701226.CW

Лампочка 120V

29701225.CW

ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ

ТОМОГРАФ

whitefox

Трёхмерный цифровой томограф WhiteFox

Все становится простым и четким
с широким полем обзора.



WhiteFox – это многофункциональный томограф с широким спектром панорамных программ для получения трёхмерных изображений различных размеров, необходимых для диагностики челюстно-лицевой области: от малых изображений до изображений всей головы. WhiteFox применяется в широком спектре областей стоматологии: имплантология, челюстно-лицевая хирургия, ортодонтия и гнатология, эндодонтия, исследование височно-нижнечелюстного сустава, исследования пазух, а так же в диагностике заболеваний лор органов, дыхательных путей.

Полная диагностика зубочелюстно-лицевой системы.

WhiteFox – не только продукт передовых технологий, но и эталон стиля и элегантности в вашей клинике. В отличие от большинства конусно-лучевых систем на рынке, механическая часть WhiteFox не создавалась на базе ортопантомографа, а была разработана “с нуля”. Это позволило добиться жесткой и компактной конструкции. Результат – сочетание стиля и функциональности.

Все необходимое программное обеспечение уже установлено на рабочую станцию. Вам не нужно докупать дополнительные опции. Более того, в комплект входят четыре дополнительные лицензии для сетевой установки на другие компьютеры клиники.

ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ

ТОМОГРАФ

Благодаря импульсному режиму сканирования и настраиваемому полю обзора, пациент получает минимальную дозу облучения, необходимую для получения оптимального изображения.

Эксклюзивные методы фильтрации SHARP и STAR (включены в пакет ЛОР). Оригинальный метод фильтрации SHARP основывается на пространственной выскоамплитудной повторной обработке. SHARP понижает уровень шумов и устраняет артефакты. В результате изображение становится четким и естественным, особенно на границах шкалы HU в области дыхательных путей и костей. STAR – это пространственная техника для уменьшения артефактов у пациентов, которые имеют большие коронки или несколько имплантатов. Уменьшение металлических артефактов обеспечивает хорошую читабельность изображения.

Имплантологическое планирование настолько интуитивно понятное и быстрое, что вы можете показать вашему пациенту предстоящую операцию сразу после получения изображения. Ваш профессионализм впечатлит вашего пациента и увеличит шанс согласия на хирургическое вмешательство. Система WhiteFox дает вам самый высокий уровень точности, так что безопасность пациента всегда гарантирована.

Программа WhiteFox предлагает различные инструменты для измерения расстояния, площади поверхности и углов. Самый передовой — это инструмент для вычисления объема, который вычисляет объем биоматериала необходимого для синус-лифтинга.

АНАЛИЗ ВНЧС.

Обе суставные головки отображаются одновременно. WhiteFox точно разграничивает твердые и мягкие ткани, делая диагностику височнонижнечелюстного сустава четкой и ясной.

Поскольку полученные данные совместимы с протоколом DICOM, – это позволяет экспортировать их в любую хирургическую программу. WhiteFox Imaging позволяет экспортировать выбранные поверхности с запланированными имплантатами, так что вы имеете полностью открытую архитектуру.

WhiteFox предоставляет более высокое качество изображения по сравнению с КТ сканированием, при дозе в 10 раз ниже. Это делает его идеальным инструментом для педиатрии и пациентов, которым требуется многократное сканирование и исследование патологии в процессе лечения.

Используя программы для исследования дыхательных путей и горла, виртуально нарезая, проводите анализ дыхательных путей. Легко обнаружить поверхность, которую необходимо измерить. Диагностируйте гайморову пазуху, пазуху верхне-челюстной кости, лицевые кости и носовые пазухи, проводите сиалографию, перемещайтесь вдоль дыхательных путей или канала нижнечелюстного нерва, как при использовании эндоскопа. Вас поразит реализм данного неинвазивного метода.

Отличный и удобный просмотрщик, для того, чтобы поделиться с другими врачами клиническим случаем вашего пациента.

ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ

ТОМОГРАФ



ОРТОПАНТОМОГРАФЫ И ТОМОГРАФЫ

АКСЕССУАРЫ

WHITEFOX напольный

F09001

Комплект поставки: Томограф с напольным креплением, калибровочные фантомы, компьютер с монитором, ПО WhiteFox Imaging Software и 5 лицензий.

WHITEFOX с настенным креплением

F09002

Комплект поставки: Томограф с настенным креплением, калибровочные фантомы, компьютер с монитором, ПО WhiteFox Imaging Software и 5 лицензий.

Технические характеристики:

Поле обзора: 60x60, 80x80, 120x80, 150x130, 200x170

Параметры сканирования: размер вокселя: 100 – 300 мкм, тип вокселя: Изотропный

Время сканирования: 18 - 27 с, время экспозиции: 6 - 9 с, время реконструкции: 30 с

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР

Тип: Аморфный кремний, размер пикселя: 0.127 мм, активная площадь: 195 мм x 244 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕТГЕН-ТРУБКИ

Фокальное пятно: 0.5 x 0.5 мм, целевой угол: 15°, напряжение: 105 кВ (100 кВ RQT8), анодный ток: 6 - 10 мА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Управляющее программное обеспечение: WhiteFox Control, первичная реконструкция: FDK или ART, ПО для визуализации и диагностики: WhiteFox Imaging, совместимость: DICOM3, STL, классификация: Класс 1, тип В

Питание: 200 - 230 В или 100 - 115 В, 50/60 Гц, вес настенной версии: 240 кг, вес напольной версии: 275 кг. размеры: 1891 x 1580 x 2480 (дл x шир x выс)

Гарантия 2 года (может быть продлена до 5 лет).

АКСЕССУАРЫ

Whitefox® лицензия (дополнительная)

F09020

Whitefox® DICOM набор

F09298

DICOM лицензия на печать версия 2L

F09299

103

ASTED IMAGING



Увидеть


невидимое

НОВАЯ ЭРА диагностики и лечения



Компания Sopro разработала технологию, основанную на применении светодиодной камеры, оснащенной специальной CCD-матрицей, с подсветкой зубных тканей специальным излучением видимого спектра, что обеспечивает анатомическое изображение, наложенное на флуоресцентное излучение, воспроизводимое тканями зуба. Это значит, что любое кариозное повреждение в пределах эмали-цементной границы отображается изменением естественной флуоресценции. К тому же SoproLife обеспечивает 30-100-кратное увеличение изображения зуба на мониторе в 3-х вариантах освещения: режим дневного света, режим флуоресценции I для диагностики и режим флуоресценции II для лечения. В сочетании с программным обеспечением Sopro для обработки изображений, эта технология превращается в специализированный инструмент для индивидуализированного лечения.

Важным достоинством диагностической камеры SoproLife является возможность выявления кариеса на ранних стадиях. В этом случае можно своевременно провести микроинвазивное лечение кариеса без препарирования твердых тканей зуба - методику инфильтрации ICON (DMG, Германия). Успех лечения методикой Icon в значительной степени определяется качественной диагностикой и мониторингом состояния твердых тканей. Применение сочетания инновационных методов диагностики, лечения и контроля позволяет добиться долгосрочного эстетического и функционального результата.



Фотоны излучаемые
при облучении
флуоресцентным светом



SOPROLIFE

Light Induced Fluorescence Evaluator

"Запатентованная технология, основанная на принципе флуоресценции"

На создание данной технологии ушло более пяти лет. SOPRO, мировой лидер в производстве систем визуализации, совместно с учеными и исследователями воплотили все самые последние достижения из мира цифровых технологий визуализации в этой камере. Результатом стал революционно новый прибор— SOPROLIFE, используемый для диагностики и лечения кариеса.



*Интраоральная камера для
диагностики и лечения кариеса*

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ SOPROLIFE

SOPROLIFE

Light Induced Fluorescence Evaluator



SOPROLIFE®

наконечник



S_900_0001

Комплект поставки:

Камера SoproLife, автоклавируемый защитный колпачок для камеры (4шт), крепление (держатель) для камеры, ПО SOPRO Imaging Software и лицензия.

**НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ДОК СТАНЦИЮ (заказывается отдельно),
смотри варианты на стр 120.**

Интраоральная камера для диагностики и лечения кариеса

Запатентованная технология, основанная на принципе флуоресценции. Диагностическая камера SoproLife позволяет легко выявить кариес на ранних стадиях даже на межпроксимальной и окклюзионной поверхностях, что остается недоступным многим другим камерам. Камера информирует врача о качестве тканей, в этом случае можно своевременно провести микроинвазивное лечение кариеса без препарирования твердых тканей зуба, и сохранить пульпу.

SoproLife подключается к различным цветным мониторам и к любым программным обеспечениям, поддерживающим функцию воспроизведения изображений, а также ко всем базовым блокам Sorgo. Камера оснащена специальной CCD-матрицей, с подсветкой зубных тканей специальным излучением видимого спектра, что обеспечивает анатомическое изображение, наложенное на флуоресцентное излучение, воспроизводимое тканями зуба. Это значит, что любое кариозное повреждение в пределах эмали-цементной границы отображается изменением естественной флуоресценции. SoproLife еще и обеспечивает 30-100 кратное увеличение изображения для просмотра на мониторе в 3-х вариантах освещения: режим дневного света, режим флуоресценции I для диагностики и режим флуоресценции II для лечения. В сочетании с программным обеспечением Sorgo для обработки изображений, эта технологичная камера превращается в специализированный инструмент для индивидуализированного лечения.

ТРИ режима - ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ФОТО

ДИАГНОСТИКА - вы получаете точное определение места поражения кариесом, а также, благодаря возможности увеличения изображения от 30 до 100 раз, вы можете точно оценить ситуацию. Проблемные места хорошо видны за счет измененного свечения эмали-дентинной структуры.

ЛЕЧЕНИЕ - хорошо видимая дифференциация здоровых и пораженных тканей позволяет врачу провести минимально-инвазивное препарирование, а также контролировать гидроизоляцию стенок перед началом пломбирования. В режиме лечения камера ориентирована на дентин, в то время как в режиме диагностики, она сфокусирована на эмалевой структуре. Перед началом реставрации вы всегда можете легко убедиться в благоприятном состоянии тканей.

ФОТО - для снимков пациента. Портрет, Улыбка, Интраоральная фотография, и МАКРО режим!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SOPROLIFE

- Длина провода 2,5м
- Размер наконечника 200мм, Диам 30мм
- Вес 78гр



ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

SOPROLIFE



SOPROLIFE® + Mini Dock Usb2

Док станция с USB разъемом
(Windows или Mac®)

S_717_1602



SOPROLIFE® + Mini Dock U Usb2

Док станция для соединения по видео проводу

Наши камеры могут многое:

SOPROLIFE:



ПОРТРЕТ



УЛЫБКА




Приближение



Зуб



Макро



Кариес



Кариес при
лечении

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

SOPRO 617

SOPRO 617

Интраоральная камера

Легкий и комфортный для пациента доступ благодаря маленькой головке с рабочим углом, равным 105°, снимки высокого качества, для просмотра на компьютере или мониторе.

Широкоугольная линза (80°) не искажает изображение, а глубина резкости более 40 мм дает врачу новые возможности. Камерой можно выполнять как макро-, так и внеротовую съемку без дополнительной фокусировки. Без поворотов и сдвигов камера готова к работе и автоматически настраивается незаметно для пользователя. Легко выявляются границы пломб и трещины эмали.

Комплект поставки:

Sopro 617 наконечник, 1 док станция Dock USB2 с SoproTouch, без ножной педали



SOPRO® 617 наконечник

Комплект поставки:

Sopro 617 камера, держатель наконечника,
ПО Sopro Imaging и лицензия.
НЕОБХОДИМА ДОК СТАНЦИЯ для использования.

Grey	S_617_0001
Red	S_617_0022
Blue	S_617_0024
Yellow	S_617_0026
Green	S_617_0028

WINDOWS® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС: Windows® 7 SP1
- Процессор Core 2 duo - 3 GHz
- Память: 2 GB
- ЖД: 250 GB
- 4 USB 2.0
- Видеокарта: 512 MB RAM, DirectX 9
- USB чипсет: Intel® или NEC®/ RENESAS®
- Разрешение экрана: 1280 x 1024

MAC® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- MacBook® Pro 13.3" or iMac 21.5"
- ОС: MAC® OS X Mavericks
- Процессор: Intel Core 2 duo
- Память: 2GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SOPRO 617

- Сенсор: 1/4" CCD
- Разрешение: (752x582) PAL, (768x494) NTSC
- Подсветка: 8 LED
- Угол обзора: 80°
- Настройки: fixed focus

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

SOPRO 617



Sopro® 617 + Mini Dock Usb2

Док станция с USB разъемом
(Windows или Mac®)

S_717_1602



Sopro® 617 + Mini Dock U Usb2

Док станция для соединения по видео
проводу



ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ДОК-СТАНЦИИ / КАБЕЛИ

ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ WINDOWS



Mini Dock Usb2 Windows

Док станция с USB2 выходом и соединительным кабелем. Поставляется с Sopro Imaging ПО и лицензия



S_717_1602



Mini Dock U usb2 Windows

Встраиваемая док станция с USB 2.0 выходом.



НЕОБХОДИМО выбрать аксессуары на стр 136.

ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ MAC



Mini dock U_USB2 Mac

Встраиваемая док станция с USB 2.0 выходом.



Mac

НЕОБХОДИМО выбрать аксессуары на стр 136.



Mini Dock Usb2 MAC

Док станция с проводом 3,5м с USB 2.0 разъемом.



Mac

S_717_2000

КАБЕЛИ



USB2.0 кабель с усилителем

Длина: 5 м

700381



Крепление для LCDмонитора

Ø 40 to 70 мм
Тип VESA 75/100

700099



Блок питания для монитора NEOVO LCD

703003

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

АКСЕССУАРЫ

ПО SOPRO® IMAGING



Sopro® Imaging обновление лицензии



для Windows



505019

для Mac



505022

НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ



Ножная педаль

009002



USB2 ножная педаль

009009

ЗАЩИТНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ



Защитные гигиенические пакеты для SOPROLIFE®, SOPROCARE® или SOPRO® 717 FIRST **403017**
Упаковка 500 шт

Защитные гигиенические пакеты для Sopro® 617
Упаковка 500 шт **403023**

Защитные гигиенические пакеты для Sopro® 595
Упаковка 500 шт **403001**

ДЕРЖАТЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ



Держатель наконечника для SOPROLIFE®, SOPROCARE®, Sopro® 717 First **926063**
и Sopro® 617

Только для использования с кабелем без защитного чехла.

АКСЕССУАРЫ



SOPROTIPS for SOPROLIFE® and SOPROCARE® **990135**
Автоклавируемый защитный колпачок для камеры SoproLife и SoproCare (4шт в упаковке)



I AM
PURE
ANESTHESIA

АНЕСТЕТИКИ

HEMOSTASYL

EXPASYL


RISKONTROL



ГИГИЕНА

ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА

HEMOSTASYL™



Паста - гемостатическая повязка

HEMOSTASYL используется во всех случаях остановки кровотечения, возникающей в стоматологической практике (в том числе и скалинг). Откройте шприц. Накрутите одноразовую канюлю. Паста накладывается на кровоточащую десну, полностью закрывая место кровотечения, без всякого давления. Оставьте на 2 минуты. Удалите HemostasyL с помощью спрея. Убедитесь, что HemostasyL полностью удален.

Состав:

Хлорид алюминия, каолин, эксципиенты

HEMOSTASYL НАБОР -

CE 0459 2 шприца по 2 гр и 40 одноразовых изогнутых канюль **246200**

CE **HEMOSTASYL SERINGUES** - 2 Шприца 2 г HemostasyL **246050**

HEMOSTASYL CANNULAS - Одноразовые канюли (40 шт.) **246100**

Medical device class IIa - CE 0459 (LNE-GMED) (syringes) Medical device class I - CE (cannulas)

Ris|Kontrol®



ОДНОРАЗОВЫЕ НАСАДКИ НА ПИСТОЛЕТ ВОДА-ВОЗДУХ

Риск для прямого или перекрестного загрязнения исключается, также как и риск передачи микробов. Riskontrol обеспечивает защиту Вас и Ваших пациентов. Линия RISKONTROL включает почти 70 различных адаптеров. Адаптер остается всегда на месте. Вам только необходимо заменять насадку после каждого пациента. Адаптеры поставляются с двумя защитными колпачками и, в зависимости от типа, заменой О-кольца для обеспечения оптимального функционирования вашего шприца.

Состав:

Насадка RISKONTROL полностью сделана из перерабатываемого пищевого пластика. Этот материал безвреден для окружающей среды, а также экологически чистый в случае сжигания.

Art by
Ris|Kontrol®



Нестерильные насадки (упаковка 250 шт.)
5 цветов, 4 запаха:

оранжевый/мандарин

201701

серый/лакрица

201702

зеленый/анис

201703

фиолетовый/черная смородина

201704

белый/мята

201700

Medical devices class I

Classic by
Ris|Kontrol®



Нестерильные насадки 5 цветов

Белый

201664

Голубой

201665

Желтый

201666

Зеленый

201667

Розовый

201668

Medical devices class I

Ecologic by
Ris|Kontrol®



Нестерильные насадки (упаковка 250 шт.)

Natural

201705

Medical device class I

ГИГИЕНА

ОДНОРАЗОВЫЕ НАСАДКИ

Total Protec
By RisKontrol®

CE



Нестерильные одноразовые насадки
с пластиковым чехлом. Коробка из 100 шт.

Белый
Голубой

201751
201750

Medical devices class I

Sterile
By RisKontrol®

CE
0459



Стерильные одноразовые насадки
Коробка из 100 шт. в индивидуальном блистере,
стерилизованные с оксидом этилена

Белый

201770

Medical devices class I S (LNE-GMED)

Ris|Control®

Адаптеры for air/water syringes



The RISKONTROL® range includes almost 42 different Adapters able to equip 145 types of instrument delivery systems.

The Adapter is left permanently in place. You just need to change the tips between each patient.

The Adapters are delivered with 1 protective cap and, depending on the types, with a replacement O-ring to ensure optimal functioning of your syringe.

CE **Адаптер**
Blister pack

Medical devices class I

Art.-No.	Адаптер
200195	Адаптер (NV) ADEC INOX
200158	Адаптер (NV) BELMONT NEW
200198	Адаптер (NV) CAS INOX
200184	Адаптер (NV) CASTELLINI LOGO NEW
200186	Адаптер (NV) CASTELLINI SVF 1
200162	Адаптер (NV) CASTELLINI C
200163	Адаптер (NV) CASTELLINI V
200197	Адаптер (NV) CEFLA INOX
200188	Адаптер (NV) COLIBRI STYLO II
200152	Адаптер (NV) D.C.I
200164	Адаптер (NV) DENTALEZ
200194	Адаптер (NV) ENGLE
200165	Адаптер (NV) FA E
200166	Адаптер (NV) FA E2
200167	Адаптер (NV) FA C
200168	Адаптер (NV) FA C2
200182	Адаптер (NV) FA S1
200169	Адаптер (NV) FLEX
200149	Адаптер (NV) GNATUS
200170	Адаптер (NV) HOLLAND DENTAL
200171	Адаптер (NV) KAVO C
200157	Адаптер (NV) KAVO D B
200172	Адаптер (NV) KAVO E
200156	Адаптер (NV) KAVO G B
200153	Адаптер (NV) KAVO H B
200192	Адаптер (NV) KAVO I B

ГИГИЕНА

RISKONTROL® АДАПТЕРЫ

Art.-No.	Адаптер
200181	Адаптер (NV) KAVO J
200160	Адаптер (NV) KAVO K
200150	Адаптер (NV) LU INOX
200173	Адаптер (NV) LU V
200199	Адаптер (NV) LU NEW INOX
200174	Адаптер (NV) MORITA 66
200159	Адаптер (NV) MORITA 66 TYPE 2
200183	Адаптер (NV) MORITA S12
200201	Адаптер (NV) MORITA INOX WS10
200200	Адаптер (NV) MORITA INOX WS97
200175	Адаптер (NV) RITTER COMBIJET
200176	Адаптер (NV) RITTET TOP JET
200177	Адаптер (NV) SIEMENS 2000
200178	Адаптер (NV) SIEMENS 4000
200179	Адаптер (NV) SIEMENS E
200154	Адаптер (NV) SIRONA B
200196	Адаптер (NV) SIRONA L
200190	Адаптер (NV) TRIDAC II
200191	Адаптер (NV) YOSHIDA II
200180	Адаптер (NV) YOSHIDA V
200193	Адаптер (NV) YOSHIDA 3
203953	LU RACCORD
203969	LU n°447
203960	LU N°344 C
203976	LU n°222

> Другие адаптеры по запросу




Riskontrol® Catalogue



Riskontrol® Video

ГИГИЕНА RISKONTROL® АДАПТЕРЫ



EXPASYL™

**Уникальная система
для временной десневой ретракции**



EXPASYL представляет собой пасту для временной десневой ретракции, которая обеспечивает отделение краевой десны и карман становится сухим.

Основные характеристики:

Относительно периода: консистенция EXPASYL изготавливается так, чтобы не травмировать здоровый периодонт; таким образом, исключаются случаи десневых рецессий и костных ретракций. Оптимальные эргономические свойства и ощутимая экономия времени: десневая ретракция достигается однократным применением EXPASYL в бороздке. После одной-двух минут EXPASYL, который заметен благодаря своему цвету, просто удаляется воздухом и спреем с водой, и таким образом, канал становится сухим. Безболезненный метод используется при применении EXPASYL на здоровом периодонте. Вяжущие и кровоостанавливающие свойства при сжатии: отсутствие кровотечения или просачивания позволяет достигнуть эффекта полностью сухой бороздки. Средняя продолжительность ретракции: от 1 до 2 минут в соответствии с операционными условиями.

Свойства:

EXPASYL может применяться при всех показаниях раскрытия десневой борозды, таких как:

- зубной слепок с или без предварительного десневого удаления;
- герметизация протеза;
- при терапии зубов при восстановлении классов II и V;
- при установлении резиновой прокладки;
- в пародонтологии (поверхностной и т.д.);
- в ортодонтии (ортодонтическое ленточное скрепление).

Состав:


Хлорид алюминия (15%), каолин, эксципиенты.



Dr. Lalet



Dr. Lesage



Набор



Expasyl™ MINIKIT

включает аппликатор, 6х Expasyl капсул,
12х одноразовых прямых канюль

294100

Аппликатор



Аппликатор

260900

Капсулы



20 капсул с клубничным вкусом

261001



6 capsules

294010

20 capsules

261030

Канюли



40 изогнутых канюль

261045

100 изогнутых канюль

261015



40 прямых канюль

(могут быть изогнутыми)

261040

100 прямых канюль

(могут быть изогнутыми)


261005



I AM
ALL INTEGRATED

* Я встраиваемый

ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙПЕРЫ МИКРОМОТОРЫ ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

МОДУЛИ



SP 3055



SP 4055

MODE		
Paro	No	0,1 to 1 Watt
Endo	0,6 to 2,3 Watt	0,4 to 2,8 Watt
Scaling	1,7 to 6,6 Watt	2 to 8 Watt
Boost	No	No
FEATURES		
Frequency	29 KHz $\pm$ 0,5 KHz	27 to 32 KHz
Color Coding System	No	No
Output power stage	Single	Single
Signal shape	Sinus	Square
Efficiency	40 %	40 %
TECHNOLOGY		
Feed-Back	No	No
Push-Pull	No	No
Auto tuning	No	Limited
Cruise control	No	No
Light	No	Option

ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

МОДУЛИ



Kinetic



SP NEWTRON



NEWTRON
LED

0,1 to 1 Watt	0 to 1 Watt	0 to 1 Watt
0,4 to 2,5 Watt	0,4 to 2,8 Watt	0,4 to 2,8 Watt
1,7 to 8 Watt	2 to 9 Watt	2 to 9 Watt
No	9 to 12 Watt	9 to 12 Watt
27 to 32 KHz	28 to 36 KHz	28 to 36 KHz
Yes	Yes	Yes
Single	Push-Pull	Push-Pull
Square	Sinus	Sinus
40 %	70 %	70 %
No	Yes	Yes
No	Yes	Yes
Limited	Yes	Yes
No	Yes	Yes
Option	Option	Yes

ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

SP NEWTRON®



Модуль с технологией Newtron для пародонтологии, эндодонтии, скалинга, ортопедии и других ультразвуковых манипуляций

Комплект поставки:

SP Newtron OEM набор с автоклавируемым наконечником Newtron, светло-серый кабель

МОДУЛИ



**SP NEWTRON® 4K5V МОДУЛЬ
с коннекторами**

F55297



**SP NEWTRON® МОДУЛЬ
без коннекторов**

F55298



**SP NEWTRON® МОДУЛЬ
Для Adec 500**

F55287

ШЛАНГИ ДЛЯ УСТАНОВОК



ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

SP NEWTRON® LED

NEWTRON
LED



Модуль с технологией Newtron для пародонтологии, эндодонтии, скалинга, ортопедии и других ультразвуковых манипуляций, с LED светом

Комплект поставки:

SP Newtron OEM набор с автоклавируемым LED наконечником, светло-серый LED кабель наконечника, 3 насадки (№ 1, 2 и 10P), потенциометр, голубой автоклавируемый бокс и автоклавируемый цветной ключ (голубой)

МОДУЛИ



SP NEWTRON® LED 4K5V МОДУЛЬ
с подсветкой без коннекторов

F55528



SP NEWTRON® LED 4K3,7V МОДУЛЬ
с подсветкой со специальным разъемом

F55529

ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

SP NEWTRON® LED

СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ

> Со светло-серым кабелем									
F55506	SP Newtron LED 4K5V	R9002	5x7	2070	F00606	F12609	F00524	1, 2, 10P	
F55543	SP Newtron LED 4K5V 6x8 cord	P166	6x8	2070	F00614	F12609	F00524	1, 2, 10P	
> С серым кабелем									
F55525	SP Newtron LED Driver	P101	6x8	2300	F00633	F12609	F00524	1S, 2, 10P	
> С темно-серым кабелем									
F55374	SP Newtron LED 4,7K5V	R7038	5x7	2300	F00618	F12609	-	1, 2, 10P	
F55507	SP Newtron LED	P107	7x10	2300	F00618	F12609	F00524	1, 2, 10P	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБОРЫ

> С серым кабелем									
F55454	SP Newtron LED Adec INTL 81"	P101	5x7	1900	F00633	F12609	F00525	1, 2, 10P	
F55501	SP Newtron LED Fedesa	P101	7x10	1900	F00607	F12609	F00524	1, 2, 10P	
> С ADEC серым кабелем									
F55510	SP Newtron LED Midmark	WS70	5x7	1400	F00616	F12609	F00525	1, 10Z, H3	
F55512	SP Newtron LED	WS70	5x7	2300	F01182	F12609	F00524	1, 2, 10P	

ШЛАНГИ ДЛЯ УСТАНОВОК



ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ МОДУЛИ

SP 4055 NEWTRON



SP 4055 NEWTRON МОДУЛЬ

F55270

Цвет	Кабель			Ref.	Нако- нечник	Потенцио- метр	Насадка	
	Ø	Длина						

> С темно-серым кабелем

F55377	SP 4055 Newtron LED Driver	P107	6x8	2300		F12609	-	НЗ, К15-21	
F56268	SP 4055 Newtron Belmont	P107	6x8	2300		F12281	-	1, НЗ	

SP 4055



SP 4055 МОДУЛЬ

F55140

Цвет	Кабель			Ref.	Нако- нечник	Потенцио- метр	Насадка	
	Ø	Длина						

> Со светло-серым кабелем

F55251	SP 4055 Ster Handpiece	R7035	4x6	2070		F12200	F00522	1, 2, 10P	
--------	------------------------	-------	-----	------	--	--------	--------	-----------	--

XINETIC



xinetic

Цвет	Кабель			Ref.	Нако- нечник	Потенцио- метр	Насадка	
	Ø	Длина						

> Со светло-серым кабелем

F55105	OEM Xinetic Kit LG	R7035	4x6	2070		F12200	F550881	1, 10X, 10P	
--------	--------------------	-------	-----	------	--	--------	---------	-------------	--

ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

КАБЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ

СТАНДАРТНЫЕ КАБЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ

> Светло-серый

F00195	Light grey silicone cord	R7035	4x6	2070
F00239	Silicone cord 6x8	P166	6x8	2070
F00416*	Light grey silicone cord units USA	P166	4x6	2030

> Серый

F01153	Newtron cord 61"	P101	5x7	1400
F01154	Newtron cord 81"	P101	5x7	1900

> Темно-серый

F00150	Silicone cord P359	P359	4x6	2300
F00187	Silicone cord P107	P107	4x6	2300
F00426	Takara cord	P107	7x10	1500
F00433	P107 cord	P107	4x6	2300
F01157	Belmont cord	P107	6x8	2300

> ADEC-серый

F00184	Newtron cord 61"	WS70	5x7	1400
F00188	Newtron cord 81"	WS70	5x7	1900
F00234	Silicone cord Adec	P358	6x8	2300
F01180*	Adec cord	WS70	5x7	2300

LED КАБЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ

> Светло-серый

F00606	OEM cord	R9002	5x7	2070
F00614	Newtron LED cord	P166	6x8	2070
F04590	LED Slim cord	P166	4,5x6,5	2080

> Серый

F00607	Fedesa LED cord	P101	7x10	1900
F00633	Newtron LED cord 81"	P101	5x7	1900
F04591	LED Slim cord	P101	4,5x6,5	2080

> Темно-серый

F00610	Newtron LED cord 1.50m	P107	7x10	1500
F00618	Newtron LED cord 2.30m	P107	6x8	2300
F04592	LED Slim cord	P359	4,5x6,5	2080

> ADEC-серый

F01182	LED handpiece cord	WS70	5x7	2300
F00616	LED handpiece cord Surf 6 Adec		5x7	1400

ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

АКСЕССУАРЫ

НАКОНЕЧНИКИ



Наконечник Suprasson
автоклавируемый, светло-серый

F12200



Наконечник NEWTRON®
автоклавируемый, светло-серый/
темно-серый

F12281



Наконечник Newtron® LED
автоклавируемый

F12609



Наконечник Newtron® LED
низковольтный, автоклавируемый

F12607



Наконечник NEWTRON® SLIM B.LED
с белым LED кольцом

F12905

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ



Кольцо с LED подсветкой
Для наконечника NEWTRON LED

F12605



Кольцо с LED подсветкой низковольтное
Для низковольтного
наконечника NEWTRON LED

F12606



Кольцо с голубой LED подсветкой
Для наконечника NEWTRON SLIM B.LED

F62201



Кольцо с белой LED подсветкой
Для наконечника NEWTRON SLIM B.LED

F12915

ВСТРАИВАЕМЫЕ СКАЙЛЕРЫ

АКСЕССУАРЫ



Потенциометр 4,7K

F00522



Цветной потенциометр SP Newtron® 4,7K

F00524



OEM Набор наконечник LUX > Наконечник LED

F12686



Провода удлинители SP Newtron® LED

F55522



SP Newtron® dummy load

Прибор для проверки SP Newtron под нагрузкой

F00021

ИРРИГАЦИЯ



Steri Pump

Набор - Помпа с 2 автоклавируемыми линиями и 10 перфораторов. and 10 perforators.

F28653



Steri Pump

Модуль для помпы

F28660

Steri Pump

Набор - Помпа и модуль

Помпа, модуль для помпы, 2 автоклавируемые линии, 10 перфораторов.

F28652

Complete Steri Pump

Полный набор

Помпа, модуль для помпы, 2 автоклавируемые линии, 10 перфораторов, 5 клипс, потенциометр 4,7K

F28650

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОМОТОРЫ

МОДУЛИ



M6 MODULE
without option

F34300



M6P MODULE
Pneumatic option with connectors

F34304

M6PL Motor command module

X34250

МИКРОМОТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Микромотор со светом

F28600



Микромотор с внешним спреем AV40

F28502



Микромотор с внутренним спреем, IS40

F28602

КАБЕЛИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Кабель для микромотора со светом
и микромотора IS, цвет серый

F33711



Кабель для микромотора AV, цвет серый

F33712



Кабель для микромотора со светом, черный

F33713

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОМОТОРЫ

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА

Mini LED™ OEM (with module)

Mini LED™ OEM

Полимеризационная лампа

Подходит для полимеризации большинства композитов (мощность 1.250 мВт/см²)

Комплект поставки:

Mini LED наконечник и OEM, светло-серый кабель, опалесцентный световод диам. 7.5 мм и овальное защитное стекло

with ADEC Surf 6 cord

F02505

with medium grey cord

F02719

with dark grey cord

F02720

with ADEC 500 Gray 3 (medium grey) cord

F02538

Mini LED™ OEM

Delivered with a handpiece, a module, a Ø7.5mm opalescent guide and 2 caps.

with light grey cord

F02715

Mini LED™ OEM handpiece

F02710



OEM модуль

F02730



Темно-серый кабель

F02721



Серый кабель

F02722



Светло-серый кабель

F02723

ADEC Surf 6 кабель

F02326

ADEC 500 Gray 3 (серый) кабель

F02327

SL3055



SL3055 лампа 8V-50W

F00909

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

КОНФИГУРАЦИИ

КОНФИГУРАЦИИ ДОК-СТАНЦИЙ DOCK MU AND DOCK U

ВСТРОЕННЫЕ ДОК-СТАНЦИИ



**Dock
U USB2**



**Mini dock
U USB2**

ОПлетКА



**RAL 9002
color**



**A-dec 300
color**



**A-dec 500
color**



**Belmont
color**



**Fedesa
color**



Without sheath

ДЕРЖАТЕЛИ



Instrument



Standard



Cattani Ø21



UK pending



**Handpiece
holder**

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ



2m



2,5m



5m



7m

АКСЕССУАРЫ



Педаль



**Видеокабель
RCA/RCA 1,5м**



**S-Video кабель
YC/YC 1,5м или 5м**



**USB 2.0 кабель 2м, 5м или 8м.
Для док станции U
USB2.0 - длина только 5м.**

ВИТАЛ ЕВВ

г. Екатеринбург,
Шейнкмана 136
тел.: +7 (343) 287-62-44
email: sales@vitalevv.ru

ВИТАЛ П

г. Пермь, Героев Хасана, 9А
офис 406
тел.: +7 (342) 214-00-22
vital.perm2011@yandex.ru

ВИТАЛ Ч

г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 41в,
пом 4
тел.: +7 (351) 244-18-54,
244-11-43
vital74chel@mail.ru

ДЕНТЕКС

Москва, Хорошевское
шоссе, д.12с1 (м. Беговая)

Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д.39,
литер д, офис 221 (м.
Чернышевская)

Краснодар, ул. Бабушкина,
д.146
тел.: 8 (495) 974-30-30
(Москва), 8 (800) 700-80-58
(Бесплатно по России)
info@dentex.ru

КОРАЛ

Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, д.2
(м. Звенигородская)
тел.: 8 (812) 655-50-50,
655-50-60
coralspb@mail.ru

КРАФТВЕЙ

Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д.116,

корп. 60 (м. Алексеевская)
тел.: 8 (495) 232-69-33
dental@kraftway.ru

МЕДЕНТА

Москва, Новохорошевский
проезд, д. 25
(м. Полежаевская)
тел.: 8 (499) 946-46-10,
(499) 946-46-09 (москва),
8 (800) 500-32-54
(Бесплатно по России)
shop@medenta.ru

СТОМАТОРГ

Москва, ул. Профсоюзная,
д. 88/20 (м. Калужская)
тел.: 8 (495) 620-97-34
zakaz@stomatorg.ru
www.stomatorg.ru

СТОМУС

Санкт-Петербург, пр.
Луначарского, д. 49 (м.
Политехническая, Озерки)
тел.: 8 (812) 702-40-07
office@stomus.ru

Москва, ул. Бутырская, д. 6,
корп. 3, Зий этаж
(м. Савеловская)
тел.: 8 (495) 669-78-72, 73
stomus-m@stomus.ru

Новосибирск, ул.
Челюскинцев, д. 14/2
тел.: 8 (383) 201-09-46,
201-04-62
stomus-sibir@inbox.ru

Краснодар,
ул. Октябрьская-Северная,
д. 183/326, оф. 425
тел.: 8 (928) 432-87-44,
432-96-22,
8 (861) 290-80-34
stomus.krr@gmail.com

СТОМА-ДЕНТАЛЬ

Хабаровск, ул. Истомина,
71, помещение i (1-14)
тел.: 8 (4212) 460-070,
460-071, 460-072, 460-073,
8-914-159-20-01
mail@dent.ru

Москва, Кутузовский пр-т,
д.36, стр41, оф 404 (м.
Кутузовская)
тел.: 8 (495) 781-00-76,
(495) 781-00-36
dent@dent.ru

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОМУС В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Калининград:

РЕНАТ МАКАРОВ
тел.: 8 (900) 570-5785

Воронеж:

Сатина Елена
тел.: 8 (915) 580-03-03

Екатеринбург:

Медведева Екатерина
тел.: 8 (912) 219-01-26

MORE INVENTIVE LESS INVASIVE



Представительство АСТЕОН в РФ и в странах восточной Европы.
129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д.6, стр.1, оф.212.
Тел: +7 495 1501323
E-mail: info.ru@acteongroup.com

www.acteongroup.com

